

I-DEW FLO

Fluorescein natrium oftalmiske strimler USP

ENHEDSBESKRIVELSE

En engangs Whatman-filterpapir nr. 1, rund stump spids (imprægneret med Fluorescein Sodium-farvestof 1,0 mg) anbragt mellem en klistermærke-papirpind (samlet længde 60 mm). Hver strimmel pakkes individuelt i poser før sterilisering.

TILSIGTET ANVENDELSE / ANVISNING FOR BRUG

En steril oftalmisk diagnostisk engangsstrimmel bruges til at vurdere kontaktlinsetilpasning.

BRUGTE MATERIALER

Whatman-filterpapir nr. 1, fluorescein-natriumpulver

MÅLALDERSGRUPPE

Brug alle aldersgrupper

TILSIGTET BRUGER

Enhver af de registrerede læger/medicinske fagfolk.

ANVENDELSES VARIGHED

Forbigående brug (mindre end 60 minutter).

OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved specificeret temperatur og relativ luftfugtighed (temperatur mellem 10°C til 30°C og relativ luftfugtighed mellem 45% og 65%).

KONTRAINDIKATIONER

Enheden bør ikke anvendes til patienter, der viser overfølsomhed over for nogen af præparatets materialer. Fluorescein Sodium Ophthalmic Strips USP er kontraindiceret til patienter med øjenoverfladebeskadigelse, betændelse eller sår i hornhinden og bindehinden.

HVORDAN INDKAPKET

Fluorescein Sodium Ophthalmic Strip USP leveres sterilt pakket i en åben pose. sådanne pakkede poser er indesluttet i en ydre trykt æske. Den samlede emballage indeholder fluorescein-natrium oftalmiske strimler i en ydre omsluttende æske med eksterne identifikationsmærkater.

FORSIGTIG/ADVARSEL

- Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget, og se brugsanvisningen.
- Brug ikke enheden, hvis den steriliserede emballage er åben eller beskadiget.
- Produktet er kun designet til éngangsbrug.
 - Den brugte strimmel har muligvis ikke tilstrækkelig mængde fluorescein-natriumfarvestof tilbage til at farve hornhinden ordentligt og overholder muligvis ikke kravet.
- Genbrug ikke idet det kan føre til krydskontaminering. Genbrug af enheden kan forårsage overførsel af smitsom og overførbare sygdomme til patienten og andre alvorlige problemer for patienter på grund af genbrug af enheden såsom HIV, Hepatitis, smitsomme sygdomme/smitsomme sygdomme/unødvendige sygdomme osv.
- Filterpapirspidsen bliver deformeret efter befugtning. Den brugte strimmel er muligvis ikke i en position til at blive brugt igen på grund af denne deformerede form.
- Brugen af dette produkt er begrænset til en kvalificeret læge eller læger.
- Opbevares ved specificeret temperatur og fugtighed.
- Kun til ekstern brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn.



- Gensteriliser ikke enheden på nogen måde. Distributøren påtager sig intet ansvar for de enheder, der er blevet gensteriliseret.
- Må ikke bruges sammen med bløde kontaktlinser.
- Brug ikke enheden efter sterilitetsudløbsdatoen.

FORHOLDSREGLER

- Sørg for før brug, at produktet/emballagen ikke er manipuleret eller beskadiget.

- Ved håndtering af fluorescein-natrium-ophthalmiske strimler skal der udvises forsigtighed for at undgå skader ved håndtering. Undgå knusnings- og krympeskader på strimlen på grund af påføring af kirurgiske instrumenter såsom pincet osv.

ANVISNINGER TIL BRUG/HVORDAN BRUGES PRODUKTET:

- Kontroller pakkens forseglingsintegritet for at sikre sterilitet.
- For at sikre fuld fluorescens og patientkomfort skal den fluorescein-natrium-imprægnerede spids fugtes før påføring.
- En eller to dråber steril skylle- eller saltvandsopløsning skal bruges til dette formål.
- Berør bindehinden eller fornix efter behov med fugtet spids. Det anbefales, at patienten blinker flere gange efter påføring.

UDLØBSDATO:

Produktets udløbsdato er sterilitetsudløbsdatoen. Produktet bør ikke bruges efter den angivne sterilitetsudløbsdato, holdbarheden for sterile produkter anbefales til 5 år fra steriliseringsdatoen.

RETURNERING AF BESKADIGET PRODUKT

Returner produktet i dets originale emballage identificeret ved batchnummer, købsinformation, din reference og årsag til returnering. Kontakt venligst din lokale salgsansvarlig vedrørende returnering/ombytning af produkter.

BORTSKAFFELSE AF DEN BRUGTE ENHED/STRIPS

Den brugte enhed skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale, statslige og landes love og regler.

IMPORTØR/SALGSANSVARLIG

CL OPTIK APS

Skanderborgvej 152A, st.tv.

DK-8382 Hinnerup

T +45 57809090 dagligt ml. 9.30 & 15.00

E clo@cloptik.dk