

**DE Gebrauchsanweisung:** BagBath® kann nach Bedarf in der Mikrowelle (15-30 Sek.) erwärmt werden. ACHTUNG: BEUTEL NICHT ÜBERHITZEN!! Öffnen Sie den Beutel und achten Sie darauf, dass die Tücher nicht zu heiß sind. Verwenden Sie jeweils ein Tuch pro Körperregion und folgen Sie dabei Ihrer Waschanleitung. Werfen Sie die Tücher nach Gebrauch weg. Nicht in die Toilette spülen.

**Haltbar bis mindestens:** Siehe Vorderseite.  
**Lot Nr.:** Siehe Vorderseite.

**ES Instrucciones de uso:** Las toallitas se pueden usar calientes o frías en función de las preferencias del paciente. El paquete se puede calentar en agua caliente, sobre un radiador o en el microondas (15-30 segundos en función de la potencia). NO SOBRECALIENTE EL PAQUETE. Abra el paquete (tenga cuidado si ha calentado previamente las toallitas). Utilice una toallita para cada una de las zonas listadas más abajo y siga el orden que corresponda con su protocolo de aseo. Deseche todas las toallitas usadas y sin usar. Por favor, elimínelas con responsabilidad. No las tire al inodoro.

**Utilizar preferentemente antes de:** véase frontal.  
**N° de lote:** véase frontal.

**NL Gebruiksaanwijzing:** Indien gewenst kan de verpakking worden opgewarmd in de magnetron 15-30 sek. – PAS OP NIET OVERVERHITTEN! Verpakking openen. Controleer of de wasdoekjes niet te heet zijn. Gebruik één wasdoekje per lichaamsdeel. Gooi na gebruik het wasdoekje weg. Niet door het toilet spoelen!

**Tenminste houdbaar tot:** zie voorzijde verpakking.  
**Serienummer:** zie voorzijde verpakking.

**PT Instruções de utilização:** Os panos podem ser utilizados quentes ou frios, dependendo da preferência do doente. A embalagem pode ser aquecida em água quente ou microondas (Máximo 30 segundos). ATENÇÃO: NÃO DEIXE A EMBALAGEM AQUECER DEMAIS. Use um pano para cada uma das áreas do corpo conforme lista apresentada em baixo, na sequência que cumpra com o protocolo de banho utilizado, deitando-os fora após a sua utilização. Não deitar nas sanitas.

**Usar antes de:** Ver na frente.  
**Lot:** Ver na frente.

**FR Mode d'emploi:** Si souhaité, l'emballage peut être réchauffé au microonde 15-30 sec. ATTENTION! ne réchauffez pas à une température trop élevée. Ouvrez l'emballage. Vérifiez que les lingettes ne sont pas trop chaudes. Utilisez une lingette par partie du corps et jetez la après usage. Ne jetez pas dans les toilettes.

**A utiliser avant:** voir face.  
**Lot:** voir face.



**ApodanNordic**

Lyngsø Alle 3 · DK-2970 Hørsholm · www.bagbath.com



**DK/NO Brugsanvisning:** Posen opvarmes efter behov og forhold: I mikrobølgeovn i 15-30 sek. – MÅ IKKE OVEROPVARMES. Åbn posen. Pas på, at kludene ikke er for varme. Brug en vaskeklud til hver kropsdel i den rækkefølge, der svarer til Deres vaskeinstrukser. Kassér derefter de brugte vaskeklude. Skyl dem ikke ud i toiletten.

**Anvendes bedst inden:** Se forsiden.  
**Batch nr.:** Se forsiden.

**SE Bruksanvisning:** Påsen värms upp efter behov och förhållanden: I mikrovågsugn 15-30 sekunder – FÅR INTE ÖVERHETTAS. Öppna påsen och se till att tvättlapparna inte är för varma. Använd en tvättlapp till varje kroppsdels i den ordningsföljd, som motsvarar tvättinstruktionerna. Kassera använda tvättlappar. Spola inte ut tvättlapparna i toaletten.

**Bäst före datum:** Se framsidan av påsen.  
**Batch no.:** Se framsidan av påsen.

**FI Käyttöohje:** Pussi lämmitetään tarpeen ja olosuhteiden mukaan: mikroaaltouunissa n. 15-30 sekuntia – EI SAA YLIKUUMENTA. Avaa pussi. Varo, ettei pesulaput ole liian kuumia. Käytä yksi pesulappu jokaista ruumiinosaa kohti omien pesuohjeiden mukaisesti. Heitä pois käytetyt pesulaput. Älä huuhto niitä WC-pönttöön.

**Vilmeinen käyttövuosi:** ks. etupuoli.  
**Eränumero:** ks. etupuoli.

**EN Directions for use:** Cloths may be used warm or cold dependant on patient preference. The package can be heated in a microwave oven (15-30 secs dependant on power rating) – DO NOT OVERHEAT THE PACKAGE. Open the package (care should be taken if the cloths have been heated). Use one cloth for each of the areas listed below in a sequence that complies with your bathing protocol. Discard all used and unused cloths. Please dispose environmental friendly – do not flush.

**Best before:** See front.  
**Lot no.:** See front.

Bag Bath is a Registered Trademark.  
Made in Denmark.  ApodanNordic A/S

