

## NO: Bruksanvisning


1. Sørg for at strømpen er på retten og stikk hånden inn helt til hælen.
2. Vreng strømpen ned til hælen.
3. Tøy ut skaftet og trø strømpen på foten. Sørg for at hælen havner riktig, og at strømpen ikke er vridd.
4. Vend skaftet tilbake og trekk det opp langs leggen. Dra helt opp til ca. 2,5 cm fra knehasen. StayUp og strømpebukse føres helt opp.
5. Pass på å unngå bretter og rynker. OBS! Brett aldri strømpekanten dobbelt.
- 4 **Kun Care.** Ta på gummihanske. Vend tilbake beindelen samtidig som du tar på strømpen ved hjelp av gummihansken fra hælen og opp til kneet. Dra ut glidesokken.
- 5 **Kun Care.** Dermed unngår du å trekke på strømpen ved hjelp av den øvre kanten – den tilpasses i stedet beinets form gradvis. Kontroller med hånden at strømpen sitter godt uten bretter og rynker.
6. For å bevare kompresjonen bør strømpene vaskes etter bruk.

## FIN: Käyttöohje

1. Varmista, että sukka on oikein päin. Vie käsi sukkaan aina kantaan saakka.
2. Käännä sukka nurinpäin kantaan saakka.
3. Venyttä vartta ja laita sukka jalkaan. Varmista, että kanta on oikein eikä sukka ole vääntynyt.
4. Käännä varsi takaisin ja vedä se ylös pohjetta pitkin. Vedä sukka noin 2,5 cm:n päähän polvitaiteesta. StayUp ja Sukkahousut vedetään ylös asti.
5. Varmista, että sukassa ei ole taitoksia. HUOMAA! Älä koskaan käännä sukan reunaa kaksin kerroin!
- 4 **Vain Care.** Laita kumihanska käteen. Käännä varsi nyt takaisin samalla, kun puuet sukan kumihsankan avulla kannasta ja ylös polvea kohti. Vedä liukusukka pois.
- 5 **Vain Care.** Tällä vältetään sukan pukeminen yläreunan avulla. Sen sijaan sukka mukautuu vähitellen säären muotoon. Varmista kädellä, että sukassa ei ole taitoksia.
6. Tukivaikutuksen säilyttämiseksi sukat tulee pestä käytön jälkeen.

M  
a  
b  
s

Karo Pharma Sverige AB  
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm, Sweden  
info@mabs.se www.mabs.se  
+46 (0) 10-3302310



## SE: Användningsinstruktion

1. Se till att strumpan är rättvänd och stoppa in handen ända till hälen.
2. Vänd strumpan ut och in ner till hälen.
3. Töj ut skaftet och sätt strumpan på foten. Se till att hälen kommer rätt och att strumpan inte är vriden.
4. Vänd tillbaka skaftet och dra det uppåt längs vaden. Dra upp till cirka 2,5 cm från knävecket. StayUp och Strumpbyxa förs hela vägen upp.
5. Se till att det inte är några veck. OBS! Dubbelvik aldrig strumpkanten.
4. **Endast Care.** Ta på gummihandske. Vänd nu till baka bendelen samtidigt som du tar på strumpan med hjälp av gummihandsken från hälen och uppåt knäet. Dra ut glidsockan.
5. **Endast Care.** Därmed undviks att strumpan dras på med hjälp av den övre kanten utan anpassas bit för bit till benets form. Övertyga dig med handen att strumpan sitter utan veck.
6. För att bevara kompressionen bör strumporna tvättas efter användning.

## DK: Användningsinstruktion

1. Sørg for at strømpe er retvendt, og stop hånden ind helt til hælen.
2. Vend strømpe på vrangen ned til hælen.
3. Udvid skaftet og sæt strømpe på foden. Sørg for, at hælen sidder korrekt, og at strømpe ikke er drejet.
4. Vend skaftet tilbage og træk det opad langs læggen. Træk op til cirka 2,5 cm fra knæets bøjning. StayUp og Strømpebuks føres hele vejen op.
5. Sørg for, at der ikke er nogen folder. OBS! Fold aldrig strømpekanten dobbelt.
4. **Kun Care.** Tag gummihandske på. Vend nu bendelen tilbage, samtidigt med at du tager strømpe på ved hjælp af gummihandsken fra hælen og op ad knæet. Træk glidesokken ud.
5. **Kun Care.** Dermed undgås at strømpe trækkes på ved hjælp af den øverste kant, men tilpasses stykke for stykke til benets form. Med hånden sikrer du dig, at strømpe ikke har nogen folder.
6. For at bevare kompressionen bør strømperne vaskes efter brug.

Cotton

Work

Nylon

Design

Sport

Travel

Care +

# Mabs for all occasions