



10 cm/4 in.



Used at hospitals
as Sorbact®
Surgical Dressing

EN Sorbact® Secure Protects and keeps the wound clean. Showerproof dressing that adheres securely, protecting from outside contamination. The unique material binds bacteria from the wound, which facilitates the healing process and prevents infections. **Usage:** Minor wounds, such as cuts, lacerations, abrasions and surgical wounds. **Instructions:** Clean the wound. Remove the white protective film. Apply the dressing to dry skin with the green surface in direct contact with the wound. Press firmly around the edges. Remove the outer film with the blue edge. May be kept in place for several days depending on the wound's condition. **Note:** Contact your health care professional at any sign of infection (red, warm, swollen or painful skin). Do not use in combination with ointments or creams. Do not use if the inner packaging is damaged or open. Too frequent dressing replacement may cause irritation to sensitive skin. **Material:** Polyurethane film, polyacrylate, polyester, polypropylene, viscose, Sorbact® fabric based on cellulose acetate.

SV Sorbact® Secure Skyddar och håller såret rent. Duschbart plåster som sitter säkert och skyddar från smuts utifrån. Det unika materialet binder bakterier från såret, vilket underlättar sårhälingen och förebygger infektion. **Användning:** Mindre sår, t.ex. skärsår, rivsår, skrubbsår och operationssår. **Bruksanvisning:** Rengör såret. Ta bort den vita skyddsfilmen. Sätt på plåstret på torr hud med den gröna ytan i direktkontakt med såret. Tryck till runt kanterna. Ta bort den övre filmen med blå kant. Kan sitta på i flera dagar beroende på sårets tillstånd. **Obs:** Vid tecken på infektion (rodnad, svullnad, smärta, varm hud), kontakta sjukvården. Använd inte med salvor och krämer. Använd inte om innerförpackningen är skadad eller öppen. Alltför täta plåsterbyten kan ge viss irritation på känslig hud. **Material:** Polyuretanfilm, polyakrylat, polyester, polypropylen, viskos, Sorbact®-väv baserad på cellulosacetat.

NO Sorbact® Secure Beskytter såret og holder det rent. Duschsikkert plaster som sitter godt på plass og gir en barriere mot ytre påvirkning. Det unike materialet binder bakterier fra såret, slik at sårhelingen går raskere og infeksjon forebygges. **Bruk:** Mindre sår, f.eks. kutt, rifter, skrubbsår og operasjonssår. **Bruksanvisning:** Rengjør såret. Fjern den hvite beskyttelsesfilmen. Sett plasteret på tørr hud, med den grønne flaten i direktekontakt med såret. Trykk ned

rundt kantene. Fjern den øvre filmen med blå kant. Kan sitte på i flere dager, avhengig av sårets tilstand. **Obs!** Ved tegn på infeksjon (rødhet, hevelse, smerte, varm hud) må du kontakte helsepersonell. Skal ikke brukes i kombinasjon med salver og kremer. Skal heller ikke benyttes dersom den indre pakningen er skadet eller åpnet. Alltfør hyppige plasterbytter kan gi en viss irritasjon på følsom hud. **Materiale:** Polyuretanfilm, polyakrylat, polyester, polypropylen, viskose, Sorbact®-vev basert på celluloseacetat.

DE Sorbact® Secure Beskytter og holder såret rent. Vandafvisende plaster som sidder sikkert og beskytter mod udefrakommende snavs. Det unike materiale binder bakterier fra såret, hvilket understøtter sårhelingen og forebygger infektion. **Anvendelse:** Mindre sår, f.eks. snitsår, rifter, hudafskrabninger og operationssår. **Bruksanvisning:** Rengør såret. Fjern den hvide beskyttelsesfilm. Sæt plasteret på tør hud med den grønne overflade i direkte kontakt med såret. Tryk til omkring kanterne. Fjern den øverste film med den blå kant. Kan sidde i flere dage afhængig af sårets tilstand. **Obs:** Søg læge ved tegn på infektion (rødmen, hævelse, smerte, varm hud). Må ikke anvendes sammen med salver og cremer. Må ikke anvendes, hvis plastrets indpakning er beskadiget eller åbnet. Alt for hyppige plasterskift kan give irritation på følsom hud. **Materiale:** Polyuretanfilm, polyacrylat, polyester, polypropylen, viskose, Sorbact®-væv baseret på celluloseacetat.

FI Sorbact® Secure Suojaa ja pitää haavan puhtaana. Suihkunkestävä laastari kiinnittyy hyvin ja suojaa haavaa ulkopuoliselta liialta. Ainutlaatuinen materiaali sitoo haavan bakteereita, mikä nopeuttaa haavan paranemista ja ehkäisee tulehduksia. **Käyttö:** Pienet haavat, esim. viiltohaavat, pistohaavat, hiertymät ja leikkaushaavat. **Käyttöohje:** Puhdista haava. Poista valkoinen suojakalvo. Aseta laastari kuivalle iholle vihreä pinta haavaa vasten. Paina reunat kiinni ihoon. Poista päällimmäinen suojakalvo, jossa on sininen reuna. Laastari voi olla paikoillaan useiden päivien ajan haavan kunnosta riippuen. **Huomaa:** Jos huomaat merkkejä tulehduksesta (punoitus, turvotus, kipu, lämmin iho), ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Älä käytä rasvoja tai voiteita. Älä käytä, jos sisäpakkaus on vaurioitunut tai avattu. Jos laastari vaihdetaan liian usein, herkkä iho voi ärsyntyä. **Materiaali:** Polyuretaanikalvon, polyakrylaattia, polyesteriä, polypropyleeniä, viskoosia, Sorbact®-sidos sisältää selluloosa-asettaattia.



ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5
SE-436 33 Askim, Sweden, +46 31 748 49 50
info@abigo.se, www.abigo.se

DK ABIGO Pharma A/S, www.abigo.dk
NO Abigo Medical AS, www.abigo.no
FI Oy Verman Ab, www.sorbact.fi