



10 cm/4 in.

200 cm/78 in.



Used at hospitals as
Sorbact® Ribbon Gauze

Sorbact® Fungi

For treatment of fungal infections in skin folds

Sorbact® Fungi binds fungus to its surface.

Usage: In skin folds, e.g. abdominal folds, under the breasts and in the groin. **Instructions:** Cut to the required length. Apply in direct contact with the infected area. Secure in place with a bra, underpants, briefs or skin-friendly adhesive tape on healthy skin. Change daily. Treatment time approx. 7-10 days. Continue for a few days after the skin appears healed. **Note:** Do not use in combination with ointments or creams. **Material:** Cotton-based Sorbact® fabric.

Sorbact® Fungi

För behandling av svampinfektioner i hudveck
Sorbact® Fungi binder svamp till sin yta.

Användning: I hudveck, t ex bukveck, under bröst och i ljumskar. **Bruksanvisning:** Klipp till önskad längd. Lägg i direktkontakt med infekterat område. Fixera med bh, kalsong, trosa eller hudvänlig häfta på frisk hud. Byt 1 gång dagligen. Behandlingstid ca 7-10 dagar. Fortsätt några dagar efter att huden ser läkt ut. **Obs:** Använd inte tillsammans med salvor och krämer. **Material:** Bomullsaserad Sorbact®-väv.

Sorbact® Fungi

For behandling av soppinfeksjoner i hudfold
Sorbact® Fungi binder sopp til overflaten.

Bruk: I hudfold, f.eks. bukfold, under bryst og i lysker. **Bruksanvisning:** Klipp til ønsket lengde. Legges i direkte kontakt med infisert område. Fikser med bh,

bukse, truse eller hudvennlig teip på sunn hud. Bytt 1 gang daglig. Behandlingstid ca. 7-10 dager. Fortsett noen dager etter at huden ser helet ut. **Obs!** Skal ikke brukes i kombinasjon med salver og kremer. **Materiale:** Bomullsbasert Sorbact®-vev.

Sorbact® Fungi

Til behandling af svampeinfektioner i hudfolder
Sorbact® Fungi binder svamp til sin overflade.

Anvendelse: I hudfolder, f.eks. på maven, under brystet og i lysken. **Bruksanvisning:** Klip til i den ønskede længde. Læg i direkte kontakt med det inficerede område. Fastgør med bh, underbukser eller hudvenlig tape på sund hud. Skiftes 1 gang dagligt. Behandlingstid ca. 7-10 dage. Fortsæt nogle dage efter, at huden ser ud til at være helet. **Obs:** Skal ikke anvendes sammen med salver og cremer. **Materiale:** Bomuldsbaseret Sorbact®-væv.

Sorbact® Fungi

Ihopoimujen sieni-infektioiden hoitoon
Sorbact® Fungi sitoo sienet pintaansa.

Käyttö: Ihopoimuihin, kuten vatsan, rinnan alusiin ja nivusiin. **Käyttöohje:** Leikkaa sidos haluttuun pituuteen. Kiinnitä suoraan kiinni tulehtuneeseen alueeseen. Kiinnitä rintaliiveillä, alushousuilla tai ihoystävällisellä teipillä terveelle iholle. Sidos vaihdetaan kerran päivässä. Hoitoaika on noin 7-10 päivää. Hoitoa jatketaan muutaman päivän, kun iho näyttää parantuneelta. **Huomaa:** Älä käytä rasvoja tai voiteita.

Materiaalit: Puuvillapohjainen Sorbact®-sidos.



ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5
SE-436 33 Askim, Sweden, +46 31 748 49 50
info@abigo.se, www.abigo.se

DK ABIGO Pharma A/S, www.abigo.dk
NO ABIGO Medical AS, www.abigo.no
FI Oy Verman Ab, www.sorbact.fi