



Used at hospitals as  
Sorbact® Absorption Dressing

### EN Sorbact® Absorption

#### Absorption dressing for exuding superficial wounds

Sorbact® binds bacteria from the wound, which facilitates the healing process and prevents infections. **Usage:** Exuding wounds, such as surgical wounds, acute wounds, pressure ulcers, and foot and leg ulcers. **Instructions:** Clean the wound. Apply the dressing with the green surface in direct contact with the wound surface. The dressing should overlap the wound margins by at least 2 cm. Secure in place with e.g. adhesive tape or a bandage. Do not cut the dressing. May be kept in place for several days depending on the condition of the wound and the surrounding skin. **Note:** Contact your health care professional at any sign of infection (red, warm, swollen or painful skin). Do not use in combination with ointments or creams. Do not use if the inner packaging is damaged or open. If the dressing dries out or adheres to the wound, it can be moistened or soaked in water or 0.9% saline solution to facilitate removal and to avoid interference with the healing process. **Material:** Viscose, cellulose, polyester, cotton, Sorbact® fabric based on cellulose acetate.

### SV Sorbact® Absorption

#### Absorberande förband för vätskande ytliga sår

Sorbact® binder bakterier från såret, vilket underlättar sårhäkningsprocessen och förebygger infektion. **Användning:** Vätskande sår som operations-sår, akuta sår, trycksår och ben- och fotsår. **Bruksanvisning:** Rengör såret. Lägg på förbandet med den gröna ytan i direktkontakt med sårytan. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm. Fixera med t ex häfta eller linda. Ska inte klippas. Kan sitta på i flera dagar beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd. **Obs:** Vid tecken på infektion (rodnad, svullnad, smärta, varm hud), kontakta sjukvården. Använd inte tillsammans med salvor och krämer. Använd inte om innerförpackningen är skadad eller öppnad. Om förbandet torkar eller fastnar i såret kan det fuktas eller blötas upp med vatten eller 0,9% saltlösning för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårhäkningsprocessen störs. **Material:** Viskos, cellulosa, polyester, bomull, Sorbact®-väv baserad på cellulosaacetat.

### NO Sorbact® Absorption

#### Absorberende bandasje for væskende overflatiske sår

Sorbact® binder bakterier fra såret, slik at sårhelingen går raskere og infeksjon forebygges. **Bruk:** Væskende sår som operasjonssår, akutte sår, trykksår samt ben- og fotsår. **Bruksanvisning:** Rengjør såret. Legg på bandasjen med den grønne overflaten i direkte kontakt med sårflaten. Bandasjen bør overlape sårkantene med minst 2 cm. Fikser med for eksempel teip eller gasbind. Skal ikke klippes. Kan sitte på i

flere dager avhengig av sårets og den omkringliggende hudens tilstand. **Obs!** Ved tegn på infeksjon (rødhet, hevelse, smerte, varm hud) må du kontakte helsepersonell. Skal ikke brukes i kombinasjon med salver og kremer. Skal heller ikke brukes dersom den indre pakningen er skadet eller åpnet. Dersom bandasjen tørker eller setter seg fast i såret, kan den fuktas eller bløtlegges i vann eller 0,9% saltoppløsning for å gjøre den enklere å fjerne og unngå at sårhelingen ødelegges. **Materialie:** Viskose, cellulose, polyester, bomull, Sorbact®-vev basert på celluloseacetat.

### DA Sorbact® Absorption

#### Absorberende bandage til væskende overfladiske sår

Sorbact® binder bakterier fra såret, hvilket understøtter sårhelingen og forebygger infektion. **Anvendelse:** Væskende sår, såsom operationssår, akutte sår, tryksår samt ben- og fotsår. **Bruksanvisning:** Rengør såret. Læg bandagen på med den grønne overflade i direkte kontakt med såret. Bandagen bør overlape sårkanterne med mindst 2 cm. Fastgør med f.eks. hudvenlig tape. Skal ikke klippes til. Kan sidde i flere dage afhængig af sårets og den omkringliggende hudens tilstand. **Obs:** Søg læge ved tegn på infektion (rødmen, hævelse, smerte, varm hud). Skal ikke anvendes sammen med salver og cremer. Må ikke anvendes, hvis indpakningen er beskadiget eller åbnet. Hvis bandagen bliver tør eller sætter sig fast i såret, kan den fugtes eller blødes op med vand eller 0,9% saltoppløsning, så det bliver lettere at fjerne den og sårhelingen ikke forstyrres. **Materialie:** Viskose, cellulose, polyester, bomuld, Sorbact®-væv fremstillet af celluloseacetat.

### FI Sorbact® Absorption

#### Imevä sidos erittäviin pinnallisiin haavoihin

Sorbact® sitoo haavan bakteereita, mikä nopeuttaa haavan paranemista ja ehkäisee tulehduksia. **Käyttö:** Erittävät haavat, kuten leikkaushaavat, akuutit haavat, painehaavat sekä sääri- ja jalkahaavat. **Käyttöohje:** Puhdista haava. Aseta sidos paikalleen siten, että vihreä pinta on haavan pintaa vasten. Sidoksen on ulotuttava vähintään 2 cm haavan reunojen yli. Kiinnitä esimerkiksi siderullalla tai ihoteipillä. Ei saa leikata. Sidoksen voi olla paikoillaan useiden päivien ajan haavan kunnosta riippuen. **Huomaa:** Jos huomaat merkkejä tulehduksesta (punoitus, turvotus, kipu, kuumotus), ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Älä käytä rasvoja tai voiteita. Älä käytä, jos sisäpakkaus on vaurioitunut tai avattu. Jos sidos kuivuu tai kiinnittyy haavaan, sitä voidaan kostuttaa tai liottaa vedellä tai 0,9% keittosuolaliuoksella jotta sidos lähtee helpommin irti ja jotta haavan paraneminen ei häiriinny. **Materialit:** Viskoosi, selluloosa, puuvilla ja selluloosaasetat-attipohjainen Sorbact®-sidoksen.



ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5  
SE-436 33 Askim, Sweden, +46 31748 49 50  
info@abigo.se, www.abigo.se

DK ABIGO Pharma A/S, www.abigo.dk  
NO ABIGO Medical AS, www.abigo.no  
FI Oy Verman Ab, www.sorbact.fi