

Klamydia Test

Information:

Denne test har til formål at påvise Chlamydia trachomatis, infektion med Chlamydia er den hyppigst forekommende seksuelt overførte sygdom. Alene i Danmark skønnes 60.000 personer at være smittet med klamydia, med omkring 30.000 nye sygdomstilfælde hvert år. Unge voksne (i alderen mellem 15 og 29 år), personer med mange skiftende seksualpartnere, seksualpartnere til smittede personer (selv de symptomfrie, der ikke er klar over, at de er smittebærere) samt nyfødte børn, hvis mor er smittet, er de grupper, der oftest rammes. Infektioner uden seksuel kontakt (f.eks. i svømmebassiner) er sjældne, men kan forekomme.

Infektioner med Chlamydia trachomatis er ofte symptomfrie. Men de kan også give problemer i form af øjeninfektioner, arthritis og urinvejsinfektioner. Desuden fører en ubehandlet infektion ofte til infertilitet samt en forøget risiko for ektopisk graviditet (graviditet udenfor livmoderen) og for tidlig fødsel. I udviklingslandene er infektion med Chlamydia trachomatis den mest almindelige årsag til blindhed hos nyfødte børn.

Det er særlig vigtigt at behandle Chlamydia-infektioner under graviditet. Omtrent 50 % af smittede mødre overfører infektionen til deres nyfødte børn. For eksempel er komplikationer som conjunctivitis og lungebetændelse almindelige hos de nyfødte børn.

Denne test er egnet til at udtage celleprøver fra livmoderhalsen og er således kun til brug for kvinder. Hvis du er smittet, anbefales det, at din seksualpartner også får taget en test og bliver behandlet.

Træf ikke nogen vigtige medicinske beslutninger uden først at spørge lægen til råds!

Vigtig information:

Denne test er ikke egnet til brug under graviditet. Brug ikke denne test under menstruation og i tre dage efter menstruationens afslutning, eller hvis du har en urinvejsinfektion!

De dele af testmateriale, der er af animalsk oprindelse (f.eks. antistoffer), er potentielt smittefarlige stoffer, men udgør ingen risiko, forudsat at alle testens bestanddele anvendes som angivet i brugsanvisningen. For en sikkerheds skyld skal du vaske hænder, efter at have foretaget testen.

Testens bestanddele: Brugsanvisning, prøveflaske med bufferopløsning. Vatpind og foliepakke med testkassette og tørremiddel. Du skal også bruge et ur.

Udtagning af en prøve

Inden prøven tages, skal du undlade at lade vandet i mindst én time, da resultatet ellers risikerer at blive ukorrekt. Testen skal foretages et sted, hvor du ikke bliver forstyrret. Vatpinden tages ud af pakken. Hvis emballagen er beskadiget, skal du ikke bruge vatpinden og i stedet kontakte fabrikanten.



Vælg en behagelig stilling, som f.eks. når du skal sætte en tampon op. Vatpinden indføres forsigtigt i skeden og helt ind til livmoderhalsen (den øverste ende af skeden). Vatpinden drejes roligt rundt i ca. **30 sekunder**, og derefter trækkes den langsomt ud.

Klamydia test

Informasjon:

ABBLO Klamydia test er laget for å påvise Chlamydia trachomatis. Klamydiainfeksjon er den hyppigst forekommende seksuelt overførbare sykdommen i Norge. Hvert år stilles denne diagnosen hos ca. 25.000 personer, hvorav ca. 10.000 er menn. Vi finner høyest forekomst av klamydia hos kvinner under 25 år. Risikogrupper omfatter yngre voksne mellom 15 og 25 år, personer som hyppig skifter seksualpartner, seksualpartnere som er bærere av sykdommen og som er uten symptomer. Nyfødte som er født av kvinner med klamydia. Smitte uten seksuell kontakt er svært sjelden, men ikke umulig.

Chlamydia Trachomatis infeksjoner kan ofte forekomme uten symptomer. Vanlige symptomer er svie ved vannlating, utflod, uregelmessige blødninger, øyeinfeksjon. Ubehandlet kan sykdommen blant annet føre til infertilitet. Klamydia kan også føre til for tidlig fødsel. I utviklingsland er klamydiainfeksjon den vanligste årsaken til blindhet hos nyfødte.

Det er særlig viktig å behandle gravide som har Klamydia-infeksjon. Ca 50 % av infiserte mødre overfører sykdommen til sine barn ved fødselen. Vanlige komplikasjoner hos nyfødte er betennelse i øyne samt lungebetennelse.

Denne testen er egnet til å ta celleprøve fra livmorhalsen og kan derfor kun benyttes av kvinner. Hvis menn får påvist infeksjon er det viktig at partner(e) oppsøker lege for testing og behandling.

Gjør ingen medisinske eller personlige avgjørelser før du har konsultert din lege.

VIKTIG INFORMASJON:

Testen er ikke egnet hvis du er gravid. Bruk ikke testen under menstruasjon, vent til tre dager etter endt menstruasjon. Bruk ikke testen hvis du har en urinveisinfeksjon.

Den delen av testen som inneholder antistoffer er ikke skadelig hvis testen behandles som beskrevet i pakningsvedlegget. Ikke brekk eller ødelegg testen etter bruk. Husk å vaske hender nøye etter å ha utført testen.

Pakk ut innholdet i pakningen: bruksanvisningen, prøveflasken med buffer innhold, pakning med prøvetagningspinnen, foliepakning med selve testkassetten. Du må også ha en klokke tilgjengelig for å ta tiden.

Ta en celleprøve

Før du tar en celleprøve bør du unngå å late vannet minst en time i forveien, prøveresultatet kan bli feil ellers. Utfør testen et sted du unngår å bli forstyrret. Ta prøvepinnen ut av pakningen. Hvis pakningen er skadet eller ødelagt så skal du ikke bruke denne bomullspinnen. Kontakt leverandøren av testen.



Velg en komfortabel posisjon, som du ville ha valgt hvis du for eksempel skulle sette inn en tampong. Før først pinnen med bomullsenden forsiktig inn i vagina så langt som til livmorhalsen, i enden av vagina, roter bomullspinnen jevnt mot livmorhalsen i ca **30 sekunder** før du sakte tar ut prøvepinnen igjen.

Klamydia test

Information:

Det här testet är avsett att upptäcka Chlamydia trachomatis. Klamydiainfektion är den vanligaste sexuellt överförda könssjukdomen. Bara i Danmark, beräknas antalet nya infektioner per år vara 60,000. Unga vuxna (mellan 15 och 29 år), de som ofta byter sexpartner, sexpartnern hos de infekterade (även de utan symptom som är omedvetna om att de bär infektionen), så väl som nyfödda barn eller infekterade mammor, är de som drabbas mest. Infektioner utan sexuell kontakt (d.v.s. simbassänger) är sällsynta, men inte omöjliga.

Chlamydia trachomatis infektioner saknar ofta symptom. De kan emellertid även leda till besvär, som ögoninfektioner, artrit och urinvägsinfektioner. Dessutom leder obehandlade infektioner ofta till infertilitet, såväl som till en ökad risk för utomkvedshavandeskap och förtidiga födsel. I utvecklingsländerna är Chlamydia trachomatis infektioner den vanligaste orsaken till blindhet hos nyfödda.

Det är särskilt viktigt att behandla klamydia infektioner under graviditeter. Omkring 50% av infekterade mödrar, överför infektionen till sina nyfödda. Vanliga komplikationer hos nyfödda är konjunktivit och lunginflammation.

Detta test är lämpligt för att ta cellprover från livmoderhalsen och är därför endast avsedd för användning av kvinnor. Vid infektion rekommenderas att även din sexpartner genomför ett test och genomgår behandling.

Ta inga viktiga medicinska beslut utan att rådfråga din läkare!

VIKTIG KOMMENTAR:

Detta test är inte lämpligt för användning under graviditet! Använd inte det här testet under menstruation och under tre dagar efter menstruationsperioden, eller om du har en urinvägsinfektion!

De delar av testmaterialet som har animaliskt ursprung (d.v.s. antikroppar) är potentiellt infekterade substanser, men utgör ingen risk förutsatt att alla testkomponenter används enligt instruktionerna. Tvätta, som en säkerhetsåtgärd, dina händer efter utfört test.

Testkomponenter: Användarinstruktioner, provflaska med blås. Svamp och folieförpackning med testkassett och fuktskydd. Ha även ett armbandsur eller en klocka till hands.

Att ta ett prov

Undvik att urinera under minst en timme innan du tar provet, annars kan felaktigt resultat visas. Gör testet på en plats där du inte blir störd. Ta ut bomullspinnen ur förpackningen. Använd inte bomullspinnen om förpackningen är skadad, utan kontakta istället tillverkaren.



Välj en bekväm position, såsom en som du skulle använda när du sätter in en tampong. För försiktigt in bomullspinnen i din vagina så långt som till livmoderhalsen (övre delen av din vagina). Roter bomullspinnen jämt under omkring **30 sekunder** och dra därefter ut bomullspinnen långsamt.

