

Sinudox™

Sonoma
PHARMACEUTICALS
A Relentless Passion For Healing

Instructions for use
Notice d'utilisation
Instrucciones de uso
Istruzioni d'uso
Gebrauchsanweisung
Bruksvejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Instruções de utilização
Pokyny pre používanie
Kasutusjuhend

Käyttöohjeet
Οδηγίες χρήσης
Használati utasítás
Lietošanas instrukcija
Varojimo instrukcija
Spôsòb użycia
Pokyny k použití
Navodila za uporabo
Notkunleiðbeiningar
Показання за употреба
Upute za korištenje



Fragile, handle with care
Fragile
Fragile, manipular con cuidado
Fragile, maneggiare con cautela
Vorsicht! Bruchgefahr!
Brevakäär, met zoorg hanteraren
Ongjørlig med forsigtighet
Händlar med försiktighet
Omsigtligt, hanteras varsamt
Fragile, manipuler avec soin
Käiklä, pri raskišani buďte opatni
Kergetsi käsitellessä varovasti
Ευθραστο, να το χειρίζεστε με προσοχή
Υπόδειξη: κρατείστε ευλαβώς
Uzmanīgi, pārlūcis
Trapeu, eļģis atīarģai
Delikatno - zachowac ostrożność
Křehké, opatrně zacházet
Lunljivo, manipujle pravilno
Bucaklı, muhakkak olarak
Чувствое да се работи анемателно
Křehko je, buđito oprezni



Keep away from sunlight
À conserver à l'abri du rayonnement solaire
Manténgase alejado de la luz solar
Tenere lontano dalla luce del sole
Vor Sonneneinstrahlung schützen
Liti de zon houde
Opbevar væk fra sollys
Hold unna sollys
Förvara inte i solljus
Mantner afstædt da luz solar
Udržavajte mimo direktno žarenje
Kaisteta päikesekiirguse eest
Pidi kaugemaa aurimugavalesta
Fukajte na jasno mesto to rjčkazó quy
Vědte a nepřímém
Sargite no saules iedarbības
Venkile saules ārkases
Nie wystawiać na światło słoneczne
Nevystavujte slunostřimú zářeni
Ne izpostavljajte neposredni svetlobi svetlobi
Geymlet farf solaryňly
Da se naas ot prava otyemena svetlennā
Cuvajte na suhom mjestu



Keep dry
Gardar au sec
Manténgase seco
Conservare in un luogo asciutto
Troocken halten
Droog houden
Opbevar på et tørt sted
Hold produktet tørt
Förvara tørt
Mantner seco
Udržavajte v suhu
Holda kulvas kohas
Pidi tsahano
Ärmgryttort to ennyv
Tartas szárazon
Uzglabati sausoje vietoje
Lažykite sausose vietoje
Chronić przed wilgocią
Udržujte v suchu
Chronite suho
Geymlet á burnm stađ
Da se sušavata na suho
Cuvati na suhom



Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.
(Formerly Oculus Innovative Sciences
Netherlands B.V.)
Boven de Wolfskuil 3, C30-C32,
6049 LX Herten/Roermond The Netherlands
Phone: +31 (0)475 318 686
Fax: +31 (0)475 318 342
www.sonomapharma.eu

IOCRD-013 Rev.07
Jul 20th 2018

Oculus Technologies of
México S.A. de C.V.
Industria Vidriera No. 81,
Industrial Zapopan Norte
Zip Code 45130.
Zapopan, Jalisco, México.
Phone: + 52 33 38 33 67 22

Brugsvejledning:

DK

Indikationer for brug: Sinudox™ er en elektrolyseret opløsning beregnet til skylning af næsen. Anvendes til fugtning af flånger, hudafskrabninger og lacerationer i næsehulen. Sinudox™ er ufarlig at bruge på slimhinder.

Håndtering: Sinudox™ er biokompatibel for den indicerede anvendelse, er iritationsfri for human hud og virker ikke hudsensibiliserende. Der kræves ingen særlige forholdsregler for håndtering.

Opbevaring: Sinudox™ skal opbevares i den originale forseglede beholder ved 2 °C til 24 °C. Sørg for, at produktet ikke fryses. Opløsningen er ikke brændbar. Efter brug bør beholderen lukkes igen inden opbevaring.

Stabilitet: Indtil åbning er stabiliteten af Sinudox™ garanteret indtil udløbsdatoen (se flasken for udløbsdår og -måned AAAA MM). Ved åbning skal datoen noteres på flasken under "Date opened" (Åbnet den). Stabiliteten af den ubrugte opløsning er garanteret i op til 60 dage efter åbning.

Bruksanvisning: Sinudox™ er brugsklar og kræver ikke opblanding eller fortynding. Påføres 3 til 4 gange om dagen.

Behandling: Før forsigtigt spidsen af flasken ind i næseboret, spray, og træk vejret forsigtigt. Skift derefter til det andet næsebor, og gentag processen i henhold til eller som anbefalet af sundhedspersonale.

Advarsler og noter:

- Hvis den manipulationssikrede forsejling er brudt eller mangler, må produktet ikke bruges.
- Må ikke injiceres.
- Må ikke anvendes til personer med overfølsomhed over for indholdsstofferne.
- Undlad at bruge Sinudox™ sammen med andre produkter, medmindre det anvises af sundhedspersonalet.
- Henvend dig til sundhedspersonalet i tilfælde af dybe eller alvorlige sår, eller hvis du er i tvivl om andre behandlingsmæssige forhold.
- Oplys alle bivirkninger til sundhedspersonalet.
- Skal opbevares utilgængeligt og ude af vejen for børn.
- Hold beholderen lukket, når produktet ikke bruges.
- Sinudox™ er ufarligt selv i tilfælde af utilsigtet kontakt med øjne eller næse eller utilsigtet indtagelse.
- Af hygiejnehensyn og for at undgå infektioner anbefales det at tørre sprayadapteren med en tør klud efter brug og lukke den igen med beskyttelseshætten. Desuden bør den kun bruges af en person.

Bortskaffelse: Sinudox™ er ikke giftigt og er ufarligt for miljøet. Kræver ingen særlige forholdsregler for bortskaffelse.

Ingredienser: Elektrolyseret Vand, Natriumsulfat, Natriumfosfat, Natriumchlorid, hjælpestoffer: Hypoklorsyre.