

SE **DESODROP® Skyddande och smörjande.** OFTALMISK LÖSNING. 8 ml

DESODROP är en skyddande, smörjande, fuktgivande och lindrande oftalmisk lösning för ögats yta, baserad på hypromellos, liposomer och ozoniserad vegetabilisk olja och som är användbar för:

- att främja läkningsprocessen efter kirurgisk eller traumatisk stress.
- behandling av symptom relaterade till inflammation, även av infektiöst ursprung.
- behandling av torra ögon, inklusive irritation orsakad av miljöfaktorer eller mekanisk stress, t.ex. användning av kontaktlinser.

Innehållet av vegetabilisk olja och liposomer bidrar till stabilisering av tårfilmens lipidlager, minskar avdunstningen av det vattenhaltiga lagret och säkerställer omedelbar lindring för ögonen. Den använda vegetabiliska oljan är ozoniserad och är därför fri från konserveringsmedel; detta gör den mer biotillgänglig och biotolerabel tack vare integrationen av liposomer.

Indikationer

DESODROP är indicerat: för smörjning och skydd av hornhinnan före och efter operation, vid okulärt trauma, efter användning av kontaktlinser eller vid förändringar av ögats yta på grund av instabilitet i tårfilmen, även hos patienter med återkommande ögoninfektioner. DESODROP används också som en lindrande behandling av symptom relaterade till inflammation, även av infektiöst ursprung.

Appliceringsmetod

Skaka flaskan före användning. Applicera en eller två droppar i varje öga, en eller flera gånger per dag eller enligt ordination från din läkare. Produkten kan användas tillsammans med kontaktlinser.

Innehållsämnen

LipozonEye™ (ozoniserad solrosfröolja, sojafosfolipider), hydroxipropylmetylcellulosa, borsyra, natriumtetraborat, natriumedetat, PHMB, renat vatten.

Varningar

- Tvätta händerna noggrant innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om du är allergisk eller har känd överkänslighet mot något av innehållsämnena.
- Stäng flaskan väl efter varje användning.
- Använd inte produkten om det har gått mer än 28 dagar efter öppnandet.
- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på flaskan.
- Förvara produkten vid en temperatur mellan 8 och 25 °C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Får inte sväljas.
- Använd inte produkten om förpackningen inte är intakt.
- Om du får biverkningar, avbryt användningen och rådfråga läkare.
- Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med ögat.
- Använd produkten minst 5 minuter före eller efter användning av andra produkter för topisk oftalmisk användning.
- En mindre ändring av den oftalmiska lösningens färg/genomskinlighet betyder inte att produktens kvalitet har ändrats.

FI **DESODROP® Suojaava ja voiteleva.** OFTALMINEN LIUOS. 8 ml

DESODROP on suojaava, voiteleva, kosteuttava ja rauhoittava oftalminen liuos silmän pinnalle. Hypromelloosin, liposomeihin ja otsonoituun kasviöljyyn pohjautuvaa oftalmista liuosta voidaan käyttää:

- edistämään leikkauksen tai vamman jälkeisiä korjausprosesseja;
- hoitamaan tulehdusoireita, myös infektioperäisiä;
- hoitamaan kuivasilmäisyyttä, mukaan lukien ympäristötökijöistä tai mekaanisesta rasituksesta, kuten piilolinssien käytöstä, aiheutuva silmien ärsytys.

Valmisteen sisältämät kasviöljy ja liposomit tasapainottavat kyynelfilmin lipidikerrosta, vähentäen siten vesikerroksen haihtumista ja taaten välittömän helpotuksen silmille. Valmisteesa käytetty kasviöljy on otsonoitua ja siten säilöntäaineetonta; liposomien integraation ansiosta sillä on parempi biologinen hyötysuosisu ja siedettävyyt.

Käyttötarkoituks

DESODROP on tarkoitettu:

voitelemaan ja suojaamaan sarveiskalvoa ennen ja jälkeen leikkauksen; käytettäväksi silmävammojen yhteydessä; piilolinssien käytön jälkeen tai kyynelfilmin epävakaudesta johtuvien silmän pinnan muutosten yhteydessä, myös potilaille, joilla on toistuvia silmätulehduksia. DESODROP-valmistetta käytetään lisäksi rauhoittamaan tulehdusoireita, myös infektioperäisiä.

Annostelutapa

Ravista pulloa ennen käyttöä.

Annostele 1-2 tippaa kumpaankin silmään, kerran tai useampia kertoja päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan.

Valmistetta voidaan käyttää yhdessä piilolinssien kanssa.

Ainesosat

LipozonEye™ (otsonoitu auringonkukansiemenöljy, sojafosfolipidit), hydroksipropylmetyliiselluloosa, boorihappo, natriumtetraboraatti, natriumedetaatti, PHMB, puhdistettu vesi.

Varoitukset

- Pese kätesi huolellisesti ennen valmisteen käyttöä;
- Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen tai tiedät olevasi yliherkkä jollekin valmisteen sisältämälle ainesosalle;
- Sulje pullo tiiviisti kiinni jokaisen käyttökerran jälkeen;
- Älä käytä valmistetta, jos sen avaamisesta on kulunut yli 28 päivää;
- Älä käytä valmistetta pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen;
- Säilytä valmistetta lämpötilassa 8 - 25 °C;
- Ei lasten ulottuville;
- Älä niele;
- Älä käytä valmistetta, jos pakkaus ei ole ehjä;
- Haittavaikutusten ilmaantuessa lopeta valmisteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen;
- Varmista, ettei pullon kärke koske silmään;
- Annostele valmiste vähintään 5 minuuttia ennen tai 5 minuuttia muiden silmän pinnalle annosteltavien valmisteiden käytön jälkeen;
- Oftalmisen liuksen värin tai kirkkauden vähäinen vaihtelu ei vaikuta valmisteen laatuun.

NO **DESODROP® Beskyttende og smørende** OFTALMISK OPPLØSNING. 8 ml

DESODROP er en beskyttende, smørende, fuktighetsgivende og lindrende oftalmisk oppløsning til øyets overflate, basert på hypromellose, liposomer og ozonert planteolje som bidrar til følgende:

- fremmer helingsprosessen etter kirurgisk eller traumatisk stress.
- behandler symptomer knyttet til betennelse, også når de er forårsaket av infeksjoner.
- behandler tørre øyne, inkludert irritasjon som skyldes miljømessige forhold eller mekanisk stress, som bruk av kontaktlinser.

Innholdet av planteolje og liposomer bidrar til å stabilisere lipidlaget i tårefilmen, noe som reduserer fordampningen fra det vannholdige laget og gir øyeblikkelig lindring til øynene. Planteoljen er ozonert og derfor uten konserveringsmidler. Den også gjort mer biologisk tilgjengelig og biologisk tolererbar ved tilføring av liposomer.

Indikasjoner

DESODROP er indisert: til å smøre og beskytte hornhinnen før og etter kirurgiske inngrep, ved okulære traumer, etter bruk av kontaktlinser eller ved forandringer i øyets overflate som skyldes ustabilitet i tårefilmen, også hos pasienter med tilbakevendende øyeinfeksjoner. DESODROP brukes også som lindrende behandling av symptomer knyttet til betennelse, også når de er forårsaket av infeksjoner.

Påføringsmetode

Rist flasken før bruk. Påfør én eller to dråper i hvert øye én eller flere ganger daglig, eller slik legen har anbefalt. Produktet kan brukes mens kontaktlinsene er på.

Ingredienser

LipozonEye™ (ozonert solsikkeolje, sojafosfolipider) hydroksipropylmetylcellulose, borsyre, natriumtetraborat, natriumedetat, PHMB, renset vann.

Advarster

- Vask hendene godt før du bruker produktet.
- Bruk ikke produktet dersom du er allergisk eller overfølsom overfor noen av innholdsstoffene.
- Lukk flasken godt etter bruk.
- Bruk ikke produktet 28 dager etter åpning.
- Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken.
- Oppbevar produktet ved en temperatur mellom 8 og 25 °C.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke svelges.
- Bruk ikke produktet dersom forpakningen ikke fremstår som intakt.
- Avbryt bruken og kontakt lege ved bivirkninger.
- Pass på at flasketuppen ikke kommer i kontakt med øyet.
- Bruk produktet minst 5 minutter før eller etter bruk av andre produkter til topikal oftalmisk bruk.
- Graden av ujevnomsiktighet i den oftalmiske oppløsningen kan variere, men det påvirker ikke kvaliteten til produktet.

DK **DESODROP® Beskyttende og smørende** OFTALMISK OPPLØSNING. 8 ml

DESODROP er en beskyttende, smørende, fugtgivende og lindrende oftalmisk opløsning til anvendelse på øjets overflade, baseret på hypromellose, liposomer og ozonert planteolie og anvendelig til:

- fremme af ophelingsprocessen efter kirurgisk eller traumatisk belastning;
- behandling af symptomer forbundet med inflammation – også af infektiøs oprindelse;
- behandling af øjertorhed, herunder irritation, som skyldes miljømessige påvirkninger eller mekanisk belastning, for eksempel i forbindelse med brug af kontaktlinser.

Innholdet af planteolie og liposomer bidrager til stabilisering af tårefilmens lipidlag, mindsker fordampningen af vandlaget og sikrer øjeblikkelig lindring i øjnene.Den anvendte planteolie er ozonert og således fri for konserveringsmidler; den er mere biotilgængelig og biotolerabel, takket være integrationen af liposomer.

Indikationer

DESODROP er indiceret:

til smøring og beskyttelse af hornhinden inden og efter operation; i tilfælde af okulært traume; efter anvendelse af kontaktlinser eller i tilfælde af ændringer på øjets overflade som følge af ustabilitet i tårefilmen, også hos patienter med gentagne øjeninfektioner. DESODROP anvendes desuden som lindrende behandling af symptomer forbundet med inflammation, også af infektiøs oprindelse.

Anvendelsesmetode

Ryst flasken inden brug. Inddryp en eller to dråber i hvert øje en eller flere gange om dagen ifølge lægens anvisninger. Produktet kan bruges, selvom man har kontaktlinser i.








Indholdsstoffer

LipozonEye™ (ozonert solsikkeolie, sojafosfolipider), hydroxypropylmetylcellulose, borsyre, natriumtetraborat, natriumedetat, PHMB, renset vand.

Advarster

- Vask hænderne grundigt inden anvendelse af produktet;
- Brug ikke produktet, hvis du er overfølsom over for eller har en kendt overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne;
- Luk flasken godt til efter brug hver gang;
- Brug ikke produktet, hvis der er gået 28 dage efter åbning første gang;
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der er angivet på flasken;
- Opbevar produktet ved en temperatur mellem 8 og 25 °C;
- Opbevares utilgængeligt for børn;
- Må ikke synkes;
- Brug ikke produktet, hvis pakningen ikke ser ud til at være intakt;
- Stop anvendelsen, og spørg lægen til råds, hvis du får en bivirkning;
- Pas på, at spidsen af flasken ikke kommer i kontakt med øjet;
- Anvend produktet mindst 5 minutter inden eller efter brug af andre topiske øjeblik;
- En mindre ændring af opløsningens farvespil betyder ikke, at produktets kvalitet er ændret.

Rev 05/2019

 Se brugsanvisning / Katso käyttöohjeita / Se brugsanvisningen / Se brugsvejledning	 STERILE A	Steriliserad med antiseptisk teknik / Steriloitu aseptisin metodein / Steriliseret ved bruk av aseptiske metoder / Steriliseret med antiseptisk teknik
 Tillverkare / Valmistaja / Produzent / Fabrikant		
 Används före / Käyt. viim. / Brukes før / Sidste anvendelsesdato	 +8°C  +25°C	Temperaturintervall / Lämpötilarajoitus / Temperaturgrense / Temperaturintervall
 LOT	Batchnummer / Eräkoodi / Batchkode	

 FB Vision S.p.A. Contrada San Giovanni San Benedetto del Tronto (AP) Italy	Distribueras av / Jälleenmyyjä / Distribuert av / Distribueret af: Bausch & Lomb Nordic AB Söder Målarstrand 45 104 65 Stockholm, SWEDEN
---	---

Desodrop is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
LipozonEye is a trademark of FB Vision S.p.A. used under license.
© 2020 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.


0477

DS0xcanf000020