

Please read instructions for use carefully before using the CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel.

How does CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel work?

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel is developed to provide a long-lasting moistening effect and protect the nasal mucous membrane (i.e., mucosa). Upon applying the gel into the nose, a thin film is formed to protect against pollen and irritation. The product physically works against typical symptoms such as rhinitis, hay fever, inflamed nasal mucosa and blocked nose.

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel is a medical device. Effectiveness and safety have been tested in accordance with the European Medical Device Directive (93/42 / EEC).

Active Principle of CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel

Mucous membranes are made up of epithelial cells. The epithelial cells secrete mucus and form a protective mucus layer. Furthermore, the cells filter the inhaled air and help protect against external factors such as dust, pollen, environmental pollution, bacteria and viruses. **CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel** is a nasal formulation with a triple active complex. In addition to protecting the nasal mucous membrane, it also moisturizes the mucous membrane and, due to its increased viscosity, can maintain a protective film for longer. **CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel** is an isotonic, salty, water-based, moisturizing gel for the nose. The product frees dry and irritated nasal passages, which are triggered by allergies, dust, and low humidity as well as blockages.

Application areas

For long-lasting moistening of the nasal mucosa. Protects and moisturizes the mucous membrane. Gel film to protect against pollen and irritation

Dosage instructions, type and duration of application

For adults and adolescents, the gel can be used up to 2 times a day. There should be at least a 6 hour break between applications. Insert the nasal applicator carefully into your nose. It should not be inserted too deeply in order to avoid injuries! If too much of the product has been accidentally used and is perceived as unpleasant, the excess amount can be removed by blowing your nose vigorously into a tissue. Please consult your doctor if the symptoms persist for more than a week.

Please note

Keep out of reach of small children. Not suitable for children under 14 years of age. Use only after consulting your doctor. During pregnancy or lactation, use only after consultation with a doctor. Do not take the nasal gel orally. Avoid eye contact.

Contraindications

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel must not be used in case of known hypersensitivity to any of the ingredients. Please do not use the product on the nasal mucosa at the same time as other products. Temporary burning, stinging, sneezing or increased runny nose may occur with nasal gels. This indicates that the product is working. These signs are harmless and usually do not last long. However, if the signs persist, discontinue using the product. Occasionally, unpleasant reactions such as blocked or runny nose, watery eyes, local pain, dryness, itching, or swelling are known to occur when using nasal gels. If you are concerned that you are allergic, stop using it immediately. Consult a doctor if symptoms persist. A doctor should also be consulted if the cold has not subsided after 7 days. For reasons of hygiene and to avoid the transmission of pathogens, a nasal gel tube should only be used by one and the same person and the applicator should be cleaned after each application with a clean tissue.

Interactions

To avoid drug interactions, you should use medication 2 hours apart or consult your doctor.

Incident reporting

If this product is associated with a serious incident (death of a patient, user or other person; temporary or permanent serious deterioration of the health status of a patient, user or other person; serious risk to public health), this incident must be reported to the manufacturer and the National competent authorities.

Instructions and information on the durability of the medical device

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel may only be used up to the date marked on the carton with "use by".

Dosage form and content

Original packaging with 10 ml gel.

Composition

Active ingredient complex: Hydroxyethyl Cellulose, Sodium Chloride, Hyaluronic Acid. Other ingredients: Water, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Lauryl Glucoside, Panthenol, Allantoin, Cannabidiol(CBD), Phytic Acid, Sodium Hydroxide. Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients.

Storage

Keep cool (between 10°C and 25°C), dry and protected from sunlight. After using the gel, keep the tube well closed. Open tubes must be used within 3 months.

Disposal

The product can be disposed of with normal household waste.

 Manufacturer: CanNordic a/s Fruebjergvej 3 DK-2100 Copenhagen	 Symbol CE	 Upper / lower temperature limit	 Use by	 Please observe the instructions for use	 Batch number	 Protect from sunlight	 Do not use if the packaging is damaged	 Store in a dry place
---	---	---	--	---	---	---	--	--

DE: CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch von CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

Wie funktioniert CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel?

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel wurde entwickelt, um eine langanhaltende Befeuchtung zu erzielen und die Nasenschleimhaut (d.h. die Mukosa) zu schützen. Beim Auftragen des Gels in die Nase bildet sich ein dünner Film, der vor Pollen und Reizungen schützt. Das Produkt wirkt physikalisch gegen typische Symptome wie Schnupfen, Heuschnupfen, entzündete Nasenschleimhaut und verstopfte Nase. **CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel** ist ein Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Wirkprinzip des CANNASEN® CBD Protective Nasal Gels

Die Schleimhäute sind aus Epithelzellen aufgebaut. Diese Epithelzellen sondern Schleim ab und bilden eine schützende Schleimschicht. Zusätzlich filtern die Zellen die eingeatmete Luft und tragen zum Schutz vor äußere Faktoren wie Staub, Pollen, Umweltverschmutzung, Bakterien und Viren bei.

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel ist eine topische Zubereitungsform mit einem dreifach Wirkkomplex. Neben der Stabilisierung der Nasenschleimhaut, befeuchtet es die Nasenschleimhaut und kann aufgrund der erhöhten Viskosität den Schutzfilm länger aufrechterhalten. **CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel** ist ein isotonisches, salzhaltiges, feuchtigkeitsspendendes Gel auf Wasserbasis für die Nase. Das Produkt befreit trockene und irritierte Nasengänge, die durch Allergien, Staub und geringe Luftfeuchtigkeit ausgelöst wurden.

Anwendungsgebiete

Zur langanhaltenden Befeuchtung der Nasenschleimhaut. Schützt und befeuchtet die Schleimhäute. Gelfilm zum Schutz vor Pollen und Reizungen

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Bei Erwachsenen und Jugendlichen kann das Gel bis zu 2-mal pro Tag aufgetragen werden. Zwischen den Anwendungen sollten mindestens 6 Stunden liegen. Führen Sie den Nasenapplikator vorsichtig in Ihre Nase ein. Er sollte nicht zu tief eingeführt werden, um Verletzungen zu vermeiden! Bei versehentlich zu hoher und als unangenehm empfundener Anwendungsmenge kann durch heftiges Schnäuzen in ein Taschentuch die überschüssige Menge wieder entfernt werden. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Beschwerden länger als eine Woche andauern.

Bitte beachten

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Während der Schwangerschaft oder Stillzeit, nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Nehmen Sie das Nasengel nicht oral ein. Augenkontakt vermeiden.

Gegenanzeigen

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel darf bei bekannter Überempfindlichkeit

gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden. Bitte wenden Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Produkten auf der Nasenschleimhaut an. Vorübergehend können bei Nasengelen Brennen, Stechen, Niesreiz oder verstärktes Nasenlaufen auftreten. Dies zeigt an, dass das Produkt wirkt. Diese Anzeichen sind unbedenklich und halten in der Regel nicht lange an. Sollten die Anzeichen jedoch fortbestehen, beenden Sie den Gebrauch des Produktes. Gelegentlich werden bei der Anwendung von Nasengelen unangenehme Reaktionen, wie verstopfte oder laufende Nase, wässrige Augen, lokale Schmerzen, Trockenheit, Jucken oder Schwellungen beschrieben. Wenn Sie befürchten allergisch zu reagieren, beenden Sie die Anwendung umgehend. Bei weiter bestehenden Symptomen konsultieren Sie einen Arzt. Auch sollte ein Arzt konsultiert werden, wenn die Erkältung nach 7 Tagen nicht abgeklungen ist. Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern sollte eine Nasengel-Tube jeweils nur von ein und derselben Person benutzt werden. Der Applikator sollte nach jeder Anwendung mit einem sauberen Taschentuch gereinigt werden.

Wechselwirkungen

Um Wechselwirkungen zu vermeiden, sollten Sie Arzneimittel 2 Stunden versetzt auftragen oder Ihren Arzt befragen.

Meldung von Vorkommnissen

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und der nationalen zuständigen Behörde zu melden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel darf nur bis zu dem auf der Faltschachtel mit „verwendbar bis“ gekennzeichneten Datum verwendet werden.

Darreichungsform und Inhalt

Originalverpackung mit 10 ml Gel.

Zusammensetzung

Wirkstoffkomplex: Hydroxyethylcellulose, Natriumchlorid, Hyaluronsäure. Sonstige Bestandteile: Wasser, Propylenglycol, Pentylenglycol, Butylenglycol, Lauryl Glucoside, Panthenol, Allantoin, Cannabidiol(CBD), Phytinsäure, Natriumhydroxid. Nicht verwenden bei einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.

Aufbewahrung

Kühl (zwischen 10°C und 25°C), trocken und lichtgeschützt aufbewahren. Nach Verwendung des Gels die Tube gut verschlossen aufbewahren. Nach Anbruch der Tube innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Entsorgung

Das Produkt kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

 Hersteller: CanNordic a/s Fruebjergvej 3 DK-2100 Kopenhagen	 Symbol CE	 Oberer / unterer Temperaturgrenzwert	 Verwendbar bis	 Bitte Gebrauchsinformation beachten	 Chargenbezeichnung	 vor Sonnenlicht schützen	 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	 Trocken aufbewahren
--	--	---	---	--	--	---	--	--

DK: CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel.

Hvordan virker CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel work?

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel er udviklet til at fugte og beskytte næsens slimhinde. Ved påføring af gelen i næsen dannes der en tynd film, som beskytter mod pollen og irritation. Produktet virker fysisk mod typiske symptomer som rhinitis, hfeber, betændt næseslimhinde og tilstoppet næse.

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel er medicinsk udstyr. Effektivitet og sikkerhed er blevet testet i overensstemmelse med EU-direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EEF).

Aktive stoffer i CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel

Slimhinder består af epitelceller. Epitelcellerne udskiller slim og danner et beskyttende slimlag. Desuden filtrerer cellerne den indåandede luft og hjælper med at beskytte mod udefrakommende faktorer som støv, pollen, forurening, bakterier og vira.

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel er et næsepræparat med et tredobbelt aktivt kompleks. Foruden at beskytte næseslimhinden fugter den også slimhinden, og på grund af den øgede viskositet opretholdes den beskyttende film i længere tid.

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel er en isotonisk, saltvandsbaseret, fugtgivende gel til næsen. Produktet afhjælper tør, irriteret og tilstoppet næse forårsaget af allergi, støv og lav luftfugtighed.

Anvendelsesområder

Til langvarig fugtning af næseslimhinden. Beskytter og fugter slimhinden. Gelfilm til beskyttelse mod pollen og irritation

Doseringsvejledning, anvendelse og varighed

Hos voksne og unge kan gelen bruges op til 2 gange dagligt. Der skal gå mindst 6 timer mellem påføringerne. Før forsigtigt næseapplikatoren op i næsen. Undgå at føre den for langt op, da det kan give skader i næsen! Hvis der ved et uheld er brugt for meget af produktet og det føles ubehageligt, kan den overskydende mængde fjernes ved at pudse næse i et lommetørklæde. Kontakt din læge, hvis symptomerne ikke er forsvundet efter en uge.

Bemærk

Må kun bruges efter aftale med lægen under graviditet og amning.

Tag ikke næsegelen oralt.

Undgå at få produktet i øjnene.

Kontraindikationer

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel må ikke anvendes i tilfælde af kendt over-

følsomhed over for nogen af indholdsstofferne. Brug ikke produktet på næseslimhinden samtidig med andre produkter. Der kan midlertidigt opstå en brændende eller stikkende fornemmelse, nysen eller løbende næse ved brug af næsegel. Dette er tegn på, at produktet virker. Disse tegn er harmløse og varer normalt ikke længe. Hvis de fortsætter, skal du dog stoppe med at bruge produktet. Lejlighedsvis kan der opstå ubehagelige reaktioner som tilstoppet eller løbende næse, rindende øjne, lokal smerte, tørhed, kløe eller hævelse ved brug af næsegel. Hvis du er bekymret for, om du er allergisk, skal du straks stoppe med at bruge gelen. Kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter. Du bør også kontakte lægen, hvis forkølelsen ikke er aftaget efter 7 dage. Af hygiejniske grunde og for at undgå smitte må applikatoren kun anvendes af en og samme person, og applikatoren skal rengøres efter hver brug med en ren serviet.

Interaktioner

For at undgå lægemiddelinteraktioner bør medicin anvendes med to timers mellemrum eller efter aftale med lægen.

Indberetning af hændelser

Hvis produktet er forbundet med en alvorlig hændelse (patientens, brugerens eller en anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af patientens, brugerens eller en anden persons sundhedstilstand, alvorlig risiko for folkesundheden), skal denne hændelse indberettes til fabrikanten og den relevante nationale myndighed.

Vejledning og information om det medicinske udstyrs holdbarhed

CANNASEN® CBD Protective Nasal Gel må kun anvendes indtil "anvendes inden"-datoen angivet på æsken.

Doseringsform og indhold

Original emballage med 10 ml gel.

Indhold

Kompleks af aktive ingredienser: Hydroxyethylcellulose, Natriumklorid, Hyaluronsyre. Andre ingredienser: Vand, Propylenglycol, Pentylenglycol, Butylenglycol, Laurylglycosid, Panthenol, Allantoin, Cannabidiol(CBD), Fytinsyre, Natriumhydroxid. Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne.

Opbevaring

Opbevares køligt (mellem 10 °C og 25 °C), tørt og beskyttet mod sollys. Efter brug af gelen skal tuben lukkes godt til. Åbne tuber skal bruges inden for 3 måneder

Bortskaffelse

Produktet kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald.

SE: Bruksanvisning för CANNASEN® CBD skyddande näsgel

Läs bruksanvisningen noga innan du använder CANNASEN® CBD skyddande näsgel

Hur fungerar CANNASEN® CBD skyddande näsgel?

CANNASEN® CBD skyddande näsgel är utvecklad för att ge en långvarig fuktgivande effekt och skydda nässlemhinnan (mukosa). Vid applicering av gelen i näsan bildas en tunn film för att skydda mot pollen och irritation. Produkten verkar fysiskt mot typiska symptom som rinit, hönsnuva, inflammerad nässlemhinna och nästäppa.

CANNASEN® CBD skyddande näsgel är en medicinteknisk produkt. Dess effektivitet och säkerhet har testats i enlighet med det europeiska direktivet om medicintekniska produkter (93/42/EEG).

Aktiv princip för CANNASEN® CBD skyddande näsgel

Slemhinna består av epitelceller. Epitelcellerna utsöndrar slem och bildar ett skyddande slemskikt. Dessutom filtrerar cellerna den inandade luften och skyddar mot yttre faktorer som damm, pollen, miljöföroreningar, bakterier och virus.

CANNASEN® CBD skyddande näsgel är en nasal formulering med ett trippelaktivt komplex. Förutom att skydda nässlemhinnan fuktar den också slemhinnan, som tack vare sin ökade viskositet kan bibehålla en skyddande film längre. CANNASEN® CBD skyddande näsgel är en isoton, salthaltig, vattenbaserad, fuktgivande gel för näsan. Produkten frigör torra och irriterade näsgångar, som utlöses av allergier, damm och låg luftfuktighet samt nästäppa.

Användningsområden

För långvarig fuktning av nässlemhinnan. Skyddar och återfuktar slemhinnan. Gelfilm som skyddar mot pollen och irritation

Doseringsinstruktioner, typ och varaktighet för appliceringen

För vuxna och ungdomar kan gelen användas upp till 2 gånger om dagen. Det bör vara minst 6 timmars paus mellan appliceringarna. För in nässprayens spets försiktigt i näsan. För att undvika skador får den inte föras in för djupt! Om för mycket av produkten använts av misstag och uppfattas som obehagligt kan överskottet avlägsnas genom att snyta sig kraftigt i en näsduk. Rådfråga din läkare om symptomen kvarstår under mer än en vecka.

Observera

Förvaras utom räckhåll för små barn. Inte lämplig för barn under 14 år. Använd endast efter att ha rådfrågat din läkare. Under graviditet eller amning får produkten endast användas efter samråd med en läkare. Ta inte näsgelen oralt. Undvik kontakt med ögonen.

Kontraindikationer

CANNASEN® CBD skyddande näsgel får inte användas vid känd överkänslighet mot något av innehållsämnen. Använd inte produkten på nässlemhinnan samtidigt med andra produkter. Tillfällig brännande eller stickande känsla i näsan, nysningar eller rinnande näsa kan uppstå vid användning av näsgel. Detta är en indikation på att produkten fungerar. Dessa symptom är ofarliga och brukar inte vara länge. Sluta använda produkten om symptomen kvarstår. I bland uppstår obehagliga reaktioner som täppt eller rinnande näsa, rinnande ögon, lokal smärta, torrhet, klåda eller svullnad vid användning av näsgel. Sluta använda den omedelbart om du tror att du kan vara allergisk. Kontakta en läkare om symptomen kvarstår. En läkare bör också kontaktas om förkylningen inte har avtagit efter sju dagar. Av hygieniska skäl och för att undvika överföring av sjukdomar bör en näsgelstube endast användas av en och samma person och applikatoren ska rengöras med en ren näsduk efter varje applicering.

Interaktioner

För att undvika läkemedelsinteraktioner ska du använda läkemedlet med 2 timmars mellanrum eller rådfråga din läkare.

Incidentrapportering

Om produkten har kopplats till ett allvarligt tillbud (en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller bestående allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd, allvarlig risk för folkhälsan), ska detta tillbud rapporteras till tillverkaren och den nationella behöriga myndigheten.

Anvisningar och information om hållbarheten för den medicintekniska produkten

CANNASEN® CBD skyddande näsgel får endast användas fram till det bäst före-datum som står på kartongen

Doseringsform och innehåll

Originalförpackning med 10 ml gel.

Sammansättning

Komplex med aktiva substanser: Hydroxyetylcellulosa, Natriumklorid, Hyaluronsyra. Andra ingredienser: Vatten, Propylenglykol, Pentylenglykol, Butylenglykol, Laurylglycosid, Pantenol, Allantoin, Cannabidiol(CBD), Fytinsyra, Natriumhydroxid. Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Förvaring

Förvaras svalt (mellan 10 °C och 25 °C), torrt och skyddat från solljus. Efter användning av gelen ska tuben hållas väl försluten. Öppna tuber måste användas inom 3 månader.

Bortskaffning

Produkten kan slängas med vanligt hushållsavfall.

CANNASEN® CBD
THE MEDICAL BRAND
DENMARK



Tillverkare:
CanNordic a/s
Fruebjergvej 3
DK-2100 København Ø



Symbol
för "CE-
märkning":



Övre/nedre
temperatur-
gräns



Ut-
gångs-
datum



Läs bruksan-
visningen



Parti-
nummer



Skyddas
från soll-
jus



Får inte an-
vändas om
förpackning-
en är skada-
dad



Förvaras på
en torr plats



BB med. product GmbH
Susann Deipenbrock

Kroha GmbH
C. Kruschwitz

4. Korrekturlauf(Neue Daten)

24. 09. 2021

Produkt:

BPZ Sunlife CannaSen Nasengel 0,2% CBD
10 ml Tube, gefalzt 210 x 25 mm

ID: **017-00353**

Format in mm: **210x297x0**

Auftrag: **A653467.00**

Artikel: **531122**

Zusatz-Infos:

-

Farbigkeit VS/RS: **1/1**

052/7 A

Druckfarben:

● PAN 4143 C

● PAN 4143 C

zusätzliche technische Merkmale: