**Description of this Thermometer****EN**

- ① ON/OFF button  
② Display  
③ Battery compartment cover (back side)  
④ Measuring sensor / measuring tip  
⑤ Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

**Important Safety Instructions**

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping.
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife Service to arrange the test.

**WARNING:**

The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

**Turning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «Thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

**Function Test**

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

**Using the Thermometer**

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «M» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

**Reviewing the last Measurement**

When turning on the thermometer, the last measurement will be displayed with a «M» for memory.

**Measuring methods / Normal body temperature****In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C**

Wipe the armpit with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

**WARNING:** Det er hældt med dette instrumentet er en diagnos! Lita ej enbart på mål resultatet.

Batterier og elektroniske instrument skal avfallshanteres enlig gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållssoporna.

Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet.

**Tillämplighetsklass BF****Starta termometern**

Tryck på PÅ/AV-knappen ① för att starta termometern, ett kort pipljud «termometer PA». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment ska visas.

Sedan mätning visas i displayen ② automatiskt i 2 sekunder med ikonen «M».

En omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blinksymbol «°C» på bildskärmen ②. Termometern är nu klar att användas.

**Funktionstest**

Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den startas. Om ett fel uppkommer (måttfel) visas detta med «ERR» på bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall inte användas och måste ersättas.

**Användning av termometern**

Välj den mätmetoden du vill ha. Under en mätning visas den aktuella temperaturen i displayen hela tiden och symbolen «°C» blinkar.

När ett pipljud hörs 10 gånger och «C» sluttar blänka, det bedömda slutvärdet har fastställts och resultatet kan utläsas.

10 kort pipljud nära temperaturen är högre än 37.5 °C och visar att patienten har feber. Referens: Oral (mun) temperatur.

Vänta 1 minut mellan upprepade mätningar för att erhålla jämförbara mätvärden.

Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen ① en kort stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig automatiskt efter 10 minuter.

**Avläsning av sista mätvärdet**

När man sätter på termometern kommer den sista mätningen visas med en «M» för minnit.

**Mätmetoder / Normal kroppstemperatur****I armpålen (axelt) / 34.7 - 37.3 °C**

Torka underarmen med en torrt handduk (trasa). Placer mätsensoren ④ under armen i centrum av armpålen så att spetsen berör skinnet och placera patientens arm närmast kroppen. Detta gör att roms luften ej påverkar mätningen. Då mätning i armpålen tar längre tid för att nå en stabil temperatur, vänna åtminstone 5 minuter, utan hänsyn till pip-judet.

**WARNING:** Drick ej vatten förrän mätningen är klar.

Batterier och elektroniska instrument ska bortföras i överensstämmelse med lokala miljölagstiftningar.

Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet.

**Kuumemittertin käynnistäminen**

Käynnistä kuumemitterti painamalla ON/OFF-painiketta ①; lyhyt äänimerkki ilmestyy sitä, että kuumemitterti on käynnistetty. Mittari suorittaa näytötestin ja näyttää kirkkaasti parametri.

Vimeisin mittaustulos ② ja kuvake «M» näkyvät automaattisesti näytössä 3 sekunder.

Ympärön lämpötila olla alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkava «°C» ilmestyy näytöille ②. Nyt kuumemitterti on valmis käyttöön.

**Toimintatesti**

Kuumemitterti tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistysten yhteydessä. Jos tässä yhteydessä virihe syntyi virhe (mittauksen epätarvikkuus), näin näytössä ilmoitetaan «ERR» eikä mittausta voida tallata surutitaa. Tässä tapauksessa kuumemitterti tullee välttää uuteen.

**Kuumemittertin käyttö**

Välitse mieleiseksi mittaustapa. Mitaamisen aikana kuumemitterti näyttää mittauksen lämpötilaan ja «C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu 10 kertaa ja «C»-merkki lakkaa vilkkumaan, se merkitsee sitä, arvioitu loppu lämpötilan on määrätty.

Tämän jälkeen kuumemitterti antaa 10 lyhyttä äänimerkkiä, jos lämpötila on korkeampi kuin 37.5 °C, varoituksesta siitä, että potilaalla on kuumetta. Mittauspalkka: suun lämpötila.

Saadaksesi vertailukelpoisuuden mittaustuloksia, pidä 1 minuutin tauko mittauksen välillä.

Pariston käyttäjikä voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta ①. Muissa tapauksessa kuumemitterti sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

**Mättid cirka 10 sekunder!****In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C**

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

**Cleaning and Disinfecting**

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

**For professional use:** Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact Microlife for more details concerning further disinfectants for your thermometer model.

**Battery Replacement**

When the «▽» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

**Technical Specifications**

Type: Maximum thermometer

Measurement range: 32.0 °C to 43.9 °C

Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)

Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C; 34 °C - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C

Operating conditions: ± 0.2 °C; 32.0 °C - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C

Storage conditions: -25 - +60 °C, 15-95 % relative maximum humidity

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)

IP Class: IP67

tem) mot termometer sensorn. Efteråt doppa hela termometern i 70% Isopropylalkohol under minst 5 minuter (max 24 timmar). Efter doppingen lämnar termometern torka i en minut innan nästa användare.

**För professionell användning:** Dessutom kan man använda sondskydd (finns som tillbehör). Kontakta Microlife för mer information om ytterligare desinfektionsmedel för din termometermodell.

**Byte av batteri**

När «▽» (uppochnedvänd triangel) visas på bildskärmen är batteriet tomt och måste bytas. Öppna batterifackets lock ③ på termometern. Lägg i ett nytt batteri med +polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i alla butiker som säljer batterier.

**Arviointi mittauksa (taikaa): 10 sekuntia!**

• **Mittaus peräaukosta (retkaalainen) / 35.5 - 37.5 °C**

Älä syd tai juo mitaan kuumaan tai kylmään 10 minuutta ennen mittausta. Suun pitää pysyä suljettuna 2 minuutta ennen lukeman ottamista.

Aseta kuumemitterti toiseen kielen alapuolella olevista taskuista, joko kielen juuren vasemmasta tai oikean puoleisen taskuun. Mittausanturin ④ täytyy olla asetettu tiivisti kudosta vasten. Tämän jälkeen suue sulkee suulle ja hengittää lasiasesti nenän kautta, jotta mittauitus saa vähintään 10 minuuttaa.

Jos tämä ei ole mahdollista tukkutieiden ilmestyneet vuoksi, on käytettävä tiusta tapaa.

**Arviointi mittauksa (taikaa): 10 sekuntia!**

• **Mittaus peräaukosta (retkaalainen) / 36.6 - 38.0 °C**

Tytöllä kuumemitterti mittausanturin ④ varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen.

Suoottelijen anturin suojuksen ja liukastainaineen käyttöä.

Jos olet epävarma tästä mittaustavasta, sinun pitää kysyä ammatti-laisen neuvoa ja pyytää koulutusta.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

• **Puhdistus ja desinfointi**

Käytä kotoliissaan desinfointin 70-prosenttista isopropylialkoholivapuikkia tai 70-prosenttisella isopropylialkoholilla kostutettua pupumilia pistotilaisesta. Suosittelemme anturin suojuksen ja liukastainaineen käyttöä.

Jos olet epävarma tästä mittaustavasta, sinun pitää kysyä ammatti-laisen neuvoa ja pyytää koulutusta.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

• **Puhdistus ja desinfointi (taikaa) / 36.6 - 38.0 °C**

Tytöllä kuumemitterti mittausanturin ④ varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen.

Suoottelijen anturin suojuksen ja liukastainaineen käyttöä.

Jos olet epävarma tästä mittaustavasta, sinun pitää kysyä ammatti-laisen neuvoa ja pyytää koulutusta.


**Arviointi mittauksa (taikaa): 10 sekuntia!**

• **Mittaus peräaukosta (retkaalainen) / 35.5 - 37.5 °C**

Älä syd tai juo mitaan kuumaan tai kylmään 10 minuutta ennen mittausta.

Suoottelijen anturin suojuksen ja liukastainaineen käyttöä.

Jos olet epä



## Termometra apraksts

- ① Poga ON/OFF (IESLĒGT/ZSLEGT)  
② Display  
③ Bateriju nodalījuma vācīns  
④ Mērišanas sensors/mērišanas uzgals  
⑤ Tīrīšanas un dezinfekcijas laukums (visa termometra virsma)

## Svarīgi drošības norādījumi

- Sekojet lietošanas instrukcijām. Šajā dokumentā ir sniegtā svarīga informācija par produkta ekspluatāciju un tā drošības noteikumiem. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasīt šo dokumentu un saglabāt jo turpmākai lietošanai.
- Šī ierīce ir lietojama tikai cilveka kermenā temperatūras mērišanai mutē, taisnajā zārnā vai padūzē. Nēmēginiņi mērit temperatūru citās vietas, piemēram, ausī, ja tos var radīt viltus rādījumus un var radīt traumas.
- Nelejieti šo ierīci, ja domājat, ka tā ir bojāta, vai pamānāt kaut ko neparaust.
- Pirms pirmās lietošanas personiskajai higienai mēs iesakām šo ierīci iztīt saskārn ar tīrīšanas instrukciju.
- Minimāls mērišanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skāras signāla izdzīšanai!
- Nemēģiniet veikt taisnās zarnas mērišjumus cilvēkiem ar taisnās zarnas traucējumiem. Šāda rībīca var sazinātasi palielināt traucējumus.
- Pārleicinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas tās sastāvdaļas ir pieltiekamās, kas ir tās varētu norūt. Jāzūpīs, ka ir iespējams nozīmīgs riskš, ja ierīce ir piegādāta kopā ar kabeļiem vai caurulēm.
- Neizmēģiniet instrumentu tuvu spēcīgiem elektromagnētiskiem laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztverējiem. Lielotoj šo ierīci, ievērot minimālu 3 m attālumu līdz šādiem ierīčiem.
- Instrumentu nemest zem un pāsargāt pret triecienu!
- Nesaneciet termometra zondi vairāk par 45°!
- Izvairieties no situācijas, kad apkārtējā tēplotārā atmosfērā pārsniedz 40 °C. NEKAD nevarēt izstrādājumu!
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem tīrīšanas laikā, tīrīšanai izmantojiet tikai tos komerciālos dezinfekcijas līdzekļus, kas norādīti sadalīti "Tīrīšanas un dezinfekcijas".
- Leteicams, ja pēc diviem gadiem vien pēc mērišanas ietekmes (piemēram, ja tā tiek nosaukta) pārbaudēt arī tās precīzitātē. Lai veiktu pārbaudi, lūzu, sazinieties ar vietējo Microlife-servisu.

**AUZMANĀS:** Šis ierīces parādītās mērišuma rezultāts nav diagnosti! Nepārājujieties tāku un vienīgi uz mērišuma rezultātu.

Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskārn ar vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt norādījumus.

Aizsardzības klase: BF

## Termometra ieslēgšana

Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu ①; iss skāpas signāls signalizē, ka "termometrs ir ieslēgts". Tieks veikts displeja tests.

Pēdējais mērišuma noslēgums 2 sekundes automātiski tiks parādīts displejā ② ar "M" simboli.

Pēc tam, ja apķirējās vides temperatūra ir zemāka par 32 °C, displeja lauciņā ③ tiek parādīts "L" un mirgojšs "C". Tagad termometris ir gatavs lietošanai.

## Funkcijas tests

Termometra pareiza funkcijēšana tiek automātiski pārbaudīta katru reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja iekārtai nepareiza darbība (mērišanas neprecīzitātē), displejā parādās pažīmījums "ERR" un mērišanu varētu iepārējties.

## Termometra lietošana

Izvēlieties nepieciešamo mērišuma metodi. Veicot mērišanu, displejā tiek attēlotās pašreizējā temperatūra un simbols mīgo. Mērišuma beigas skāpas signāls, kas atskār 10 reizes, simbols "C" vairs nemiro. Kermenā temperatūra ir noteikta. Mērišuma rezultāts tiek parādīts displejā.

10 sākās signāls atskāns, ja temperatūra ir augstāka par 37,5 °C, lai brīdinātu pacientu, ka viņam/vaijai varētu būt drudzis. Atsauce: Temperatūra, mērīt mutē.

Lai iegūtu saistītām rezultātām, veiciet atkārtotu mērišumu pēc 1 minūtes intervala.

Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, tās nospiežot ON/OFF pogu ①. Pretēji gadījumā termometrs automātiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.

## Pēdēja mērišuma caurskaņšana

Lēnādzēdot termometru, pēdējais mērišums tiek parādīts ar "M" atnākīsim simbolu.

## Mērišanas metodes / Normāla kermenā temperatūra

► Padus / 34,7 - 37,3 °C

Noslēgut padusi ar sausū dielvi. Novietojiet mērišanas sensoru ④ padusē centrālā, tālā, gaisi pleskatos ādā, un novietojiet pacienta roku blakus pacienta kermenim. Tas nodrošina to, ka telpas gaiss neietekmē mērišumu. Tālā padusē noviecpiesās vārīši laika, lai sasniegūtu savu stabīlo temperatūru, gaidiet **vismaz 5 minūtes**, neietekmē no pikstena skānas.

► Mutē (orālī) / 35,5 - 37,5 °C

10 minūtes pirms mērišanu, novietojiet neko kārtu vai austu. Mutē jāapvērti līdz 2 minūtiem pirms mērišanas skāku.

Novietojiet termometru vienā no dienviendieniām zem mēles - pa labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērišanas sensoru ④ ir jābūt saskārā ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur degunu, ja novērtu ielopētātālīdzību gaisa ietekni uz mērišumu. Ja tas nav iepārējies aizspustot elpojēl dēļ, jāzīmēto cītā mērišanas metode.

Aptuvēnais mērišanas ilgums: 10 sek.

► Analītā atvērē (taisnajā zārnā) / 36,6 - 38,0 °C

Uzmanīgi ievadiet termometra mērišanas sensoru ④ 2-3 cm analītā atvērē.

Leteicams izmantojat zondes vācīnu un smērvīlu.

Ja neesat pārliecināts par šo mērišanas metodi, sazinieties ar speciālistu, lai saņemtu norādījumus/apmācību.

Aptuvēnais mērišanas ilgums: 10 sek.

## Tīrīšana un dezinfekcijas

Dezinfekcijai mājas viēdāmērišanai 70% izopropilspīrīta salveti vai kokvilnas salveti, kas samitrināta ar 70% izopropilspīrītu, lai noturītu virsmas pāriņķotajus no termometra zondes. Vienmēr sācīt tīrīšanu no termometra zondes galu (apturēti termometra zondas), ekrane atsira simbols "ERR" un temperatūras matavimas pasidaro nebejmānas. Tokuvi atveju termometrā reikia pakeitīt.

Kāp naudotību termometru

Pasirinkite mērišanu metodā, Viša matavimo laika ekrane rodoma daiviklo temperatūra, mīksti "C" simboli. Kas pasigirsta 10 signalu toni un "C" nustāja mīksti, tai reikšķi, galutinē prognozējotā temperatūra bus nustāta.

10 līgumā tonu indikācija, kad kūno temperatūra aukstēsies netrā 37,5 °C un grieķišķiās ligonis karšūšiņš. Pagrindas - orālā temperatūra. Noredzāti gauti paliygtinās rezultāti tarp matavīnu darykite 1 minūtes pētraukā.

Baige matavīnu, noredzāti pralīgti bateriju tārīvību laika, išņukite pārmatību pāspaudīšanai iungimojūšīgumu signāku ①. Termometras taip pat automātiski išķūšķa mažākās 10 min. nuo pāskaitīto matavīnu.

► Pāskaitīto matavīnu pārķērīšana

Iungīs termometra, ekrane parodoma pāskaitīto matavīnu vertē un atminīs simbolu "M".

► Matavīmu būdai / Normāla kūno temperatūra

► In the armpit (axillary) / 34,7 - 37,3 °C

Nosausināt padusi ar sausū dielvi. Novietojiet mērišanas sensoru ④ padusē centrālā, tālā, gaisi pleskatos ādā, un novietojiet pacienta roku blakus pacienta kermenim. Tas nodrošina to, ka telpas gaiss neietekmē mērišumu. Tālā padusē noviecpiesās vārīši laika, lai sasniegūtu savu stabīlo temperatūru, gaidiet **vismaz 5 minūtes**, neietekmē no pikstena skākas.

► Burno (orālī) / 35,5 - 37,5 °C

10 minūtes pirms mērišanu, novietojiet neko kārtu vai austu. Mutē jāapvērti līdz 2 minūtiem pirms mērišanas skāku.

Novietojiet termometru vienā no dienviendieniām zem mēles - pa labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērišanas sensoru ④ ir jābūt saskārā ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur degunu, ja novērtu ielopētātālīdzību gaisa ietekni uz mērišumu. Ja tas nav iepārējies aizspustot elpojēl dēļ, jāzīmēto cītā mērišanas metode.

Aptuvēnais mērišanas ilgums: 10 sek.

► Analītā atvērē (taisnajā zārnā) / 36,6 - 38,0 °C

Uzmanīgi ievadiet termometra mērišanas sensoru ④ 2-3 cm analītā atvērē.

Leteicams izmantojat zondes vācīnu un smērvīlu.

Ja neesat pārliecināts par šo mērišanas metodi, sazinieties ar speciālistu, lai saņemtu norādījumus/apmācību.

Aptuvēnais mērišanas ilgums: 10 sek.

► Tīsiojojo režīme (rektalinis) / 36,6 - 38,0 °C

Astāgājiet iekšķītu termometru matavīmu davīki ④ 2-3 cm ī išangē. Pārmatību iekšķītu ligonīšu dzīvību.

Mērišanas precīzitātē: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C

± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C un 42,1 - 43,9 °C

Darbības noslēgums: 10 - 40 °C; 15 - 95 % relatīvās māksimālās mitrumā

• Pogā ON/OFF (IESLĒGT/ZSLEGT)

• Display

• Bateriju nodalījuma vācīns

• Mērišanas sensors/mērišanas uzgals

• Tīrīšanas un dezinfekcijas laukums (visa termometra virsma)

• Svarīgi drošības norādījumi

• Šī ierīce ir lietojama tikai cilveka kermenā temperatūras mērišanai mutē, taisnajā zārnā vai padūzē. Nēmēginiņi mērit temperatūru citās vietas, piemēram, ausī, ja tos var radīt viltus rādījumus un var radīt traumas.

• Nelejieti šo ierīci, ja domājat, ka tā ir bojāta, vai pamānāt kaut ko neparaust.

• Pirms pirmās lietošanas personiskajai higienai mēs iesakām šo ierīci iztīt saskārn ar tīrīšanas instrukciju.

• Minimāls mērišanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skāras signāla izdzīšanai!

• Nemēģiniet veikt taisnās zarnas mērišjumus cilvēkiem ar taisnās zarnas traucējumiem. Šāda rībīca var sazinātasi palielināt traucējumus.

• Pārleicinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas tās sastāvdaļas ir pieltiekamās, kas ir tās varētu norūt. Jāzūpīs, ka ir iespējams nozīmīgs riskš, ja ierīce ir piegādāta kopā ar kabeļiem vai caurulēm.

• Neizmēģiniet instrumentu tuvu spēcīgiem elektromagnētiskiem laukiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztverējiem. Lielotoj šo ierīci, ievērot minimālu 3 m attālumu līdz šādiem ierīčiem.

• Instrumentu nemest zem un pāsargāt pret triecienu!

• Nesaneciet termometra zondi vairāk par 45°!

• Izvairieties no situācijas, kad apkārtējā tēplotārā atmosfērā pārsniedz 40 °C. NEKAD nevarēt izstrādājumu!

• Lai izvairītos no ierīces bojājumiem tīrīšanas laikā, tīrīšanai izmantojiet tikai komerciālos dezinfekcijas līdzekļus, kas norādīti sadalīti "Tīrīšanas un dezinfekcijas".

• Leteicams, ja pēc diviem gadiem vien pēc mērišanas ietekmes (piemēram, ja tā tiek nosaukta) pārbaudēt arī tās precīzitātē. Lai veiktu pārbaudi, lūzu, sazinieties ar vietējo Microlife-servisu.

⚠️ UZMANĀS:

Šis ierīces parādītās mērišuma rezultāts nav diagnosti! Nepārājujieties tāku un vienīgi uz mērišuma rezultātu.

Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skāras signāla izdzīšanai!

• Šī ierīce ir lietojama tikai cilveka kermenā temperatūras mērišanai mutē, taisnajā zārnā vai padūzē.