



ÖGONMASK: Masken ska som längst användas i 20 minuter. Vid upprepad användning vänta minst 20 minuter mellan behandlingarna. Rengör masken med mild tvål.

KYLBEHANDLING: Kyl i frys i minst 2 timmar innan användning.

VÄRMEBEHANDLING: Värm i mikrovågsugn. Vid 700 W – 15 sek • 1000 W – 12 sek • 1250 W – 10 sek.

FÖRSIKTIGHET: Kontrollera alltid maskens temperatur före användning. Överhettning eller användning under lång tid kan orsaka brännskador. Masken ska inte användas på skadad, irriterad, mycket känslig hud eller hud som saknar känsl. Endast för utvärtes bruk. Får inte användas för annat än avsett ändamål. En trasig mask får inte användas. Innehållet är inte giftigt men ska inte förtäras. Masken får inte användas på spädbarn eller på barn utan tillsyn av en vuxen. Om du överskrider de föreslagna uppvärmningstiderna kan masken skadas eller förstöras. För mer information: www.medipearl.net



ØJENMASKE/ØYEMASKE: Masken skal højest/høyst anvendes/brukes i 20 minutter. Ved gentagen/gjentatt behandling skal du vente i minst/minst 20 minutter mellem/mellom behandlingerne/ behandlingene. Rengør/rengjør masken med mild sæbe/såpe.

KØLE/KJØLEBEHANDLING: Nedkøles/nedkjøles i fryser i minst/minst 2 timer før brug/bruk.

VARMEBEHANDLING: Opvarmes/oppvarmes i mikrobølgeovn. Ved 700 W – 15 sek • 1000 W – 12 sek • 1250 W – 10 sek.

ADVARSEL: Kontroller altid/alltid maskens temperatur før brug/bruk. Overopledning/overoppheting eller brug/bruk over lang tid kan give/gi brandskader/brannskader. Masken kan ikke anvendes/brukes på skadet, irriteret/irritert, meget sensitiv hud eller følelsesløs hud. Kun til udvortes/utvortes brug/bruk. Må ikke anvendes/brukes til andet/annet formål end/enn beregnet. En ødelagt maske må ikke anvendes. Ind-/innholdet er ikke giftigt/giftig, men må ikke spises. Masken må ikke anvendes/brukes på spædbørn/spebarn eller på børn/barn uden/uten opsyn/opsyn af/av en voksen. Hvis du overskrider de foreslåede/foreslåtte opvarmningstider/oppvarmningstidene, kan masken blive/bli skadet eller ødelagt. For mere/mer information/informasjon: www.medipearl.net



SILMÄNAAMIO: Naamiota tulisi käyttää enintään 20 minuuttia. Odota vähintään 20 minuuttia hoitojen välillä, jos tuotetta käytetään toistuvasti. Puhdista naamio miedolla saippualla.

KYLMÄHOITO: Jäädytä vähintään 2 tuntia ennen käyttöä.

LÄMPÖHOITO: Lämmitä mikroaaltouunissa. 700 W – 15 s • 1000 W – 12 s • 1250 W – 10 s.

VAROITUS: Tarkista aina naamion lämpötila ennen käyttöä. Ylikuumentuminen tai pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa palovammoja. Naamiota ei tule käyttää vaurioituneella, ärtyneellä, tunnottomalla tai erittäin herkällä iholla. Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä vain ohjeen mukaisesti. Vaurioitunutta naamiota ei saa käyttää. Sisältö ei ole myrkyllistä, mutta sitä ei saa niellä. Ei vauvoille ja lapsille vain aikuisen valvonnassa. Naamio voi vahingoittua tai rikkoutua, jos ylität suositellut lämmitysajat. Lisätietoja: www.medipearl.net




MediPearl




Shanghai Chuangshi Medical Technology (Group) Co., Ltd.
No. 388 Zhiangliantang Road,
Qingpu District, 201716
Shanghai, China
SE/DK/NO/FI

Importer: Hammarsborg Life AB,
Ranhammarsvägen 20, 16867 Bromma, Sweden



Produkt: hot and cold pack
Modet: CS-CH-III 80g



Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe),
Eiffelstrasse 80, 20537,
Hamburg, Germany



7 340170 400006

Art nr. 221815

Varning – Advarsel - Varoitus



Incidenter knutna till användandet av denna produkt ska omedelbart rapporteras till Hammarsborg Life samt anmälas till lokala myndigheter.

Varning: Kontrollera maskens temperatur innan användande. För lång tids användande kan ge upphov till skador såsom tex brännsår. Skall inte användas på spädbarn. Skall inte användas på områden med nedsatt blodcirkulation. Slatt inte användas på insektbett eller öppna sår. Skall inte användas under sömn. Produkten skall användas under uppsyn av en vuxen. Vid extrem långvarig, kronisk smärta bör läkare tillfrågas. Används endast enligt instruktioner, uppvärmning på annat sätt kan skada eller förstöra masken. Masken skall inte punkteras, innehållet får icke förtäras. Endast för utvärtes bruk.



Alvorlige hændelser/hendelser knyttet til brug/bruk af/ av produktet skal øjeblikkeligt/umiddelbart rapporteres til Hammarsborg Life og til relevante lokale myndigheder/ myndigheter.

Advarsel: Kontroller temperaturen på masken før brug/bruk. Anvendelse i lang tid/tid kan give/gi skader inklusiv/inkludert brandsår/brannså. Må ikke anvendes på Spædbørn/spebarn. Må ikke anvendes på områder med nedsat blodcirkulation/ sirkulasjon. Må ikke anvendes på insektbid/stik eller åbne/ åpne sår. Må ikke anvendes under søvn. Må kun anvendes under tilsyn af/av en voksen. Ved ekstrem, forlænget/forlenget eller kronisk smerte skal læge/lege kontaktes. Må kun anvendes som anbefalet/anbefalt. Opvarmning/Oppvarming udover/utover anbefalet/anbefalt tid kan skade eller ødelægge/ ødelegge masken. Masken må ikke punkteres og indholdet/ innholdet må ikke spises. Kun til udvortes/utvortes brug/bruk.



Tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vakavista tapahtumista on ilmoitettava välittömästi Hammarsborg Life ja paikalliselle viranomaiselle.

VAROITUS: Testaa pakkauksen lämpötila aina ennen käyttöä. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vammoja, myös palovammoja. Älä käytä vauvaikäisillä. Älä käytä, jos verenkierto on huono. Älä käytä lämpöhoitoa tikatulla tai avoimella haavalla. Älä nukahda käytön aikana. Käytä vain aikuisten valvonnassa. Kovan, pitkittyneen tai kroonisen kivun aikana, ota yhteys lääkäriin. Käytä vain ohjeiden mukaisesti. Ehdotetun ajan ylittävä lämmitys voi vaurioittaa tai tuhota tuotteen. Älä puhkaise pakkausta ja / tai niele sisältöä. Vain ulkoiseen käyttöön.



MediPearl