

Systeme™

COMPLETE

komfortøjendråber
komfortøjendråber
komfort-øgendroppar
voitelevat silmätipat

Uden konserveringsmiddel
Uten konserveringsmiddel
Utan konserveringsmedel
Säilöntäinaineeton

BRUGSANVISNING

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om produktets anvendelse og sikkerhed. Læs den omhyggeligt, og gem den til senere brug.

PRODUKTNAVN:
SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber

BESKRIVELSE:

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber er en steril, hvid emulsion **uden konserveringsmiddel**, der indeholder propylenglykol, hydroxypropylguan, mineralolie, dimyristoylphosphatidylglycerol, polyoxyl 40 stearate, sorbitantristearat, borsyre, sorbitol og rensat vand. Kan indeholde saltsyre og/eller natriumhydroxid til justering af pH.

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber har et naturligt hvidt udseende, for de dryppes i øjet.

KLINISKE FORDELE:

- Når SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber anvendes som anvist, har de følgende egenskaber:
 - Beskytter øjets overflade.
 - Forbedrer synet.
 - Hjælper med at gennoprette sundhed på øjets overflade.
 - Lindrer symptomer på tørre øjne.

FORMÅL:

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber er beregnet til at smøre øjets overflade.

TILSIGTEDE BRUGERE/MÅLGRUPPE:

Voksne (18 år og derover), der har symptomer på tørre øjne, og som er i stand til at forstå og følge anvisningerne og brugsanvisningen (eller har en omsorgsperson, der kan hjælpe).

INDIKATIONER (anvendelse):

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber giver midlertidig lindring af svie og irritation hos personer, der har symptomer på tørre øjne.

EGENSKABER:

Baseret på den samlede evidens fra kliniske undersøgelser, publiceret klinisk litteratur og klinisk erfaring (overvågning efter markedsføring) fungerer SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber efter hensigten til midlertidig lindring af svie og irritation hos personer, der har symptomer på tørre øjne.

ANVENDELSE:

- Omryd flasken grundigt før brug.
- Hold flasken lige under hæften, og drøj hæften for at åbne flasken.
- INDEN BRUG FØRSTE GANG: Hold flasken i en vinkel på cirka 90 grader, og dryp én dråbe ud, som kasseres. Ryst flasken i en nedadgående bevægelse for at fjerne produktrester (se billedet).



- Omrystes grundigt før brug.
- SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber kan anvendes efter behov hele dagen til at lindre symptomer på tørre øjne.
- Dryp 1-2 dråber i øjet efter behov, og blink.
- Efter brug, **inden hæften sættes på flasken, ryst flasken i en nedadgående bevægelse for at fjerne resterende produktrester på spidsen (se billedet).**



Luk flasken.

KONTRAINDIKATIONER (grunde til ikke at bruge produktet):

Personer, der er allergiske over for et eller flere af indholdsstofferne i SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber, skal ikke anvende produktet.

ADVARSELER:

Før korrekt brug af produktet er det vigtigt, at du følger anvisninger fra sundhedsfagligt personale og alle instruktioner på emballagen. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tårefald, synsændringer, eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt. Midlertidigt slæret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver slæret, efter du har dryppet øjnene, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen.

FORHOLDSREGLER:

- Kun til anvendelse i øjet.
- FORSEGLING: Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt eller mangler.
- Må ikke anvendes, hvis pakningen eller flasken (den sterile emballage) er beskadiget.
- For at undgå forurening må flaskens inderspis aldrig bevare andre overflader.
- Søg lægehjælp i tilfælde af indtagelse.
- Hvis øjendråberne ændrer farve, må de ikke anvendes.
- Skrub hæften på efter brug.
- Flasken skal være lukket helt til, når den ikke er i brug.
- Dette produkt indeholder en mængde af borsyre, som er sikkert at anvende, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne.
- Anvendes for udløbsdatoen, som er angivet på emballagen.
- Når flasken har været åbnet, skal resterende øjendråber kasseres i henhold til nedenstående instruktion.
 - For 3 ml flasker skal resterende øjendråber kasseres efter 30 dage
 - For 10 ml flasker skal resterende øjendråber kasseres efter 3 måneder
- Opbevares ved 2 °C til 30 °C
- Opbevares udtillægsomt for børn.

BIVIRNINGER (mulige problemer og hvad der skal gøres):

Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tårefald, synsændringer, eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt.

Indberetning af alvorlige hændelser:

Enhver alvorlig hændelse, der er relateret til brug af dette produkt, skal indberettes til Alcon Laboratories Inc.:

Kontakt den lokale Alcon distributor
E-mail: qa.complaints@alcon.com

Alvorlige hændelser skal også indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

LEVERING:
SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber leveres i plastiflasker som indeholder 3 ml og 10 ml.

STERILET Steriliseret ved brug af aseptiske teknikker.

SYMBOLFORKLARING

Symbol	Definitioner
	Vigtigt
	Se brugsanvisningen/den elektroniske brugsanvisning
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se brugsanvisningen
	Fremstillingsdato
	Indeholder farlig stoff
	Et sterilt barriersystem
	Medicinsk udstyr

Fremstiller
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP Autoriseret repræsentant i EU
Alcon Laboratories Belgium
Lichterweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien

Distributor
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf: 3636 4360



© 2023 Alcon Inc.

www.thealcon.com

Opdateret: 2023-09

BRUGSANVISNING

Denne brugsanvisning indeholder vigtig information om produktets brug og sikkerhed. Læs brugsanvisningen nøje og ta vare på den til senere brug.

PRODUKTNAVN:
SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber

BESKRIVELSE:

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber er en steril, hvid emulsion **uden konserveringsmidler**, som indeholder propylenglykol, hydroxypropylguan, mineralolie, dimyristoyl fosfatidylglycerol, polyoxyl 40 stearat, sorbitantristearat, borsyre, sorbitol og rensat vann. Øyedråbene kan indeholde saltsyre og/eller natriumhydroxid for justering av pH.

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber har et naturligt hvidt utseende for den brukes.

KLINISKE FORDELE:

- Når SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber brukes som anvist:
 - Beskytter øjets overflate.
 - Forbedrer synet.
 - Hjelper til å gennoprette helsen til øjets overflate.
 - Lindrer symptomer på tørre øyne.

TILTENKT FORMÅL:

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber er beregnet for smøring av øjets overflate.

TILTENKTE BRUKERE / MÅLGRUPPE:

Voksne (18 år og eldre) med symptomer på tørre øyne, som er i stand til å forstå og følge brugsanvisningen (eller som har en omsorgsperson som kan hjelpe).

INDIKASJON (bruk):

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber er indisert for midlertidig lindring av svie og irritasjon hos personer som opplever symptomer på tørre øyne.

EGENSKAPER:

Basert på den samlede bevisningsten fra kliniske undersøkelser, publisert klinisk litteratur og erfaring etter markedsføring (overvågning etter markedsføring), yter SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber som tiltenkt for midlertidig lindring av svie og irritasjon hos personer som opplever symptomer på tørre øyne.

BRUKSANVISNING:

- Rist flasken godt før bruk.
- Hold flasken rett under korken, og vri korken for å åpne.
- FØR FØRSTE GANGS BRUK: Hold flasken i ca. 90 graders vinkel og drupp ut én dråpe som kasseres. Rist flasken nedover for å fjerne rester av produktet (se bildet).



- Ristes godt før bruk.
- SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber kan brukes etter behov gjennom dagen for å lindre symptomer på tørre øyne.
- Drupp 1-2 dråper i øyet etter behov, og blink.
- Rist flasken nedover etter bruk og for korken settes på flasken for å fjerne rester av produktet som kan være igjen på tippene (se bildet).



Lukk flasken.

KONTRAINDIKASJONER (grunner til å unngå bruk):

Personer som er allergiske overfor noen av innholdsstoffene i SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber, skal ikke bruke produktet.

ADVARSELER:

Det er svært viktig at du følger eventuelle anvisninger fra helsepersonell samt alle instruksjoner angitt på emballasjen for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, økt tårefonn, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig. Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved uskarpt syn etter drypping, må du vente til synet ditt er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.

FORHOLDSREGLER:

- Kun til bruk i øyene.
- FORSEGLING: Må ikke brukes hvis forseglingen er skadet eller mangler.
- Må ikke brukes hvis emballasjen eller flasken (den sterile emballasjen) er skadet.
- For å unngå forurensning skal dråpespissen aldri komme i kontakt med andre overflater.
- Ikke i kontakt med leger ved utløst sveiging.
- Må ikke brukes dersom øyedråperne endrer farge.
- Skrub korken på etter bruk.
- Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
- Dette produktet inneholder borsyre i en mengde som er trygg når produktet brukes i henhold til instruksjonene.
- Brukes for utløpsdatoen som står på emballasjen.
- Kast eventuelt resterende øyedråper etter at flasken er åpnet første gang, i henhold til instruksjonene nedenfor:
 - For flasker med 3 ml: Kast gjenværende øyedråper etter 30 dager
 - For flasker på 10 ml: Kast gjenværende øyedråper etter 3 måneder
- Opbevares mellom 2 °C og 30 °C
- Opbevares uttillægsomt for barn.

BIVIRNINGER (mulige problemer og hva du bør gjøre):

Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, økt tårefonn, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig.

Rapportering av alvorlige hendelser:

Alle alvorlige hendelser som er relatert til bruken av dette produkt, skal rapporteres til Alcon Laboratories, Inc.:

Kontakt den lokale Alcon-distributøren
E-post: qa.complaints@alcon.com

Disse alvorlige hendelsene må også rapporteres til Statens legemiddelverk.

LEVERING:

SYSTEME™ COMPLETE komfortøjendråber leveres i plastiflasker med 3 ml og 10 ml.

STERILET Steriliseret ved bruk av aseptiske teknikker.

SYMBOLFORKLARING

Symbol	Definisjoner
	Viktig
	Se brugsanvisningen/elektronisk brugsanvisning
	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet. Se brugsanvisningen
	Produksjonsdato
	Inneholder farlig stoff
	Et sterilt barriersystem
	Medicinsk utstyr

Produsent
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP Autoriseret i Det europeiske fællesskab
Alcon Laboratories Belgium
Lichterweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgia

Distributor
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
København S
Danmark
Tlf.: 32771133



© 2023 Alcon Inc.

www.thealcon.com

Opdateret: 2023-09

BRUKSANVISNING

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produktanvändning och säkerhet. Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

PRODUKTNAMN:

SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar

BESKRIVNING:

SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar är en steril vit emulsion **utan konserveringsmedel** som innehåller propylenglykol, hydroxypropylguar, mineralolja, dimetyylfosfatdihydroxyglycerol, polyvinyl 40-stearat, sorbitan-trisorbitat, boryra, sorbitol och renat vatten. Ögondropparna kan innehålla salter och/eller naturliga ingredienser för pH-justerig.

SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar har ett naturligt vitt utseende innan de droppas i ögat.

KLINISKA FÖRDELAR:

När SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar används enligt anvisningarna:

- Skyddar ögats yta.
- Förbättrar synen.
- Bidrar till att återställa en god hälsa på ögats yta.
- Lindrar symptom på torra ögon.

ANVÄNDNING

SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar är avsedda att smörja ögats yta.

AVSEDDA ANVÄNDARE/MÅLPOPULATION:

Vuxna (18 år och äldre) med symptom på torra ögon som kan förstås och följas bruksanvisningen (eller har en vårdgivare som kan hjälpa).

INDIKATION (Användning):

SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar är avsedda för tillfällig lindring av sveda och irritation hos personer med symptom på torra ögon.

EGENSKAPER:

De sammanlagda belägen från kliniska undersökningar, publicerad klinisk litteratur och erfarenhet efter marknadsintroduktion visar att SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar har avsedd effekt för tillfällig lindring av sveda och irritation hos personer med symptom på torra ögon.

ANVÄNDNING:

- Omskakas väl före användning.
- Håll flaskan precis under korken och öppna den genom att vrida på korken.
- FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN: Håll flaskan i ungefär 90 graders vinkel och kassera den första droppen som kommer. Skaka flaskan nedåt för att avlägsna produktrester (se bild).



• Omskakas väl före användning.

• SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar kan användas efter behov under dagen för att lindra symptom på torra ögon.

• Droppa 1-2 droppar i ögat vid behov och blinka.

• Efter användning: Skaka flaskan nedåt innan du sätter på korken för att avlägsna produktrester som kan sitta kvar på spetsen (se bild).



• Stäng flaskan.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar ska inte använda denna produkt.

VARNINGAR:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningar från vårdpersonal och alla instruktioner på förpackningen om rätt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår efter att du har droppat med ögondropparna, vinta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning i ögonen.
- FÖRSLAGAD: Använd inte om förpackningen är skadad eller salmas.
- Använd inte produkten om förpackningen eller flaskan (steril förpackning) är skadad.
- För att undvika förorening får inga ytor vidröras med flaskans droppspets.
- Uppsök läkare om produkten sväls.
- Använd inte ögondropparna om de har ändrat färg.
- Sätt på korken efter användning.
- Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.
- Denna produkt innehåller en mängd av boryra som är ofarlig vid användning enligt anvisningarna.
- Används utom räckhåll för barn.
- När flaskan är öppnad ska kvarvarande ögondroppar kasseras enligt anvisningarna nedan:
 - För flaskorna som innehåller 3 ml ska kvarvarande ögondroppar kasseras efter 30 dagar.
 - För flaskorna som innehåller 10 ml ska kvarvarande ögondroppar kasseras efter 3 månader.
- Förvaras vid 2-30°C, ±2°C.

BIVÄKNINGAR (eventuella problem och möjliga lösningar):

Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

Rapportering av allvariga incidenter:

Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska rapporteras till Alcon Laboratories, Inc.

Kontakta din lokala Alcon-distributör

E-post: qa.complaints@alcon.com

Allvariga incidenter ska även rapporteras till Läkemedelsverket.

FÖRPACKNING:

SYSTEM™ COMPLETE komfort-ögondroppar levereras i plastflaskor som innehåller 3 ml och 10 ml.

STERILE | A | Steriliserad med aseptiska tekniker.

SYMBOLFÖRKLARING

Symbol	Definition
	Viktigt
	Se bruksanvisningen/den elektroniska bruksanvisningen
	För inte användas om förpackningen är skadad. Se bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum
	Innehåller farligt ämne
	Ett sterilt barriärsystem
	Medicinteknisk produkt

Tillverkare
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP Auktoriserad representant i EU

Alcon Laboratories Belgium

Lichterweld 3

2870 Puurs-Sint-Amands

Belgien

Distributör

Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

tel: (t) 31722610



© 2023 Alcon Inc.

www.lu.alcon.com

Uppdaterad: 2023-09

KÄTTÖOHJE

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa valmiiseen käyttöistä ja turvallisuudesta. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhemmä käyttöä varten.

KÄYTTÖOHJE:

SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat

KUVAUS:

SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat on steriili, säilöntäaineeton, valkoinen emulsio, joka sisältää propyleeniglykolia, hydroksiopropylguaria, mineraalioijia, dimetyyli-4-fosfatidihydroxyglyserolia, polykvyli-40-stearaattia, sorbitantrisorbitaattia, boorihappoa, sorbitolia ja puhdistettua vettä. Saatava sisältöä kvoonvähyyppoa ja ta nauttamishyödyksiä pht säilytys varten.

SYSTEM™ COMPLETE voitelevien silmätippojen väri on luonnollinenvalkoinen käyttöä.

KLINISET HYÖDYT:

Ohjeiden mukaan käytettynä SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat:

- Suojavat silmän pintaa.
- Kirkastavat näköä.
- Korjaavat silmän pintaa.
- Lievittävät kuivaussäilytyksen oireita.

KÄYTTÖTARKOITUS

SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat on tarkoitettu silmän pinnan voiteluun.

KÄYTTÖTARKOITUS/KOHDERYHMÄ:

Aikuiset (18-vuotiaalla), joilla on kuivaussäilytyksen oireita ja jotka ymmärtävät käyttöohjeet ja osaat vouttaata niitä (tai joiden hoitaja pystyy hoittamaan asian heidän puolestaan).

KÄYTTÖAIHE (käyttö):

SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat on tarkoitettu klinisen kirvelyn ja ärsytyksen tilapäiseen lievittämiseen kuivaussäilytyksen oireita iokeville henkilöille.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET:

Klinisten tutkimusten kolonisaatiot, julkaistun klinisen kirjallisuuden ja markkinoille tulon jälkeisen seurannan perusteella SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat vastaavat käyttötarkoitustaan silmien kuivuudesta johtuvan polteen ja ärsytyksen tilapäisessä lievittämissä.

OHJEET:

- Ravista pulloa huolellisesti ennen ensimmäistä avaramista.
- Pitele pulloa puuri korkon alapuolella ja kierteä korkia aukki.
- ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA: Pitele pulloa noin 90 asteen kulmassa ja purista siitä yksi tippa. Hävitä tippa. Ravista pulloa alaspäin kärkeen jääneen valmiiseen poistamiseksi (ks. kuva).



• Ravista hyvin ennen käyttöä.

• SYSTEM™ COMPLETE voitelevia silmätippoja voidaan käyttää pitkin päivää aina tarvittaessa lievittämään kuivaussäilytyksen oireita.

• Tippaa tarpeen mukaan 1-2 tippaa hoidettavaan silmään ja räpäytä.

• Ennen kuin suljet pullon korkin käytön jälkeen, ravista pulloa alaspäin kärkeen mahdollisesti jääneen valmiiseen poistamiseksi (ks. kuva).



• Sulje pullo.

KÄYTTÖN VASTA-AIHEET (tilanteet, joissa tuotetta ei saa käyttää):

Älä käytä tätä valmiistetta, jos olet allerginen jollekin SYSTEM™ COMPLETE voitelevien silmätippojen ainesosalle.

VAROITUKSET:

On erittäin tärkeää, ettei noudateta terveydenhuollon ammattilaisten ja tämän pakkauksen ohjeita valmiiseen oikeasta käytöstä. Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuva epämukavuuden tunnetta, voimakasta kyynelvirtausta, muutoksia näkökykyssä tai silmien punoitusta. Lopeta SYSTEM™ COMPLETE voitelevien silmätippojen käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahene.

Tilapäinen näön hämärtyminen ja muut näköhäiriöt voivat heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos silmätippojen käyttö aiheuttaa näön hämärtymistä, älä aja autoa aluksi käytä koneita ennen kuin näkö on kirkastunut.

VAROITIMET:

- Van silmätipat.
- TURVAKÄYTTÖ: Älä käytä, jos turvakäyttö on vahingoittunut tai puuttuu.
- Älä käytä, jos pakkaus tai pullo (steriili pakkaus) on vaurioitunut.
- Älä koskaan kosketa pullon tippokäijällä mihinkään, ettei valmiisteseen pääse epäpuhtauksia.
- Jos valmiistetta niellään, on hakeuduttava lääkäriin.
- Jos emulsion väri muuttuu, älä käytä sitä.
- Suoje korkia käytön jälkeen.
- Pidä pullo tiivistä suljettuna, kun se ei ole käytössä.
- Valmistie sisältää boorihappoa määrinä, jotka ovat turvallisia, kun valmistetta käytetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Kun pullo on avattu, hävitä jäljellä oleva emulsio alla olevien ohjeiden mukaisesti:
 - Jos pullon tilavuus on 3 ml, hävitä jäljellä oleva emulsio 30 päivän kuluessa.
 - Jos pullon tilavuus on 10 ml, hävitä jäljellä oleva emulsio 3 kuukauden kuluessa.
- Säilytä 2-30°C, ±2°C.

HAITTAVAIKUTUKSET (mahdolliset ongelmat ja ohjeet ongelmien varalle):

Jos sinulla on pitkäikäinen epämukavaa tunnetta silmissä, runsasta silmien veteytystä, näönmuutoksia tai silmien punoitusta, lopeta SYSTEM™ COMPLETE voitelevien silmätippojen käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, sillä vära voi muuttua vakavammaksi.

Vakava tapauskohtainen ilmoitusvelvoite:

Käikistä tämän lääkkeen valmistajan verkkosivustolla liittyvistä vakavista haittapahtumista pitää ilmoittaa Alcon Laboratories, Inc. -yhtiölle.

Ota yhteyttä Alconin paikalliseen jakelijaan

Sähköposti: qa.complaints@alcon.com

Nämä tapauskohtaiset ilmoitettava myös FIMEA:lle

PAKKAUKSET:

SYSTEM™ COMPLETE voitelevat silmätipat on saatavana 3 ml:n tai 10 ml:n muovipulloissa.

STERILE | A | Steriloitu aseptisista tekniikaa käyttäen.

KÄYTTÖTYYN SYMBOLIEN SELITYKSET

Symboli	Määritelmät
	Huomio
	Lue käyttöohjeet tai lue sähköiset käyttöohjeet
	Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä. Lue käyttöohjeet
	Valmistuspäivämäärä
	Sisältää haitallisia aineita
	Yksinkertainen steriili estojärjestelmä
	Lääkinnällinen laite

Valmistaja
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, Yhdysvallat

EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa

Alcon Laboratories Belgium

Lichterweld 3

2870 Puurs-Sint-Amands

Belgia

Distributör

Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Tanska

Pub: (t) 20340000



© 2023 Alcon Inc.

www.lu.alcon.com

Päivitetty: 2023-09