

LEGEND:

- CUT
- - - - - FOLD

- ① NO TEXT
- ② ALCON DWG. NO. & CONTROL DATE - DIRECTION DETERMINED BY COPY.
- ③ NO TEXT, COLOR OR COATING
- ④ RESERVED FOR BAR CODE

DRAWING INFORMATION		
DWG NUMBER:	L00002	REV: 1
DWG DESC.:	INSVND, 130MMX360MM, FOLDED	
	TO 130MM X 27MM	
DWG DATE:	27/01/12	
REV DESC.:	REVISED TO SHOW METRIC AND IMPERIAL DIMENSIONS	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCE: ±1/32" / ± 0.80MM



Systeme™

HYDRATION

komfortøjedråber
komfort-øgendropper
voitelevat silmätipat

**Uden Konserveringsmiddel
Uten Konserveringsmedel
Säilöntäineeton**

BRUGSANVISNING

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om produktets anvendelse og sikkerhed. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og gem den til senere brug.

PRODUKTNAVN:
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber

BESKRIVELSE:
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber er en steril opløsning **uden konserveringsmiddel**, der indeholder natriumhyaluronat, polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyre, natriumborat, kaliumchlorid, natriumchlorid og rensat vand. Øjedråberne kan indeholde saltsyre og/eller natriumhydroxid til justering af pH.

KLINISKE FORDELE:
Når SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber anvendes som anvist:

- Beskytter øjets overflade.
- Forbedrer synet.
- Øger bevarelsen af tårefilmen på øjets overflade.
- Smører/genfugter kontaktlinsene.
- Fugter og opretholder et lag af fugt på kontaktlinserne.

FORMÅL:
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber er beregnet til at smøre øjets overflade og genfugte bløde kontaktlins (herunder silikonhydrogel-kontaktlins).

TILSIGTEDE BRUGERE/MÅLGRUPPE:
Voksne (18 år og derover), der har symptomer på tørre øjne, og som er i stand til at forstå og følge anvisningerne (eller har en omsorgsperson, der kan hjælpe).

INDIKATIONER (anvendelse):
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber giver midlertidig lindring af svie og irritation hos personer, der har symptomer på tørre øjne.

EGENSKABER:
Baseret på den samlede evidens fra kliniske undersøgelser, publiceret klinisk litteratur og overvågning efter markedsføring fungerer SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber efter hensigten til midlertidig lindring af svie og irritation hos personer, der har symptomer på tørre øjne.

ANVISNINGER:

- Hold på flasken lige under hættens, og drej hættens for at åbne flasken.
- **INDEN BRUG FØRSTE GANG:** Hold flasken i en vinkel på cirka 90 grader, og dryp én dråbe ud, som kasseres. Ryst flasken i en nedadgående bevægelse for at fjerne resterende produktrester (se billedet).



- SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber kan anvendes efter behov i løbet af dagen for at lindre symptomer på tørre øjne.
- Dryp 1 – 2 dråber i øjet efter behov, og blink.
- Hvis der opstår mild irritation, ubehag eller sløret syn under brug af kontaktlins, dryp da 1-2 dråber i øjet, og blink 2-3 gange.
- **Efter brug, inden hættens sættes på, skal flasken rystes i en nedadgående bevægelse, for at fjerne eventuelle produktrester på spidsen (se billedet).**



- Luk flasken.


KONTRAINDIKATIONER (årsager til ikke at bruge produktet):
Personer, der er allergiske over for et eller flere af indholdsstofferne i SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber, må ikke anvende produktet.

ADVARSLER:
For korrekt brug af produktet, er det vigtigt, at du følger anvisninger fra sundhedsfagligt personale og alle instruktionerne på emballagen. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller rødme i øjet, skal du straks holde op med at anvende SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt. SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber er ikke beregnet til at rense eller desinficere kontaktlins. SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber må ikke anvendes til opbevaring eller desinficering af kontaktlins.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret efter du har dryppet øjnene, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, for dit syn er klart igen.

FORHOLDSREGLER:

- Kun til anvendelse i øjet.
- FORSEGLET: Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt eller mangler.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen eller flasken (den sterile emballage) er beskadiget.
- For at undgå forurening må flaskens dråbespids aldrig berøre andre overflader.
- Søg lægehjælp i tilfælde af indtagelse.
- Må ikke anvendes, hvis øjedråberne ændrer farve eller bliver uklare.
- Sæt hættens på efter brug.
- Hold flasken tæt tillukket, når den ikke er i brug.
- Dette produkt indeholder en mængde af borsyre og natriumborat, som er sikkert at anvende, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne.
- Produktet skal anvendes inden udløbsdatoen, som er angivet på emballagen.
- Når flasken har været åbnet, skal resterende øjedråber kasseres i henhold til nedenstående:

- o For 3 ml flasker skal resterende øjedråber kasseres efter 30 dage. 
- o For 10 ml flasker skal resterende øjedråber kasseres efter 3 måneder. 

Opbevares mellem 2°C og 30°C. 

Opbevares utilgængeligt for børn. 


BIVIRKNINGER (mulige problemer og hvad der skal gøres):
Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller rødme i øjet, skal du straks holde op med at anvende SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt.

Indberetning af alvorlige hændelser:
Alle alvorlige hændelser, der er relateret til brug af dette produkt, skal indberettes til Alcon Laboratories Inc.

Kontakt den lokale Alcon Distributør
E-mail: qa.complaints@alcon.com
Disse alvorlige hændelser skal også indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

LEVERING:
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber leveres i plastflasker, som indeholder 3 ml eller 10 ml.

STERILE A Steriliseret ved brug af aseptiske teknikker.

 Fremstillet af Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC | REP Autoriseret repræsentant i EU
Alcon Laboratories Belgium
Lichterweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien

 Distributør Alcon Nordic A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf: 3636 4360

© 2023 Alcon Inc.

Opdateret: 2023-08



KLINISKE FORDELE:
Når SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber bruges som anvist:

- Beskytter øjeoverflaten
- Forbedrer synet
- Øger fastholdelse af tårefilmen på øjets overflade
- Smører/genfugter kontaktlinsene
- Fugter og opretholder et fugtgivende lag på kontaktlinsene

TILTENKT FORMÅL:
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber er beregnet på at smøre øjets overflade og fukte myke kontaktlins (inkludert silikonhydrogel-kontaktlins).

TILTENKTE BRUKERE/MÅLGRUPPE:
Voksne (18 år og ældre) med symptomer på tørre øjne, inkludert brugere af kontaktlins, som er i stand til at forstå og følge brugsanvisningen (eller som har en omsorgsperson som kan hjælpe).

INDIKATION (brug):
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber er indisret for midlertidig lindring af svie og irritation hos personer som oplever symptomer på tørre øjne.


EGENSKABER:
Baseret på den samlede evidens fra kliniske undersøgelser, publiceret klinisk litteratur og overvågning efter markedsføring, yter SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber som tiltenkt for midlertidig lindring af svie og irritation hos personer som oplever symptomer på tørre øjne.

BRUGSANVISNING:

- Hold flasken ret under korken, og vri korken for at åbne flasken.
- **FØR FØRSTE GANGS BRUK:** Hold flasken i ca. 90 graders vinkel og dryp ut én dråbe som kastes. Rist flasken nedover for at fjerne gjenstående produkt (se billedet).



- SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber kan bruges i løbet af dagen ved behov for at lindre symptomer på tørre øjne.
- Dryp 1 – 2 dråber i øjet efter behov og blink.
- Hvis det opstår lettere irritation, ubehag eller tåkesyn ved brug af kontaktlinsene, skal det dryppes 1 – 2 dråber i øjet og bluntes 2 – 3 gange.
- **Rist flasken nedover efter brug og for korken sættes på flasken for at fjerne rester af produktet som kan være igjen på tuppen (se billedet).**



- Luk flasken.

KONTRAINDIKASIONER (grunner til å unngå bruk):
Personer som er allergiske overfor noen av innholdstoffene i SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber, skal ikke bruke produktet.

ADVARSLER:
Det er viktig at du følger retningslinjene fra helsepersonell samt all informasjon angitt på emballasjen for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, får økt tåreflåd, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal bruken av SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber stoppe umiddelbart. Ta kontakt med helsepersonell for å unngå at problemet utvikler seg til noe mer alvorlig. SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber skal ikke brukes til å rengjøre eller desinfisere kontaktlins. Ikke legg kontaktlinsene i, eller heller desinfiser kontaktlinsene, med SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber. Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved uskarpt syn etter drypping må brukeren vente til synet er klart for du kjører bil eller bruker maskiner.

FORHOLDSREGLER:

- Kun til bruk i øynene.
- FORSEGLING: Må ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler.
- Må ikke brukes hvis emballasjen eller flasken (den sterile emballasjen) er skadet.
- For å unngå forurening må flaskens dråpespiss aldri komme i kontakt med noen overflate.
- Ta kontakt med lege ved utilsikket svelging.
- Dersom øyedråpene endrer farge eller blir uklare, skal de ikke brukes.
- Skru korken på etter bruk.
- Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
- Dette produktet inneholder borsyre og natriumborat i en mengde som er trygg når produktet brukes i henhold til instruksjonene.
- Brukes for utløpsdatoen som vises på emballasjen. 
- Kast eventuelt resterende øyedråper etter at flasken er åpnet første gang, i henhold til instruksjonene nedenfor:
 - o For 3 ml flasker skal gjenstående øyedråper kastes etter 30 dager. 
 - o For 10 ml flasker skal gjenstående øyedråper kastes etter 3 måneder. 

Opbevares mellom 2°C og 30°C. 

Opbevares utilgjengelig for barn. 

BIVIRKNINGER (mulige problemer og hva du bør gjøre):
Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, får økt tåreflåd, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal bruken av SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber stoppe umiddelbart. Ta kontakt med helsepersonell for å unngå at problemet utvikler seg til noe mer alvorlig.

Rapportering av alvorlige hendelser:
Alle alvorlige hendelser som er relatert til bruken av dette produktet, skal rapporteres til Alcon Laboratories Inc.


Kontakt den lokale Alcon-distributøren
E-post: qa.complaints@alcon.com
Alvorlige hendelser må også rapporteres til Statens Legemiddelverk.

LEVERING:
SYSTEME™ HYDRATION komfortøjedråber leveres i plastflasker som inneholder 3 ml eller 10 ml.

STERILE A Steriliseret ved bruk av aseptiske teknikker.

 Produsent Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC | REP Autoriseret representant i Det europeiske fellesskap Alcon Laboratories Belgium Lichterweld 3 2870 Puurs-Sint-Amands Belgia

 Distributør Alcon Nordic A/S Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Danmark Tlf: 32771133

© 2023 Alcon Inc.

Opdatert: 2023-08



FRONT SIDE

Alcon
Print-Ready PDF
By Aranda, Francisco
1:59 pm, Sep 15, 2023

Alcon PACKAGING

ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: 300063250-0823 I SYSHYD MDPF 10mL D6		COLORS: Process Black
ARTIST: Aranda, Francisco	ART REV: B	DATE: 15.09.2023
SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE		

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
MATTÉ COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

V-COM-0052809

Efter användning: Skaka flaskan nedåt innan du sätter på korken för att avlägsna produktrester som kan sitta kvar på flaskans spets (se bild).



Släng flaskan.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar ska inte använda denna produkt.

VARNINGAR:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningar från vårdpersonal och alla instruktioner på förpackningen om rätt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar ska inte användas för att rengöra eller desinficera kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte dina kontaktlinser i SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår efter att du har droppat med ögondropparna, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning i ögonen.
- FÖRSEGLAD: Använd inte om förseglingen är skadad eller saknas.
- Använd inte om förpackningen eller flaskan (den sterila förpackningen) är skadad.
- För att undvika förorening får inga ytor vidröras med flaskans droppspets.
- Uppsök läkare om produkten sväls.
- Använd inte ögondropparna om de ändrar färg eller blir grumliga.
- Sätt på korken efter användning.
- Förvara flaskan tätt försluten när den inte används.
- Denna produkt innehåller en mängd av borsyra och natriumborat som är ofarlig vid användning enligt anvisningarna.
- Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
- När flaskan är öppnad ska kvarvarande ögondroppar kasseras enligt anvisningarna nedan:
 - o För 3 ml flaskor ska kvarvarande ögondroppar kasseras efter 30 dagar.
 - o För 10 ml flaskor ska kvarvarande ögondroppar kasseras efter 3 månader.
- Förvaras mellan 2°C och 30°C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

BIVERKNINGAR (möjliga problem och lösningar):

Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

Rapportering av allvarliga incidenter:

Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska rapporteras till Alcon Laboratories Inc.:

Kontakta den lokala Alcon-distributören
E-post: qa.complaints@alcon.com

Allvarliga incidenter ska även rapporteras till Läkemiddelsverket.

FÖRPACKNING:

SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar tillhandahålls i plastflaskor som innehåller 3 ml eller 10 ml.

STERILE A Steriliserad med aseptiska tekniker.

Tillverkare
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

EC REP Auktoriserad representant i EU
Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien

Distributör
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn 5
Danmark

Tel: (0) 317226610

© 2023 Alcon Inc.

Uppdaterad: 2023-08

www.ifu.alcon.com



KÄYTTÖOHJEET

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa valmisteen käytöstä ja turvallisuudesta. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

KAUPPANIIMI:

SYSTANE™ HYDRATION voitelevat silmätipat

KUVAUS:

SYSTANE™ HYDRATION voitelevat silmätipat on steriili, säilöntäaineeton liuos, joka sisältää natriumhyaluronattia, polyeteeniglykoli 400:a, propyleeniglykolia, hydroksi-propyyliquaria, sorbitolia, aminometyylipropanolia, boorihappoa, natriumboraattia, kaliumkloridia, natriumkloridia ja puhdistettua vettä. Saatava sisältää kloorivetyhappoa ja/tai natriumhydroksidia pH:n säätämiseen.

KLIINISET HYÖDYT:

Ohjeiden mukaan käytettynä SYSTANE™ HYDRATION voitelevat silmätipat:

- Suojaavat silmän pintaa
- Kirkastavat näköä
- Pidentävät kyynelfilmin kontaktaikaa silmän pinnalla
- Pitävät piiloilinsin kosteina
- Voitelevat piiloilinsien pintaa ja lisäävät piiloilinsien käyttömukavuutta

KÄYTTÖTARKOITUS

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat on tarkoitettu silmän pinnan voiteluun ja pehmeiden piiloilinsien (myös silikonihydrogeelilinsien) kostutukseen.

KÄYTTÖTARKOITUS/KOHDERYHMÄ:

Aikuisille (yli 18-vuotiaille), joilla on kuivasilmäisyden oireita ja jotka ymmärtävät käyttöohjeet ja osaavat noudattaa niitä (tai joiden hoitaja pystyy hoitamaan asian heidän puolestaan).

KÄYTTÖAIHEET (käyttö):

SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat on tarkoitettu silmien kirvelyn ja ärsytyksen tilapäiseen lievitykseen kuivasilmäisyden oireita kokeville henkilöille.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET:

Kliinisten tutkimusten kokonaisnäytön, julkaistun kliinisen kirjallisuuden ja myyntiä tulon jälkeisen seurannan perusteella SYSTANE™ ULTRA voitelevat silmätipat vastaavat käyttötarkoitustaan kirvelyn ja ärsytyksen tilapäisessä lieventämissä henkilöillä, jotka kokevat kuivasilmäisyden oireita.

SYMBOLFORKLARING / SYMBOLFÖRKLARING / KÄYTETTYJEN SYMBOLIEN SELITYKSET

Symbol Symboli	Definitioner	Definisjoner	Definitioner	Määritelmä
	Viktigt	Viktig	Viktigt	Huomio
	Se bruksanvisningen /elektronisk bruksanvisning	Se bruksanvisningen /elektronisk bruksanvisning	Se bruksanvisningen /den elektroniska bruksanvisningen	Lue käyttöohjeet /lue sähköiset käyttöohjeet
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se bruksanvisningen	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet. Se bruksanvisningen	Får inte användas om förpackningen är skadad. Se bruksanvisningen	Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä. Lue käyttöohjeet
	Fremstillingsdato	Produksjonsdato	Tillverkningsdatum	Valmistuspäivämäärä
	Inneholder skadelige substanser	Inneholder farlig stoff	Innehåller skadliga ämnen	Sisältää haitallisia aineita
	Et sterilt barriersystem	Et sterilt barriersystem	Ett sterilt barriärsystem	Yksinkertainen steriili estojärjestelmä
	Medicinsk udstyr	Medisinsk utstyr	Medicinteknisk produkt	Lääkinnällinen laite

300063250-0823

OHJEET:

- Pitele pulloa juuri korkin alapuolelta ja kierrä korkki auki.
- ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA: Pitele pulloa noin 90 asteen kulmassa ja purista siitä yksi tippa muualle kuin silmään. Ravista pulloa alaspäin kärkeen jääneen valmisteen poistamiseksi (ks. kuva).



- SYSTANE™ HYDRATION voitelevia silmätippoja voidaan käyttää tarpeen mukaan päivän aikana kuivasilmäisyden oireiden lievittämiseen.
- Tiputa 1 tai 2 tippaa silmään tarpeen mukaan ja räpäytä.
- Jos piiloilinsien käytön aikana esiintyy lievää ärsytystä, epämukavuuden tunnetta tai näön hämärtymistä, tiputa 1–2 tippaa hoidettavaan silmään (tai silmiin) ja räpäytä silmää 2–3 kertaa.
- Ennen kuin suljet pullon käytön jälkeen, ravista pulloa alaspäin kärkeen mahdollisesti jääneen valmisteen poistamiseksi (ks. kuva).



- Sulje pullo.

KÄYTN VASTA-AIHEET (tilanteet, joissa tuotetta ei saa käyttää):

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet allerginen jollekin SYSTANE™ HYDRATION voitelevien silmätippojen aineosalle.

VAROITUKSET:

On erittäin tärkeää, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen ja tämän pakkauksen ohjeita valmisteen oikeasta käytöstä. Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuvaa epämukavuuden tunnetta, voimakasta kyynelvirtausta, muutoksia näkökyvyssä tai silmien punoitusta, lopeta SYSTANE™ HYDRATION voitelevien silmätippojen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahenisi.

SYSTANE™ HYDRATION voitelevia silmätippoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi piiloilinsien puhdistus- tai desinfiointiaineena. Älä käytä SYSTANE™ HYDRATION voitelevia silmätippoja linsien liottamiseen tai desinfiointiin.

Tilapäinen näön hämärtäminen ja muut näköhäiriöt voivat heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos silmätippojen käyttö aiheuttaa näön hämärtymistä, älä aja autoa aläkäytä koneita ennen kuin näkö on kirkastunut.

VAROITUMIET:

- Vain silmään.
- TURVASINETÖINTI: Älä käytä, jos turvasinetti on vahingoittunut tai puuttuu.

- Älä käytä, jos pakkaus tai pullo (steriili pakkaus) on vaurioitunut.
- Älä koskaan kosketa pullon tippäkärjellä mihinkään, ettei valmisteseen pääse epäpuhtauksia.
- Jos valmistetta niellään, on hakeuduttava lääkäriin.
- Älä käytä liuosta, jos siinä on värimuutoksia tai se näyttää samealta.
- Sulje korkki käytön jälkeen.
- Pidä pullo hyvin suljettuna, kun sitä ei käytetä.
- Tuote sisältää boorihappoa ja natriumboraattia määrän, joka on turvallinen, kun tuotetta käytetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Kun pullo on avattu, hävitä jäljellä oleva sisältö alla olevan ohjeen mukaisesti:
 - o Jos pullon tilavuus on 3 ml, jäljellä oleva sisältö on hävitettävä 30 päivän kuluuttua.
 - o Jos pullon tilavuus on 10 ml, jäljellä oleva sisältö on hävitettävä 3 kuukauden kuluuttua.
- Säilytä 2-30°C.
- Ei lasten ulottuville.

HAITTAVAIKUTUKSET (mahdolliset ongelmat ja ohjeet niiden varalle):

Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuvaa epämukavuuden tunnetta, voimakasta kyynelvirtausta, muutoksia näkökyvyssä tai silmien punoitusta, lopeta SYSTANE™ HYDRATION voitelevien silmätippojen käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahenisi.

Vakavista haittavaikutuksista ilmoittaminen:

Tämän lääkimallisen laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista pitää ilmoittaa Alcon Laboratories, Inc. -yhtiölle:

Ota yhteys paikalliseen Alconin jakelijaan
Sähköposti: qa.complaints@alcon.com
Nämä tapaukset on ilmoitettava myös FIMEAlle.

PAKKAUKSET:

SYSTANE™ HYDRATION voitelevat silmätipat toimitetaan muovipulloissa joka sisältää 3 ml tai 10 ml.

STERILE A Steriloitu aseptista tekniikkaa käyttäen.

Valmistaja
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, Yhdysvallat

EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgia

Jakelija
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamina 5
Tanska

Puh: (0) 20340000

© 2023 Alcon Inc.

Päivitetty: 2023-08

www.ifu.alcon.com



Alcon

BACK SIDE