

| DRAWING INFORMATION |  |        |
|---------------------|--|--------|
| DWG NUMBER:         | L00002   | REV: 1 |
| DWG DESC.:          | INSVND, 130MMX360MM, FOLDED                    |        |
|                     | TO 130MM X 27MM                                |        |
| DWG DATE:           | 27/01/12                                       |        |
| REV DESC.:          | REVISED TO SHOW METRIC AND IMPERIAL DIMENSIONS |        |

#### LEGEND:

CUT  
FOLD

- |   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 | NO TEXT   | 3 | NO TEXT, COLOR OR COATING |
| 2 | ALCON DWG. NO. & CONTROL DATE - DIRECTION DETERMINED BY COPY. | 4 | RESERVED FOR BAR CODE     |



# Systane™

## GEL DROPS

komfortøjengel

#### BRUGSANVISNING

**da** Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om produktets anvendelse og sikkerhed. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og gem den til senere brug.

**PRODUKTNAVN:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel

**BESKRIVELSE:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel er en steril emulsion, der indeholder polyethylenglycol 400, propylenglycol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, kaliumchlorid, natriumchlorid, dinatriumedetat, POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0,001% som konserveringsmiddel og rensat vand. Øjengelen kan indeholde saltsyre og/eller natriumhydroxid til justering af pH.

**KLINISKE FORDELE:**  
Når SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel anvendes som anvist, har den følgende egenskaber:

- Lindrer symptomer på tørre øjne dag og nat.
- Giver komfort til tørre øjne, når du vågner.
- Beskytter øjets overflade.

**FORMÅL:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel er beregnet til at smøre øjets overflade.

**TILSIGTEDE BRUGERE/MÅLGRUPPE:**  
Voksne (18 år og derover), der har symptomer på tørre øjne, og som er i stand til at forstå og følge anvisningerne og brugsanvisningen (eller har en omsorgsperson, der kan hjælpe).

**INDIKATIONER (anvendelse):**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel giver midlertidig lindring af ubehag og irritation hos personer, der har symptomer på tørre øjne.

**EGENSKABER:**  
Baseret på den samlede evidens fra kliniske undersøgelser, publiceret klinisk litteratur og overvågning efter markedsføring virker SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel efter hensigten til midlertidig lindring af ubehag og irritation hos personer, der har symptomer på tørre øjne.

**BRUGSANVISNING:**

- Omrystes grundigt før brug.**
- SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel kan bruges efter behov i løbet af dagen og også om natten til at lindre symptomer på tørre øjne.
- Dryp 1-2 dråber i øjet efter behov, og blink.

**KONTRAINDIKATIONER (grunde til ikke at bruge produktet):**  
Personer, der er allergiske over for et eller flere af indholdsstofferne i SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel, skal ikke anvende produktet.

**ADVARSLER:**  
For korrekt brug af produktet er det vigtigt, at du følger anvisninger fra sundhedsfagligt personale og alle instruktionerne på emballagen. Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt.

Midlertidigt sløret syn eller andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dit syn bliver sløret, efter du har dryppet øjnene, må du ikke føre motorkøretøj eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

**FORHOLDSREGLER:**

- Kun til anvendelse i øjet.
- FORSEGLING: Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt eller mangler, eller hvis hæften er beskadiget.
- Fjern den løse sikkerhedsring omkring hæften når flasken åbnes første gang.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen eller flasken (den sterile emballage) er beskadiget.
- For at undgå forurening må flaskens dråbespids aldrig komme i kontakt med andre overflader.
- Søg lægehjælp i tilfælde af indtagelse.
- Må ikke anvendes, hvis øjengelen ændrer farve eller bliver uklar.
- Skrub hæften på efter brug.
- Flasken skal være lukket helt til, når den ikke er i brug.
- Dette produkt indeholder en mængde af borsyre, som det er sikkert at anvende, når produktet anvendes i henhold til anvisningerne.
- Anvendes før udløbsdatoen, som er angivet på emballagen.
- Overskydende komfortøjengel skal kasseres 3 måneder efter åbning af flasken.
- Opbevares mellem 15 °C og 30 °C.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

**BIVIRKNINGER (mulige problemer og hvad der skal gøres):**  
Hvis du oplever vedvarende ubehag i øjet, tåreflåd, synsændringer eller hvis øjet bliver rødt, skal du stoppe med at bruge SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel og kontakte sundhedsfagligt personale, da problemet kan blive mere alvorligt.

**Indberetning af alvorlige hændelser:**  
Enhver alvorlig hændelse, der er relateret til brug af dette produkt, skal indberettes til Alcon Laboratories, Inc.:

Kontakt den lokale Alcon distributør  
E-mail: qa.complaints@alcon.com

Alvorlige hændelser skal også indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

**LEVERING:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel leveres i plastikflasker som indeholder 10 ml.

**STERILE A** Steriliseret ved brug af aseptiske teknikker.

| Symbol | Definitioner   |
|--------|--|
|        | Vigtigt  |
|        | Se brugsanvisningen/elektronisk brugsanvisning                       |
|        | Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se brugsanvisningen |
|        | Fremstillingsdato  |
|        | Indeholder farligt stof  |
|        | Et sterilt barriersystem   |
|        | Medicinsk udstyr   |

**Producent**  
Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

**EC REP** Autoriseret repræsentant i EU  
Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgien

**Distributør**  
Alcon Nordic A/S  
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Danmark  
Tlf.: 3636 4360

**CE 0123**

© 2023 Alcon Inc.

**Alcon**

www.ifu.alcon.com

Opdateret: 2023-12



BRUGSANVISNING

**no** Denne brugsanvisning indeholder vigtig information om produktets brug og sikkerhed. Læs brugsanvisningen grundigt, og ta vare på den for fremtidig brug.

**PRODUKTNAVN:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel

**BESKRIVELSE:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel er en steril emulsion som indeholder polyethylenglycol 400, propylenglykol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminomethylpropanol, borsyre, kaliumchlorid, natriumchlorid, dinatriumedetat, POLYQUAD™ (polykvaternium-1) 0,001 % som konserveringsmiddel og rensat vann. Øjengelen kan indeholde saltsyre og/eller natriumhydroksid for justering av pH.

**KLINISKE FORDELER:**  
Når SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel brukes som anvist:

- Lindrer symptomer på tørre øyne på dagtid og om natten.
- Gir komfort for tørre øyne når du våkner.
- Beskytter øyets overflate.

**TILTENKT FORMÅL:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel er beregnet på å smøre øyets overflate.

**TILTENKTE BRUKERE / MÅLGRUPPE:**  
Voksne (18 år og eldre) med symptomer på tørre øyne, som er i stand til å forstå og følge brugsanvisningen (eller som har en omsorgsperson som kan hjelpe).

**INDIKASJON (Bruk):**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel er indisert for midlertidig lindring av ubehag og irritasjon hos personer som opplever symptomer på tørre øyne.

**EGENSKAPER:**  
Basert på den totale evidens fra kliniske undersøkelser, publisert klinisk litteratur og overvåking etter markedsføring, yter SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel som tiltenkt for midlertidig lindring av ubehag og irritasjon hos personer som opplever symptomer på tørre øyne.

**BRUGSANVISNING:**

- Ristes godt før bruk.**
- SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel kan brukes etter behov gjennom hele dagen og også om natten for å lindre symptomer på tørre øyne.
- Drypp 1-2 dråper i øyet etter behov og blink.

**KONTRAINDIKASJONER (grunner til å unngå bruk):**  
Personer som er allergiske overfor noen av indholdsstoffene i SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel, skal ikke bruke produktet.

**ADVARSLER:**  
Det er svært viktig at du følger alle anvisninger fra helsepersonell samt alle instruksjoner angitt på emballasjen for riktig bruk av produktet. Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, økt tåreflod, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig.

Midlertidig uskarp syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved uskarp syn etter drypping, må du vente til synet dit er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.

**FORHOLDSREGLER:**

- Kun til bruk i øynene.
- FORSEGLING: Må ikke brukes dersom forseglingen er brutt eller mangler, eller hvis korken er skadet.
- Hvis remsen på forseglingen er løs etter at korken er skrudd av, må den fjernes før produktet tas i bruk.
- Må ikke brukes hvis emballasjen eller flasken (den sterile emballasjen) er skadet.
- For å unngå forurensning må flaskens dråpespiss aldri komme i kontakt med andre overflater.
- Ta kontakt med lege ved utilsiktet svelging.
- Dersom øyegelen endrer farge eller blir uklar, skal den ikke brukes.
- Skrub korken på etter bruk.
- Flasken skal være godt lukket når den ikke er i bruk.
- Dette produktet inneholder borsyre i en mengde som er trygg når produktet brukes i henhold til instruksjonene.
- Brukes før utløpsdatoen som vises på emballasjen.
- Gjenværende komfortøjengel skal kastes 3 måneder etter at flasken er åpnet første gang.
- Oppbevares mellom 15 °C og 30 °C.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

**BIVIRKNINGER (mulige problemer og hva du bør gjøre):**  
Hvis du opplever vedvarende ubehag i øyet, økt tåreflod, synsforandringer eller hvis øyet blir rødt, skal du avslutte bruken av SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel og kontakte helsepersonell da problemet kan bli mer alvorlig.

**Rapportering av alvorlige hendelser:**  
Alle alvorlige hendelser som er relateret til bruken av dette produktet, skal rapporteres til Alcon Laboratories Inc.:

Kontakt den lokale Alcon distributøren  
E-post: qa.complaints@alcon.com

Alvorlige hendelser skal også rapporteres til Statens legemiddelverk.

**PAKNING:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfortøjengel leveres i plastflasker som inneholder 10 ml.

**STERILE A** Steriliseret ved bruk av aseptiske teknikker.

| Symbol | Definisjoner   |
|--------|--|
|        | Viktig   |
|        | Se brugsanvisningen/elektronisk brugsanvisning                 |
|        | Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet. Se brugsanvisningen |
|        | Produksjonsdato  |
|        | Inneholder farlig stoff  |
|        | Et sterilt barriersystem                                       |
|        | Medisinsk utstyr   |

**Producent**  
Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

**EC REP** Autoriseret repræsentant i Det europeiske fellesskap  
Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgia

**Distributør**  
Alcon Nordic A/S  
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Danmark  
Tlf.: 32771133

**CE 0123**

© 2023 Alcon Inc.

**Alcon**

www.ifu.alcon.com

Oppdatert: 2023-12

**Alcon PACKAGING** ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| FILE NAME: 300064272-1223 I SYS GD 10ML D6         |            | COLORS: Process Black |
| ARTIST: Frank Goad                                 | ART REV: C | DATE: 04.01.2024      |
| SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE |            |                       |

**VENDORS PLEASE READ BELOW**

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.  
HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.  
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

**Alcon**  
Print-Ready PDF

By Richard Goad

12:12 pm, Jan 04, 2024

# Systane™

## GEL DROPS

komfort-ögongel

### BRUKSANVISNING

**SV** Denna bruksanvisning innehåller viktig information om produktanvändning och säkerhet. Läs bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

**PRODUKTNAMN:**  
**SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel**

**BESKRIVNING:**  
SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel är en steril emulsion som innehåller polyetylen glykol 400, propylenglykol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid, natriumklorid, dinatriumedetat, konserveringsmedlet POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0,001 % och renat vatten. Ögongelen kan innehålla saltsyra och/eller natriumhydroxid för pH-justering.

**KLINISKA FÖRDELAR:**  
När SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel används enligt anvisningarna:

- Lindrar torra ögon under dagen och natten.
- Ger komfort för torra ögon när du vaknar.
- Skyddar ögats yta.

**ANVÄNDNING**  
SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel är avsedd att smörja ögats yta.

### AVSEDDA ANVÄNDARE/MÅLPOPULATION:

Vuxna (18 år och äldre) med symtom på torra ögon som kan förstå och följa bruksanvisningen (eller har en vårdgivare som kan hjälpa).

### NDIKATIONER (användning):

SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel är avsedd för tillfällig lindring av obehag och irritation hos personer med symtom på torra ögon.

### EGENSKAPER:

De sammanlagda belägen från kliniska undersökningar, publicerad klinisk litteratur och erfarenhet efter godkännande för försäljning visar att SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel har avsedd effekt för tillfällig lindring av obehag och irritation hos personer med symtom på torra ögon.

### ANVISNINGAR:

- Omskakas väl före användning.
- SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel kan användas efter behov under dagen och även på natten för att lindra symtom på torra ögon.
- Droppa 1 eller 2 droppar i ögat vid behov och blinka.

### KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel ska inte använda denna produkt.

### VARNINGAR:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningar från vårdpersonal och alla instruktioner på förpackningen om rätt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår efter att du droppat med ögondropparna, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnar.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för användning i ögonen.
- FÖRSEGLAD: Använd inte om förseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad.
- Om säkerhetskragen är lös när korken har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.
- Använd inte produkten om förpackningen eller flaskan (den sterila förpackningen) är skadad.
- För att undvika förorening får inga ytor vidröras med flaskans droppspets.
- Uppsök läkare om produkten sväljs.
- Använd inte ögongelen om den ändrar färg eller blir grumlig.
- Sätt på korken efter användning.
- Förvara flaskan tätt försluten när den inte används.
- Denna produkt innehåller en mängd av borsyra som är ofarlig vid användning enligt anvisningarna.
- Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- När flaskan är öppen ska kvarvarande komfort-ögongel kasseras efter 3 månader.
- Förvaras mellan 15 °C och 30 °C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

### BIVERKNINGAR (eventuella problem och möjliga lösningar):

Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

### Rapportering av allvariga incidenter:

Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska rapporteras till Alcon Laboratories Inc.:

Kontakta den lokala Alcon-distributören  
E-post: qa.complaints@alcon.com

Allvariga incidenter ska även rapporteras till Läkemedsverket.

### FÖRPACKNING:

SYSTANE™ Gel Drops komfort-ögongel levereras i plastflaskor som innehåller 10 ml.

**STERILE A** Steriliserad med aseptiska tekniker.

### SYMBOLFÖRKLARING

| Symbol | Definition  |
|--------|---|
|        | Viktigt   |
|        | Se bruksanvisningen/elektroniska bruksanvisningen                 |
|        | Får inte användas om förpackningen är skadad. Se bruksanvisningen |
|        | Tillverkningsdatum  |
|        | Innehåller farligt ämne   |
|        | Ett sterilt barriärsystem   |
|        | Medicinteknisk produkt  |

**Tillverkare**  
Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

**EC REP** Auktoriserad representant i EU  
Alcon Laboratories Belgium  
Lichtenveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgien

**Distributör**  
Alcon Nordic A/S  
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 Köpenhamn S  
Danmark  
Tel: (0) 317226610

**CE 0123**

© 2023 Alcon Inc.

## Alcon

www.ifu.alcon.com

Uppdaterad: 2023-12

300064272-1223

# Systane™

## GEL DROPS

voiteleva geelisiimatipat

### KÄYTTÖOHJE

**fi** Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa valmisteen käytöstä ja turvallisuudesta. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempiä käyttöä varten.

**KAUPPANIMI:**  
**SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat**

**KUVAUS:**  
SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat on steriili emulsio, joka sisältää polyeteeniglykoli 400:aa, propyleeniglykolia, hydroksi-propyyliguarua, sorbitolia, aminometyylipropaanolia, boorihappoa, kaliumkloridia, natriumkloridia, dinatriumedetaattia, säilöntäaine POLYQUAD™ (polykvaternium-1) 0,001 % ja puhdistettu vesi. Saattaa sisältää kloorivetyhappoa ja/tai natriumhydroksidia pH:n säätelyä varten.

### KLIINiset Hyödyt:

Ohjeiden mukaan käytettynä SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat:

- Lievittävät kuivasilmäisyyden oireita päivä- ja yökäytössä.
- Lievittävät kuivien silmien epämukavuuden tunnetta herätessä.
- Suojaavat silmän pintaa.

### KÄYTTÖTARKOITUS:

SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat on tarkoitettu silmän pinnan voiteluun.

### KÄYTTÖTARKOITUS/KOHDERYHMÄ:

Aikuisille (yli 18-vuotiaille), joilla on kuivasilmäisyyden oireita ja jotka ymmärtävät käyttöohjeet ja osaavat noudattaa niitä (tai joiden hoitaja pystyy hoitamaan asian heidän puolestaan).

### KÄYTTÖAIHEET (käyttö):

SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat on tarkoitettu silmien epämukavuuden ja ärsytyksen tilapäiseen lievitykseen kuivasilmäisyyden oireita kokeville henkilöille.

### TOIMINNALLISET OMINAISUUDET:

Kliinisten tutkimusten kokonaisnäytön, julkaistun kliinisen kirjallisuuden ja myyntiin tulon jälkeisen seurannan perusteella SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat vastaavat käyttötarkoitustaan epämukavuuden ja ärsytyksen tilapäisessä lievittämisessä henkilöillä, jotka kokevat kuivasilmäisyyden oireita.

### KÄYTTÖOHJEET:

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- SYSTANE™ Gel Drops -voitelevia geelisiimatippoja voi käyttää tarpeen mukaan pitkin päivää ja myös yöllä kuivasilmäisyyden oireiden lievittämiseen.
- Tiputa 1 tai 2 tippaa silmään tarpeen mukaan ja räpäytä.

### KÄYTÖN VASTA-AIHEET (milloin valmistetta ei tule käyttää):

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet allerginen jollekin SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat aineosalle.

### VAROITUKSET:

On erittäin tärkeää, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen ja tämän pakkauksen ohjeita valmisteen oikeasta käytöstä. Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuvaa epämukavuuden tunnetta, voimakasta kynelehtimistä, muutoksia näkökykyssä tai silmien punoitusta, lopeta SYSTANE™ Gel Drops -voitelevien geelisiimatippojen käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahenisi.

Tilapäinen näön hämärtyminen tai muut näköäistin häiriöt voivat heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos geelisiimatippojen käyttö aiheuttaa näön hämärtymistä, älä aja autoa äläkä käytä koneita ennen kuin näkö on kirkastunut.

### VAROTOIMET:

- Vain silmään.
- TURVASINETÖINTI: Älä käytä, jos turvasinetti on vahingoittunut tai puuttuu tai jos korkki on vahingoittunut.
- Kun olet poistanut korkin ja turvasinetin sisältävä irrotuskaulus on löysällä, irrota se ennen valmisteen käyttämistä.
- Älä käytä jos pakkaus tai pullo (steriili pakkaus) on vaurioitunut.
- Älä koskaan kosketa pullon tippakärjellä mihinkään, jotta valmisteeseen ei pääse mikrobeja.
- Jos valmistetta niellään, on hakeuduttava lääkäriin.
- Älä käytä, jos emulsio siinä on värimuutoksia tai se näyttää samealta.
- Sulje korkki käytön jälkeen.
- Pidä pullo hyvin suljetuna, kun se ei ole käytössä.
- Tuote sisältää boorihappoa määrän, jotka on turvallinen, kun tuotetta käytetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Hävitä jäljellä olevat geelisiimatipat 3 kuukauden kuluttua pullon avaamisesta.
- Säilytä 15-30 °C.
- Ei lasten ulottuville.

### HAITTAVAIKUTUKSET (mahdolliset ongelmat ja ohjeet ongelmien varalle):

Jos sinulla ilmenee silmissä jatkuvaa epämukavuuden tunnetta, voimakasta kynelehtimistä, muutoksia näkökykyssä tai silmien punoitusta, lopeta SYSTANE™ Gel Drops -voitelevien geelisiimatippojen käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, ettei tilanne pahenisi.

### Vakavia tapauksia koskevat ilmoitukset:

Tämän lääkinnällisen laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapauksista pitää ilmoittaa Alcon Laboratories Inc. -yhtiölle:

Ota yhteys paikalliseen Alconin jakelijaan  
Sähköposti: qa.complaints@alcon.com

Nämä tapaukset on ilmoitettava myös FIMEAlle.

### PAKKAUKSET:

SYSTANE™ Gel Drops -voitelevat geelisiimatipat toimitetaan 10 ml muovipulloissa.

**STERILE A** Steriloitu aseptista tekniikkaa käyttäen.

### KÄYTETTYJEN SYMBOLIEN SELITYKSET

| Symboli | Määritelmät  |
|---------|--|
|         | Huomio   |
|         | Lue käyttöohjeet/sähköiset käyttöohjeet              |
|         | Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä. Lue käyttöohjeet |
|         | Valmistuspäivämäärä                                  |
|         | Sisältää haitallista aineita                         |
|         | Yksinkertainen steriili estojärjestelmä              |
|         | Lääkinnällinen laite                                 |

**Valmistaja**  
Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76134-2099, Yhdysvallat

**EC REP** Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä  
Alcon Laboratories Belgium  
Lichtenveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgia

**Jakelija**  
Alcon Nordic A/S  
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 Köpenhamina S  
Tanska  
Puh: (0) 20340000

**CE 0123**

© 2023 Alcon Inc.

## Alcon

www.ifu.alcon.com

Päivitetty: 2023-12