

SE	DK	NO	FN
BACTIGUARD SÅRVÅRD	BACTIGUARD SÅRVASKE	BACTIGUARD SÅRVASK	BACTIGUARD HAAVANHOITO
Endast för utvärtes bruk Lindrande & Bakteriostatisk effekt	Kun til udvortes brug Beroligende og bakteriostatiske virkninger	Kun til utvortes bruk Lindrende og bakteriostatiske egenskaper	Vain ulkoiseen käyttöön Rauhoittava ja bakteriostaattinen vaikutus
Innehåll: Renat vatten, natriumhypoklorit (0,05%), natriumklorid och lithiummagnesiumnatriumsilikat.*	Ingredienser: renset vand, natriumhypochlorit (0,05 %), natriumchlorid og lithiummagnesiumnatriumsilikat.*	Ingredienser: Renset vann, natriumhypokloritt (0,05 %), natriumklorid og lithium-magnesium-natrium-silikat.*	Ainesosat: puhdistettu vesi, natriumhypokloriitti (0,05 %), natriumkloridi ja lithiummagnesiumnatriumsilikaatti.*
Indikation: Gelen är en bakteriostatisk hydrogel avsedd för fuktning och debridering av akuta och kroniska sår, såsom venösa bensår, diabetessår, operationsår, brännskador (grad 1-2) och trycksår i kategori I-IV.	Indikationer: Gel er en bakteriostatisk hydrogel beregnet til fugtning og debridering af akutte og kroniske sår såsom stadium I-IV sår, venes stase og diabetiske sår, post-kirurgiske sår, forbrændinger (1.-2.grad) og liggesår.	Indikasjoner: Gel er en bakteriostatisk hydrogel beregnet på fuktning og debridement av akutte og kroniske sår, som sår i stadium 1-IV, venes stase og diabetiske ulcerasjoner, postoperative sår, brannsår (1.-2. grad) og liggesår.	Käyttöalheet: Geeli on bakteriostaattinen hydrogeeli, joka on tarkoitettu akuuttien ja kroonisten haavojen, kuten I-IV asteiden haavaumiien, laskimotukosten ja diabeettisten haavaumiien, leikkauksen jälkeisten haavojen, palovammojen (ensimmäisen ja toisen asteen) ja maikuuhavojen kostuttamiseen ja puhdistamiseen.
Användning: Se till att såret har rengjorts först. Applicera gelén direkt på det drabbade området vid varje byte av sår förband.	Brugsanvisning: Sørg for, at såret er renset først. Påfør gelen direkte på det påvirkede område hver gang, sårbindingen skiftes.	Bruksanvisning: Sørg for at såret først er renset. Påfør geleen direkte på det berørte området for hvert skifte av sårbandasje.	Käyttöohje: Varmista, että haava on puhdistettu ensin. Levitä geelia suoraan vaurioituneelle alueelle jokaisen haavasiteen valhdon yhteydessä.
Varning: Utsätt inte produkten för extrema väderförhållanden. Stabiliteten påverkas om tuben inte förvaras eller stängs ordentligt efter användning. Meddela din vårdgivare i händelse av biverkningar.	Forsiktig: Kun til udvortes og engangsbrug. Udsæt ikke produktet for ekstreme vejrforhold. Hvis tuben ikke opbevares eller lukkes korrekt efter brug, påvirkes stabiliteten. Underret din læge i tilfælde af bivirkninger.	Forsiktig: Engangsprodukt kun til utvortes bruk. Ikke utsett produktet for ekstreme værforhold. Stabiliteten påvirkes dersom retet ikke oppbevares eller lukkes riktig etter bruk. Informer helsespesialisten din dersom det oppstår bivirkninger.	Varoitus: Vain ulkoiseen ja kertaluontaiseen käyttöön. Älä altista tuotetta äärimmäisille säÄÄoluosuhteille. Säilyvyys heikkenee, jos tuubia ei säilytetä tai suljeta kunnolla käytön jälkeen. Ilmoita terveydenhuollon asiantuntijalle, jos havaitset haittavalkutuksia.
Förvaring: Förvara på sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara utan räckhåll för barn.	Opbevaring: Opbevares på et køligt, tørt sted ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn.	Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig og tørt sted ved romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn.	Säilytys: Säilytä viileässä, kuvassa paikassa huoneenlämmössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Hållbarhet: Hållbar i 18 månader från tillverkningsdatumet.	Holdbarhed: Produktet har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen.	Kurans: Produktet har en kurans på 18 måneder fra produksjonsdato.	Säilyvyysaika: Tuotteen säilyvyysaika on 18 kuukautta valmistuspäivästä.
*Innehåller inga steroider eller läkemedel.	* Indeholder ingen steroider eller lægemidler.	* Det er ikke brukt steroider eller medikamenter i formelen.	* Koostumuksessa ei ole käytetty steroideja tai lääkeitä.
 Bactiguard (South East Asia) Sdn. Bhd. (formerly known as VIGILENZ Medical Devices Sdn. Bhd.) 308b, Penang Science Park, 14100 Penang, Malaysia.		 EC REP OBELIS S.A., BD. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.	VMD-IFU-053 Rev 00, 09/03/2022
 Bactiguard AB Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge, Sweden www.bactiguard.com			