

BABY VAXOL®

Olivolja Spray / Olivenolje spray / Olivenolie spray / Oliiviöljysuihke

SE

LÅS DENNA BIPACKSEDEL NOGRANT INNAN DU ANVÄNDER VAXOL® BABY

Vaxol® Baby är en naturlig och effektiv metod för att mjuka upp, bryta upp och/eller lossa örönvax samt återfukta och smörja

hörselgångarna innan örönrengöring och örönvaxborttagning. Vaxol® Baby har ett enkelt "spray and go"-system som kan tillföra en uppmätt dos olja i ytterörat, vilket minskar överapplicering och spill. När du använder Vaxol® Baby matas den exakta mängden olja ut i hörselgången från det patenterade sprayhuvudet. Oljan aerosoliseras till en direkt dimspray och fäster på hörselgångens väggar. Det finns inget behov av bomullstussar eller att behöva vänta på att oljan ska fylla hörselgången. Vaxol® Babys olja börjar verka direkt. Efter att hörselgångarna är rena och fria från vax kan din sjuksköterska, audionom och/eller läkare föreslå att du använder Vaxol® Baby en gång i veckan för att både hålla det nya örönvaxet mjukt och underlätta öronens naturliga rengöringsmekanism och för att förhindra torr hud i hörselgången vilket minskar klåda och irritation. Förpackningen innehåller minst 180 individuella spraydosor.

INNAN DU ANVÄNDER EN NY FLASKA VAXOL® BABY

- Tryck ner det vita sprayhuvudet 3 eller 4 gånger tills du får en spray. När du gör detta, rikta sprayhuvudet bort från dig själv eller någon annan. Denna procedur kommer att förbereda systemet och säkerställa att produkten är redo att användas under hela produktens livslängd.
- Vaxol® Baby är mest effektiv när flaskan skakas väl och värms upp i handflatan före användning i cirka 30 sekunder.
- Vaxol® Baby ska appliceras i de påverkade öronen på morgonen och kvällen i 7 dagar före vaxborttagning och örönrengöringsprocedur eller enligt rekommendationer från din audionom, läkare eller sjuksköterska.

DOSERINGANVISNINGAR

- Vaxol® Baby är säker att användas på barn mellan 6 månader och 5 år applicera 1 dos av Vaxol® Baby två gånger dagligen i varje påverkad hörselgång upp till 7 dagar före örönvaxborttagningsproceduren men endast med eller efter professionell medicinsk övervakning och/eller råd.
- Använd därefter Vaxol® Baby en gång i veckan som en förebyggande åtgärd.
- Det finns inga kända biverkningar från över- eller underdosering med denna produkt.
- Vaxol® Baby är godkänd för att användas omedelbart före vaxborttagning och örönrengöringsprocedur men endast om proceduren utförs av en kvalificerad sjuksköterska, audionom och/eller läkare.

BRUKSANVISNING

- Dra överörat eller pinna uppåt och bakåt (se diagram A)
- Håll flaskan i upprätt läge med munstycket försiktigt placerat i hörselgångsöppningen, tryck ned ställdonet helt för att spraya 1 dos i hörselgången (se diagram B)
- Massera försiktigt tragus precis framför örat (se diagram C)

NO

LES DETTE PAKNINGSVEDLEGGET NØYE FØR DU BRUKER VAXOL® BABY

Vaxol® Baby er en naturlig og effektiv metode for å myke opp, løse ørevoks og fukte og smøre øregangene før ørerens og ørevoksfjerning.

Vaxol® Baby har et enkelt "spray and go"-leveringsystem som er i stand til å levere en oppmått dose olje inn i det ytre øret, redusere overføring og redusere slutt. Når du bruker Vaxol® Baby, dispenseres den nøyaktige mengden olje inn i øregangen fra den patenterede aktuatoren før oppmått dose. Oljen aerosoliseres til en direkte takespray og fester seg til veggene i øregangen. Det er ikke nødvendig med bomullspinner eller å måtte vente på at oljen fyller øregangen. Vaxol® babyolje begynner å virke umiddelbart. Etter at øregangene er rene og fri for voks kan sykepleieren, audiografen og/eller legen din foreslå at du bruker Vaxol® Baby en gang i uken for å holde ny ørevoks myk, lette ørenes naturlige rensemekanisme og for å forhindre tørr hud i øregangen hvilket vil redusere kløe og irritasjon. Pakken inneholder minimum 180 individuelle spraydosor.

FØR DU BRUKER EN NY FLASKE VAXOL® BABY

- Press den hvite aktuatoren ned 3 eller 4 ganger til du får en spray. Når du gjør dette, pek aktuatoren vekk fra deg selv og andre. Denne prosedyren vil forberede systemet og sikre at produktet er klart til bruk gjennom hele produktets levetid.
- Vaxol® Baby er mest effektiv når flasken ristes godt og varmes i handflaten før bruk i ca. 30 sekunder.
- Vaxol® Baby bør påføres i det/de berørte øret/ørene og kvelden i 7 dager før vaksfjerning og ørerens prosedyren eller som anbefalt av din audiograf, lege eller sykepleier.

DOSERINGINSTRUKSJONER

- Vaxol® Baby er trygt å bruke hos barn mellom 6 måneder og 5 år og vil kreve 1 dose Vaxol® Baby to ganger daglig i hver øregang opp til 7 dager før fjerning av ørevoks, men kun sammen med profesjonell medisinsk tilsyn og/eller råd.
- Bruk deretter Vaxol® Baby en gang i uken som et forebyggende tiltak.
- Det er ingen kjente biverkninger fra over- eller underdosering med dette produktet.
- Vaxol® Baby er godkjent for bruk umiddelbart før vaksfjerning og ørerens, kun dersom prosedyren utføres av en kvalifisert sykepleier, audiograf og/eller lege.

BRUKSANVISNING

- Trekkt det øvre øret eller pinna oppover og bakover (se diagram A)
- Hold flasken i oppreist stilling med munstykket plassert forsiktig inn i øregangåpningen, trykk aktuatoren helt ned for å spraye 1 dose inn i øregangen (se diagram B)
- Masser forsiktig tragus rett foran øret (se diagram C)
- Gjenta prosedyren inn i den andre øregangen om nødvendig.
- Når oljen er inne i øret/ene, fortsett å massere tragus til det eller begge ørene mens du beveger kjeven opp og ned og til venstre og høyre omtrent 10 ganger. (Se diagram D). Denne prosessen vil hjelpe med å løse, mykgjøre og bryte opp ørevoksen.
- Det anbefales også å dosere ørene for du spiser, da bevegelsen av kjeven vil hjelpe oljen til å myke opp, løse og bryte opp ørevoksen.
- Om nødvendig kan aktuatoren fjernes og skylles i varmt vann etter bruk og deretter settes tilbake på stammen.

- Upprep proceduren i den andre ørselgången ved behov.
- Når oljan är inuti örat/öronen, fortsätt att massera tragus på ett eller båda öronen samtidigt som du rör käken upp och ner och åt vänster och höger cirka 10 gånger. (Se diagram D). Denna process hjälper till att ytterligare täcka, lossa, mjuka upp och bryta upp örönvaxet.
- Det rekommenderas också att dosera öronen innan du äter, eftersom käkens rörelser kommer att hjälpa oljan att ytterligare täcka, mjuka upp, lossa och bryta upp örönvaxet.
- Vid behov kan ställdonet tas bort och sköljas i varmt vatten efter användning och sedan sättas tillbaka på skafvet.

YTTERLIGARE INFORMATION

- Patienter som har perforerade trumhinnor eller skarpa/akuta örönsmärter bör inte använda denna produkt och rekommenderas att söka läkare.
- Inga biverkningar har rapporterats med denna produkt eller med denna produkt som interagerar med andra läkemedel. Denna produkt bör dock inte användas om du är känslig eller allergisk mot vegetabiliska eller mineraloljor eftersom denna produkt innehåller mer än 80 % olivolja av farmaceutisk kvalitet.
- Det finns inga kända biverkningar från över- eller underdosering med denna produkt.
- Om du känner att du har upplevt en allergisk reaktion sluta använda denna produkt och informera din läkare, audionom eller apotekspersonal omedelbart.
- Vaxol® Baby olja är en godartad produkt som sprayas in i den ytre hörselgången för att hjälpa till att bryta upp örönvaxet så att örönvaxet lättare kan avlägsnas från den ytre hörselgången av en audionom, sjuksköterska eller läkare. Oljan kommer också i kontakt med huden i hörselgången. Vaxol® Babyolja återfuktar och smörjer det ytre hudlaget vilket ytterligare underlättar borttagningen av vaxavlagringarna.

VARNINGAR

- Vaxol® Baby är endast avsedd för en patient.
- Använd inte bomullstopps eller någon annan typ av mekanisk anordning för att försöka ta bort vax från hörselgångarna.
- Förvara alltid Vaxol® Baby i upprätt läge.
- Vaxol®, Baby är en pumpspray. Kassaera produkten enligt lokala myndigheters råd.
- Spraya inte nära öppen läga.
- Kom ihåg att förvara alla läkemedel på en säker plats där barn inte kan nå dem.
- Vaxol® Baby är endast för användning i hörselgången. Spraya inte nära ögon, näsa eller mun.
- Om denna produkt verkar vara trasig eller ofullständig på något sätt bör detta rapporteras till tillverkaren.
- Om någon allvarlig incident inträffar i samband med denna enhet, ska denna incident rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren är etablerad.


YTTERLIGERE INFORMASJON

- Pasienter som har perforert(e) trommehinne(r) eller skarpe/akutte øresmerter bør ikke bruke dette produktet og rådes til å søke legehjelp.
- Ingen biverkninger eller interaksjoner med andre legemidler er rapportert med dette produktet. Dette produktet bør imidlertid ikke brukes hvis du er overfølsom eller allergisk mot vegetabiliske eller mineraliske oljer, da dette produktet inneholder mer enn 80 % olivolje av farmasøytisk kvalitet.
- Det er ingen kjente biverkninger fra over- eller underdosering med dette produktet.
- Hvis du føler at du har opplevd en allergisk reaksjon, slutt å bruke dette produktet og informer din lege, audiograf eller apotek umiddelbart.
- Vaxol® babyolje er et godartet produkt som sprayes inn i den ytre øregangen for å hjelpe med å bryte opp ørevoks slik at ørevoksen lettere kan fjernes fra den ytre hørselskanalen av en audiograf, sykepleier eller lege. Oljen kommer også i kontakt med huden i hørselskanalen. Vaxol® babyolje fukter og smører det ytre hudlaget og letter fjerningen av voksavleiringer ytterligere.

ADVARSLER

- Vaxol® Baby er kun til bruk for én pasient.
- Ikke bruk bomullsdotter eller andre typer mekanisk utstyr for å prøve å fjerne voks fra øregangene.
- Oppbevar alltid Vaxol® Baby i oppreist stilling.
- Vaxol®, Baby er en pumpepray. Kast produktet i henhold til lokale myndigheters råd.
- Ikke spray i nærheten av åpen ild.
- Husk å oppbevare alle legemidler på et trygt sted der barn ikke kan nå dem.
- Vaxol® Baby er kun til bruk i øregangen. Ikke spray nær øyne, nese eller munn.
- Hvis dette produktet ser ut til å være ødelagt eller ufullstendig, bør dette rapporteres til produsenten.
- Dersom det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, bør denne hendelsen rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i landet der brukeren er etablert.

MAAT
2024 10 22



TECHNOPRINT
INFORMATION LEAFLET SPECIALISTS

Clearly mark on amendments and return to the original sender.

- APPROVED AND PROCEED
- AMEND AND RE-SUBMIT
- AMEND AND PROCEED

Signature: _____

Date: _____

Please check all information is correct and there are no spelling errors. Should errors or omissions be noticed after printing or publication, Technoprint regret that they cannot be held responsible.

CUSTOMER	Flexible Medical Packaging Ltd
DESCRIPTION	Scandinavian Vaxol PIL
CODE REF.	LAB001740
PRINTER REF.	D76417
SIZE	148mm x 210mm
FOLDED SIZE	148mm x 30mm
NUMBER OF PAGES	2
LANGUAGE/MARKET	Scandinavian
PROOF BY	Sam Noden
PROOF No.	1
DATE	16.OCT.24
MATERIAL	60g PHARMALITE™
BARCODE/MATRIX	-

COLOURS USED

Pantone 288



LÆS VENLIGST DENNE INDLÆGSSEDEL OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER VAXOL® BABY

Vaxol® Baby er en naturlig og effektiv metode til at blødgøre, løse ørevoks og til at fugte og smøre øregangen for ørensens og fjernelse af ørevoks. Vaxol® Baby har et simpelt "spray and go" leveringsystem, der er i stand til at levere en afmålt dosis olie i det ydre øre, reducere overpåføring og reducere spild. Ved brug af Vaxol® Baby dispenseres den nøjagtige mængde olie i øregangen fra den patenterede aktuator. Olien aerosoliseres til en tågespray og klæber til øregangens vægge. Der er ikke behov for vatpinde eller at skulle vente på, at olien fylder øregangen. Vaxol® Baby olie begynder at virke med det samme. Når øregangene er rene og fri for voks, kan din sygeplejerske, audiolog og/eller læge foreslå, at du bruger Vaxol® Baby en gang om ugen for både at hjælpe med at holde ny ørevoks bled, hvilket letter ørenes naturlige rensningsmekanisme og for at forhindre tør hud i øregangen hvilket reducerer kløe og irritation. Pakningen indeholder minimum 180 individuelle spraydoser.

FØR DU BRUGER EN NY FLASKE VAXOL® BABY

- Tryk den hvide aktuator ned 3 eller 4 gange, indtil du får en spray. Når du gør dette, skal du pege aktuatoren væk fra dig selv eller andre. Denne procedure vil forberede systemet og sikre, at produktet er klar til brug i hele produktets levetid.
- Vaxol® Baby er mest effektiv, når flasken rystes godt og varmes i håndfladen før brug i ca. 30 sekunder.
- Vaxol® Baby bør påføres i det/de berørte øre(erne) om morgenen og aftenen i 7 dage for voksjernelse og ørensensproceduren eller som anbefalet af din audiolog, læge eller sygeplejerske.

DOSERINGSVEJLEDNING

- Vaxol® Baby er sikker at bruge til børn mellem 6 måneder og 5 år og vil kræve 1 dosis Vaxol® Baby to gange dagligt i den påvirkede øregang op til 7 dage før proceduren for fjernelse af ørevoks, men kun sammen med eller efter professionel medicinsk overvågning og/eller råd.
- Brug derefter Vaxol® Baby en gang om ugen som en forbyggende foranstaltning.
- Der er ingen kendte bivirkninger fra over- eller underdosering med dette produkt.
- Vaxol® Baby er godkendt til brug umiddelbart for voksjernelse og ørensens, men kun hvis proceduren udføres af en kvalificeret sygeplejerske, audiolog og/eller læge.

BRUGSANVISNING

- Træk det øvre øre eller pinna opad og bagud (se diagram A)
- Hold flasken i opretstående stilling med mundstykket anbragt forsigtigt i øregangsbningen, tryk aktuatoren held ned for at sprøjte 1 dosis ind i øregangen (se diagram B)
- Massér blidt tragus lige foran øret (se diagram C)
- Gentag proceduren ind i den anden øregang om nødvendigt.



LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTTÄ VAXOL® BABY -TUOTETTA.

Vaxol® Baby on luonnollinen ja tehokas tapa pehmentää, hajottaa ja/tai irrottaa korvavahaa sekä kosteuttaa ja voidella korvakäytävää ennen korvan puhdistusta ja korvavahan poistoa. Vaxol® Baby -tuotteessa on yksinkertainen "Spray and Go" -annostelujärjestelmä, joka annostelee oikean annoksen öljyä ulkokorvaan vähentäen liiallista annostelua sekä vähentää lääkymistä/sotkuja. Vaxol® Baby -tuotetta käytettäessä korvakäytävään annostellaan tarkka öljymäärä patentoidusta annostelijasta. Öljy aerosolisoiutuu sumutteenä ja kiinnittyy korvakäytävän seinämiin. Rumia vanuttopuja ei tarvitse laittaa, eikä odottaa siihen asti, että öljy täyttää korvakäytävän. Vaxol® Baby -öljy alkaa vaikuttaa välittömästi. Kun korvakäytävät ovat puhtaat ja vahattomat, hoitaja, audiologi ja/tai lääkäri voivat ehdottaa Vaxol® Baby -öljyn käyttämistä kerran viikossa, jotta korvavaha pysyy pehmeänä, mikä helpottaa korvien luonnollista puhdistusmekanismia ja auttaa ennaltaehkäisemään korvakäytävän ihon kuivumista vähentäen kutinaa ja ärsytystä. Pakkaus sisältää vähintään 180 yksittäistä annoskuilkausta.

ENNEN KUIN KÄYTTÄ UUTTA VAXOL® BABY -PULLOA

- Paina valkoista annostelijaa 3 tai 4 kertaa, kunnes suihke toimii. Kun teet tämän, suuntaa annostelija pois päin itsestäsi tai kenestäkään muusta. Tämä toimenpide valmistele tuotteen ja varmistaa, että tuote on käytövalmis koko tuotteen käyttöajan ajan.
- Vaxol® Baby toimii tehokkaimmin, kun pulloa ravistetaan hyvin ja lämmitetään kämmenessä ennen käyttöä noin 30 sekunnin ajan.
- Vaxol® Baby tulee levittää hoidettavaan korvaan tai korviin 7 päivän ajan aamuin illoin ennen vahapanostoa ja korvan puhdistusta, tai audiologin, lääkärin tai hoitajan suositusten mukaisesti.

ANNOSTELUOHJEET

- Vaxol® Baby on turvallista käyttää 6 kk - 5 vuoden ikäisille lapsille. Tarvittava annos on 1 suihkaus Vaxol® Baby -öljyä kahdesti päivässä hoidettavan korvan korvakäytävään korkeintaan 7 päivää ennen korvavahanpoistoa. Käytä tuotetta vain terveydenhoitohenkilökunnan valvonnassa ja/tai neuvosta.
- Käytä sen jälkeen Vaxol® Baby -tuotetta kerran viikossa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
- Tämän tuotteen öljy- tai alannostuksella ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia.
- Vaxol® Baby -tuotetta voi käyttää välittömästi ennen korvavahanpoistoa ja korvan puhdistusta, mutta vain, jos toimenpiteen suorittaa pätevä hoitaja, audiologi tai lääkäri.

KÄYTTÖOHJEET

- Vedä korvalehteä ylös- ja taaksepäin (katso kuva A)
- Pidä pulloa pystyasennossa ja aseta suutin varovasti korvakäytävän suulle, paina annostelija kokonaan alas ja suihkauta 1 annos korvakäytävään (katso kuva B).
- Hiero varovasti pientä nipukkaa (tragus) korvakäytävän suulla (katso kuva C).
- Toista edellä mainitut toimenpiteet toiselle korvalle, jos tarpeen.

- När olien er inde i øret/ørerne, fortsæt med at massere tragus af det ene eller begge ører, mens du bevæger kæben op og ned og til venstre og højre ca. 10 gange. (Se diagram D).
- Denne proces vil hjælpe yderligere at løse, blødgøre og bryde ørevoksen op.
- Det tilrådes også at dosere ørerne for spising, da bevægelsen af kæben vil hjælpe olien med at belægge, blødgøre, løse og bryde ned ørevoksen yderligere.
- Om nødvendigt kan aktuatoren fjernes og skylles i varmt vand efter brug og derefter sættes tilbage på stikken.
- **YDERLIGERE OPLYSNINGER**
- Patienter, som har eller flere perforerede trommehinder eller skarpe/akutte øresmerter, bør ikke bruge dette produkt og rådes til at søge lægehjælp.
- Ingen bivirkninger eller interaktioner med andre lægemidler er blevet rapporteret med dette produkt. Dette produkt bør dog ikke bruges, hvis du er overfølsom eller allergisk over for vegetabiliske eller mineraliske olier, da produktet indeholder mere end 80 % olivenolie af farmaceutisk kvalitet.
- Der er ingen kendte bivirkninger fra over- eller underdosering med dette produkt.
- Hvis du føler, at du har oplevet en allergisk reaktion, stop med at bruge dette produkt og informer straks din læge, audiolog eller apotek.
- Vaxol® Baby olie er et godartet produkt, som sprøjtes ind i den ydre øregang for at hjælpe med at bryde ørevoks op, så ørevoksen lettere kan fjernes fra den ydre øregang af en audiolog, sygeplejerske eller læge. Olien kommer også i kontakt med huden i øregangen. Vaxol® Baby olie fugter og smører det ydre hudlag, hvilket gør fjernelse af voksaflejringer nemmere.

ADVARSLER

- Vaxol® Baby er kun til brug for en patient.
- Brug ikke bomuldstops eller nogen anden form for mekanisk anordning til at forsøge at fjerne voks fra øregangene.
- Opbevar altid Vaxol® Baby i oprejt stilling.
- Vaxol® Baby er en pumpe-spray. Bortskaf produktet i henhold til lokale myndigheders råd.
- Spray ikke i nærheden af åben lid.
- Husk at opbevare al medicin et sikkert sted, hvor børn ikke kan nå dem.
- Vaxol® Baby er kun til brug i øregangen. Spray ikke i nærheden af øjne, næse eller mund.
- Hvis dette produkt ser ud til at være ødelagt eller ufuldstændigt på nogen måde, skal dette rapporteres til producenten.
- Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal denne hændelse rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren er etableret.

- Kun öljy on suihkautettu korvaan, jatka toisen tai molempien korvien nipukoiden (tragus) hieromista samalla, kun liikutat leukkaa ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle noin 10 kertaa (katso kuva D). Tämä auttaa edelleen öljyä levittymään, ja pehmentämään, irrottamaan ja hajottamaan korvavahaa.
- On myös suositeltavaa suorittaa annostelu ennen ruokailua, koska leuan liike sydässä auttaa öljyä levittymään ja pehmentämään, irrottamaan sekä hajottamaan korvavahaa.
- Tervitvaessa annostelija voidaan irrottaa ja huuhdella lämpimässä vedessä käytön jälkeen ja asettaa sitten takaisin paikoilleen.

LISÄTIEDOT

- Postilaiden, joilla on reikä tärykalvossa tai joilla on kovaa/akuuttia korvakipua, ei tule käyttää tätä tuotetta, ja heitä neuvotaan ottamaan yhteyttä lääkäriin.
- Tällä tuotteella tai tämän tuotteen yhtäaikaisella käytöllä lääkkeiden kanssa ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia. Tätä tuotetta ei kuitenkaan tule käyttää, jos olet yliherkkä tai allerginen kasvi- tai mineraaliöljylle, sillä tämä tuote sisältää yli 80 % farmaseuttista oliiviöljyä.
- Tämän tuotteen öljy- tai alannostuksella ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia.
- Jos sinusta tuntuu, että olet saanut tuotteesta allergisen reaktion, lopeta tuotteen käyttö ja kerro siitä välittömästi lääkäriillesi, audiologille tai apteekille.
- Vaxol® Baby -öljy on matalan riskin tuote, jota suihkautetaan ulkoiseen korvakäytävään korvavahan hajottamiseksi siten, että audiologi, hoitaja tai lääkäri voi helpommin poistaa korvavahan ulkoisesta korvakäytävästä. Lisäksi öljy pääsee kosketuksiin korvakäytävän ihon kanssa. Vaxol® Baby -öljy kosteuttaa ja voitelee ihon ulommaista kerrosta helpottaen entisestään vahakerrostumien poistamista.

VAROITUKSET

- Vaxol® Baby on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Älä käytä vanupuikkoja tai muita mekaanisia laitteita yrittääksesi poistaa vahaa korvakäytävästä.
- Säilytä Vaxol® Baby aina pystyasennossa.
- Vaxol® Baby on pullopuusuihke. Hävitä tuote paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
- Älä suihkauta avotulen lähellä.
- Nlin kuin kaikki lääkkeet, muista säilyttää tuote turvallissa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Vaxol® Baby on tarkoitettu käytettäväksi vain korvakäytävässä. Älä suihkauta silmiin, nenään tai suun lähele.
- Jos tämä tuote näyttää olevan rikki tai epäkäytännöllinen, siitä on ilmoitettava valmistajalle.
- Jos tähän laitteeseen liittyy vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä on sijoituttanut.



Vaxol® Baby är reglerad som medicinteknisk produkt. Broschüren producerad augusti 2024
SE: Farmacia Nordic AB, www.farmacianordic.com
Bipacksedeln är reviderad 03-2024



Vaxol® Baby er regulert som medisinsk utstyr. Pakningsvedlegg produsert august 2024
NO: Farmacia Nordic AB, www.farmacianordic.com
Pakningsvedlegget er revidert 03-2024



HL Healthcare Ltd, The Courtyard, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2XB, United Kingdom



Farmacia Nordic AB
Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM, Sweden



Vaxol® Baby er regulert som medisinisk udstyr. Folderen udgivet august 2024
DK: Farmacia Nordic AB, www.farmacianordic.com
Indlægssedlen er revideret 03-2024



Vaxol® Baby is CE-markertty lääkinnällinen laite. Pakkausseoste on tarkistettu elokuussa 2024
FI: FSabora Pharma Oy, www.saborapharma.fi
Tämä ohje on tarkastettu 03-2024



Biokosmes S.r.l., Via Livelli 1, Bosisio Parini (LC), Italy



Mattias Andrup
2024 10 22

V/137-1 LAB001740