

(SE)**BACTIGUARD SÄRVÅRD**

Endast för utvärtes bruk
Lindrande & Bakteriostatisk effekt

Innehåll: Renat vatten, natriumhypoklorit (0,05%), natriumklorid och litiummagnesiumnatriumsilikat.*

Indikation: Gelen är en bakteriostatisk hydrogel avsedd för fuktning och debridering av akuta och kroniska sår, såsom venösa bensår, diabetessår, operationssår, brännskador (grad 1-2) och trycksår i kategori I-IV.

Användning: Se till att såret har rengjorts först. Applicera gelen direkt på det drabbade området vid varje byte av sårforband.

Varning: Utsätt inte produkten för extrema väderförhållanden. Stabiliteten påverkas om tuben inte förvaras eller stängs ordentligt efter användning. Meddela din vårdgivare i händelse av biverkningar.

Förvaring: Förvara på sval, torr plats i rumstemperatur. Förvara utom räckhåll för barn.

Hållbarhet: Hållbar i 18 månader från tillverkningsdatumet.

*Innehåller inga steroider eller läkemedel.



Bactiguard (South East Asia) Sdn. Bhd.
(formerly known as VIGILENZ Medical Devices Sdn. Bhd.)
308b, Penang Science Park, 14100 Penang, Malaysia.



Bactiguard AB
Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge, Sweden
www.bactiguard.com

(DK)**BACTIGUARD SÅRVASKE**

Kun til udvortes brug
Beroligende og bakteriostatiske virkninger

Ingredienser: rensed vand, natriumhypochlorit (0,05 %), natriumchlorid og lithiummagnesiumnatriumsilikat.*

Indikationer: Gel er en bakteriostatisk hydrogel beregnet til fugtning og debridering af akutte og kroniske sår såsom stadium I-IV sår, venøse stase og diabetiske sår, post-kirurgiske sår, forbrændinger (1.-2.grad) og liggesår.

Brugsanvisning: Sørg for, at såret er rensed først. Påfør gelen direkte på det påvirkede område hver gang, sårforbindingen skiftes.

Forsigtig: Kun til udvortes og engangsbrug. Udsæt ikke produktet for ekstreme vejrforhold. Hvis tuben ikke opbevares eller lukkes korrekt efter brug, påvirkes stabiliteten. Underret din læge i tilfælde af bivirkninger.

Opbevaring: Opbevares på et køligt, tørt sted ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdbarhed: Produktet har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen.

* indeholder ingen steroider eller lægemidler.

(NO)**BACTIGUARD SÅRVASK**

Kun til utvortes bruk
Lindrende og bakteriostatiske egenskaper

Ingredienser: Renset vann, natriumhypokloritt (0,05 %), natriumklorid og litium-magnesium-natrium-silikat.*

Indikasjoner: Gel er en bakteriostatisk hydrogel beregnet på fuktning og debridement av akutte og kroniske sår, som sår i stadium 1-IV, venøs stase og diabetiske ulcerasjoner, postoperative sår, brannsår (1.-2. grad) og liggesår.

Bruksanvisning: Sørg for at såret først er rensed. Påfør gelen direkte på det berørte området for hvert skifte av sårbandasje.

Forsiktig: Engangsprodukt kun til utvortes bruk. Ikke utsett produktet for ekstreme værforhold. Stabiliteten påvirkes dersom røret ikke oppbevares eller lukkes riktig etter bruk. Informer helsespesialisten din dersom det oppstår bivirkninger.

Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig og tørt sted ved romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kurans: Produktet har en kurans på 18 måneder fra produksjonsdato.

* Det er ikke brukt steroider eller medikamenter i formelen.

(EC/REP)

OBELIS S.A, BD. General, Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.

(FN)**BACTIGUARD HAAVANHOITO**

Vain ulkoiseen käyttöön
Rauhoittava ja bakteriostaattinen vaikutus

Ainesosat: puhdistettu vesi, natriumhypokloriitti (0,05 %), natriumkloridi ja litiummagnesiumnatriumsilikaatti.*

Käyttöaiheet: Geeli on bakteriostaattinen hydrogeeli, joka on tarkoitettu akuuttien ja kroonisten haavojen, kuten I-IV asteiden haavaumien, laskimotukosten ja diabeettisten haavaumien, leikkauksen jälkeisten haavojen, palovammojen (ensimmäisen ja toisen asteen) ja makuuhaavojen kostuttamiseen ja puhdistamiseen.

Käyttöohje: Varmista, että haava on puhdistettu ensin. Levitä geeliä suoraan vaurioituneelle alueelle jokaisen haavasiteen vaihdon yhteydessä.

Varoitus: Vain ulkoiseen ja kertaluentoiseen käyttöön. Älä altista tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille. Säilyvyys heikkenee, jos tuubia ei säilytetä tai suljeta kunnolla käytön jälkeen. Ilmoita terveydenhuollon asiantuntijalle, jos havaitset haittavaikutuksia.

Säilytys: Säilytä viileässä, kuivassa paikassa huoneenlämmössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Säilyvyysaika: Tuotteen säilyvyysaika on 18 kuukautta valmistuspäivästä.

* Koostumuksessa ei ole käytetty steroideja tai lääkkeitä.

VMD-IFU-053
Rev 00, 09/03/2022