



Printed by Vedanti Thakur, 26 Sep 2025 09:07:30 page 1 of 3 pages

øjet eller nogen overflader. Dette er for at undgå urenheder (kontaminering) af øjendråberne.

- Grundet øjendråbernes viskositet kan der i sjældne tilfælde opstå midlertidig sløret syn og svie i øjet efter brug. Vent til symptomerne er væk før du udfører aktiviteter som kræver skarpt syn.
- Hvis du også bruger andre øjenprodukter skal du vente i mindst 10-15 minutter mellem påføringen af Bevita® Eye Hydra øjendråber og andre produkter.
- Bruges inden 90 dage efter at flasken er åbnet.
- Luk flasken ordentligt efter hver brug og sørg for at der ikke sidder rester af dråber på flaskespidsen. Ryst eventuelle rester af med en skarp håndbevægelse.
- For at undgå at flasken kollapser bør du ikke dryppe flere end 30 dråber i træk.
- Indholdet i flasken skal kun bruges af én person.
- Hvis der opstår irritation eller en brændende følelse i øjet, bør du afslutte brugen af produktet og kontakte lægen.
- Tal med lægen hvis du er gravid eller ammer.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevares ved 2-25 °C.
- Øjendråberne må ikke synkes.

Alvorlige bivirkninger rapporteres til producent (Farmigea) og Lægemiddelstyrelsen (tlf. +45 44889595) i det land, hvor du har bopæl.

 **Producent:** Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

 **Distributør i Danmark:** Orion Pharma A/S, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Tel.: +45 8614 0000

Denne brugsanvisning blev sidst revideret: juli 2024

Genanvendelsesinstruktioner:
Yderemballage sorteres som pap.
Brugsanvisning sorteres som papir.
Tom flaske sorteres som plast.

CE 0546



BEVITA® EYE PRO HYDRA ØYEDRÅPER
Inneholder 0,2 % natriumhyaluronat (hyaluronsyre) og 0,2 % TS-polysakkarid.
Fuktende, beskyttende og smørende øyedråper.
Uten konserveringsmidler og fosfater 10 ml.

Patentert sammensetning
Innholdsstoffer:
Natriumhyaluronat (hyaluronsyre) 0,2 %, TS-polysakkarid 0,2 %, mannitol, natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.

Hva er Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper?
Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper er fuktende og smørende øyedråper som inneholder de beskyttende ingrediensene hyaluronsyre og TS-polysakkarid. Hyaluronsyre er et naturlig forekommende stoff i kroppen som beskytter og smører øyets overflate. TS-polysakkarid beskytter og balanserer tårefilmen.
Dråpene er sterile og inneholder ingen konserveringsmidler eller fosfater.
Beskrivelse av pakningen
Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper uten konserveringsmiddel er tilgjengelig i dråpeflasker à 10 ml.

Hva brukes Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper til?
Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper smører og beskytter øyets overflate og gir langvarig lindring av symptomer forårsaket av tørre øyne. Øyedråpene inneholder TS-polysakkarid og stormolekylær hyaluronsyre som er produsert ved hjelp av en bioteknologisk syntese. Hyaluronsyre er et naturlig forekommende stoff i kroppen. På grunn av hyaluronsyrens viskositet er dråpene optimalt smørende og fuktende, og har i tillegg en stabiliserende effekt på øyets tårefilm. TS-polysakkarid er et naturlig stoff som utvinnes av frøene til planten *Tamarindus indica*. Dette stoffet beskytter overflaten til øyets hornhinne og bindehinnen. TS-polysakkarid lager en beskyttende hinne på øyets overflate som hjelper med å gjenopprette øyets tårefilm og overflatens normale fysiologiske balanse. Kombinasjonen av disse to stoffene gir en synergistisk effekt på øyets hornhinne og bindehinne og gir langvarig lindring og beskyttelse mot irritasjon forårsaket av ytre faktorer (vind, sol, røyk, tørr luft), anstrengelse av øynene (sterkt lys og langvarig bruk av dataskjerm), eller mekaniske faktorer (bruk av kontaktlinser, etter øyeoperasjon).

Hvordan skal øyedråpene brukes?



Trykk på lokket på flasken og vri i pilens retning. Ta av lokket. Hold flasken opp ned over øyet, klem lett på den og drypp en dråpe i hvert øye ved behov, to eller flere ganger per dag. Sjekk at det ikke er noe væske igjen på spissen og sett lokket på flasken igjen.

Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper er kompatible med myke kontaktlinser.
Advarsler og forsiktighetsregler

- Produktet er kun beregnet til bruk i øyet.
- Skal ikke brukes hvis flasken er skadet.
- Skal ikke brukes ved overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene.
- Øyedråpene skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
- Ikke la tuppen på flasken komme i kontakt med øyet eller noen overflater. Dette er for å unngå urenheter (kontaminering) av øyedråpene.
- På grunn av øyedråpenes viskositet kan midlertidig uklart syn og svie i øyet oppstå etter bruk i sjeldne tilfeller. Vent til symptomene har gått over før du utfører aktiviteter som krever skarpt syn.
- Hvis du også bruker andre øyemidler skal du vente i minst 10-15 minutter mellom påføringen av Bevita® Eye Pro Hydra øyedråper og eventuelle andre produkter.
- Brukes innen 90 dager etter at flasken er åpnet.
- Lukk flasken ordentlig etter hver påføring og sikre at det ikke er noe væske igjen på spissen. Rist av eventuelle rester med en skarp håndbevegelse.
- For å unngå at flasken kollapser, ikke drypp flere enn 30 dråper fortløpende.
- Innholdet i flasken skal kun brukes av én person.
- Dersom det oppstår irritasjon eller en brennende følelse i øyet, slutt å bruke produktet og kontakt lege.
- Snakk med lege dersom du er gravid eller ammer.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Oppbevares ved 2-25 °C.
- Øyedråpene skal ikke svelges.

Alvorlige bivirkninger som skulle oppstå ved bruk av produktet rapporteres til produsenten (Farmigea) og den kompetente myndigheten (Direktoratet for medisinske produkter).

 **Produsent:** Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

 **Distributør i Norge:** Orion Pharma AS, Besøksadresse: Sandakerveien 130, 0484 Oslo, Postadresse: Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo, Tel.: 4000 4210

Denne bruksanvisningen ble sist revidert: juli 2024

Instruksjon for gjenvinning:
Den ytre pakningen sorteres som papp.
Bruksanvisningen sorteres om papir.
Tom flaske sorteres som plast.

CE 0546

Förpackningens symboler/ Forklaring af symboler/Forklaring på symboler:

	Steriliserad med aseptisk teknik/Steriliseret med aseptisk teknik/Sterilisert med aseptisk teknikk
	Läs bruksanvisningen, www.orionpharma.se/ Se bruksanvisningen, www.orionpharma.dk/ Se bruksanvisningen, www.orionpharma.no
	Medicinteknisk produkt/ Medicinsk utstyr/ Medisinsk utstyr
	Temperaturgräns/ Temperaturgrænse ved opbevaring/ Temperaturgrenser for lagring
	Utgångsdatum/Udløbsdato/ Utløpsdato
	Satsnummer/Batchkode/ Batchkode
	Varning/Advarsel/Forsiktig
	Tillverkningsdatum/ Produktionsdato/ Produksjonsdato
	Tillverkare/Producent/ Produsent
	Distributör/Distributør
	Översättning/Oversættelse/ Oversettelse
	Öppnad flaska ska användas inom 90 dagar/ Bruges inden 90 dage efter at flasken er åbnet/ Brukes innen 90 dager etter at flasken er åpnet.
	Unik produktidentifisering/ Unik enhedsidentifikation/ Unik enhetsidentifikasjon

BACK

		 ARTWORK PROVIDER		Phone contact: +39 06 87934270 e-mail contact: artwork@grafimed.it www.grafimed.it			
Old Item Code:		n/a		Customer:		Orion	
New Item Code:		912995/00		Printing Colours:		Nero	
Country/Language:		SE/NO/DK					
Product Name:		Bevitaeye Pro Hydra SCA		Technical Colours:		Diecut	
Measures:		135 x 425 mm		Tags and Categories:		#318790	
Fold:		135 x 28 mm				MD MDR	
Material:		Carta				Farmigea	
Grammage:		50 gr				MED.DEV	
Laetus Code:		X X I I X X X X I X X (3706)		Notes:			
Edge Marks:		n/a		Codice Laetus:		I 0,35x6mm	
Min. Text Size:		9 pt				X 1x6 mm	
						H 0,65 mm	
Draft:		1 12.09.2025 Castaldo					
Pag. 2/2							

Annotations

ID	Page	Date	First Name	Last Name	Content
----	------	------	------------	-----------	---------

Approvals

Date	Role	First Name	Last Name	Type	Reason	Comments
24 Sep 2025 09:18:55	PT Coordinator	Vedanti	Thakur	Approved	N/A	Pixelproofing done on 23/9/25 and found OK
24 Sep 2025 09:19:19	PT Coordinator	Vedanti	Thakur	Approved	N/A	Approved
24 Sep 2025 11:03:34	Medfiles non-med	Emma	Talvitie	Approved	N/A	Approved by regulatory, the PP matches with the approved AW
24 Sep 2025 12:11:47	Product Manager	Olivia	Varjonen	Approved	N/A	ok
25 Sep 2025 08:17:38	PT Coordinator	Vedanti	Thakur	Approved	N/A	PT Approved