

**Mabs Supportive Braces
Knee Strap
SE-NO-DK-FI**

karo

Reason for change: Relaunch of Mabs Support
Correction date: 24-02-2025
Artworker: Sissan

Proof version
3

Print version
X

COM code: COM-7754-01
Artwork No: 2005001_1
Previous Artwork No: -
SKU No: 1003311
CMO: -
CMO code: -
EAN No: -
Pharma No: -
Component Type: Leaflet
Language: English, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish

Dimensions (WxH): 210 x 297 mm
Material: -
Machine Drawing ID: -
Font: -
Minimum Point Size: -
Print Process: Offset printing

Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.



Technical (Non Printing).



OVERPRINT PREVIEW

NO

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.



UK General information

This Mabs product has been designed to support your knee, follow the instructions below. Always consult a doctor or therapist if your problem has not improved within a week. If you suffer from poor circulation, reduced sensibility, or diabetes, be observant on pressure marks or local swelling when you use the product. If your condition gets worse or if you experience discomfort when using the product, discontinue the use and contact a doctor. Follow the washing instructions on the product label and package. If you have material allergies, always use caution the first time wearing the product and be observant of skin reactions. You can find the material composition on the product label.

Instruction

The product has been designed to support your knee and the patella tendon with a pad integrated in the strap. The pad should be positioned just under the kneecap, over the tendon. Attach the strap around the knee and close the hook and loop closure. You might have to adjust the pressure needed.

For more information, visit www.mabs.se

SE Allmän information

Denna Mabs produkt har designats för att stödja ditt knä, följ instruktionerna nedan. Konsultera alltid en läkare eller terapeut om ditt problem inte blir bättre inom en vecka. Om du lider av dålig cirkulation, nedsatt sensibilitet eller diabetes, var uppmärksam på tryckmärken eller lokal svullnad när du använder produkten. Skulle ditt besvär försämrats eller om du upplever obehag när du använder produkten skall du avbryta användningen och kontakta en läkare. Följ tvättanvisningen på etiketten på produkten. Om du har materialallergi, var alltid försiktig första gången du använder produkten och var uppmärksam på hudreaktioner. Du kan hitta materialkompositionen på produktens etikett.

Instruktioner

Produkten har designats för att stödja knäleden och patellasenan med en dyna integrerad i remmen. Dynans placering ska vara precis under knäslålen, över senan. Fräst remmen runt knät och stäng kardborrfästet. Du kan behöva justera trycket efter behov.

För mer information besök www.mabs.se



NO Generell informasjon

Dette Mabs produktet er utviklet for å støtte kneet ditt, følg instruksjonene nedenfor. Rådfør deg alltid med lege eller terapeut hvis problemet ikke har bedret seg i løpet av en uke. Hvis du lider av dårlig sirkulasjon, nedsatt følsomhet eller diabetes, må du være oppmerksom på trykkmerker eller lokal hevelse når du bruker produktet. Hvis tilstanden din forverres eller hvis du opplever ubehag når du bruker produktet, må du slutte å bruke det og oppsøke lege. Følg vaskeanvisningene på produktetiketten. Hvis du har materialallergi, må du alltid være forsiktig første gang du bruker produktet og være oppmerksom på hudreaksjoner. Du finner materialsammensetningen på produktetiketten.

Instruksjoner for bruk

Produktet er utviklet for å støtte kneleddet og patellarsenen ved hjelp av en pute som er integrert i stroppen. Puten skal være plassert rett under kneskålen, over senen. Fest stroppen rundt kneet og lukk borrelåsen. Det kan hende du må justere trykket etter behov.

For mer informasjon, besøk www.mabs.se

DK Generel information

Dette Mabs produkt er designet til at støtte dit knæ, følg instruktionerne nedenfor. Kontakt altid en læge eller terapeut, hvis dit problem ikke er blevet bedre inden for en uge. Hvis du lider af dårligt blodomløb, nedsat følsomhed eller diabetes, skal du være opmærksom på trykmærker eller lokal hævelse, når du bruger produktet. Hvis din tilstand forværres, eller hvis du oplever ubehag, når du bruger produktet, skal du stoppe med at bruge det og kontakte en læge. Følg vaskeanvisningerne på produktets etiket og emballage. Hvis du har materialeallergi, skal du altid være forsigtig første gang du bruger produktet, og være opmærksom på hudreaktioner. Du kan finde materialesammensætningen på produktetiketten.

Instruktion

Produktet er designet til at støtte dit knæ og patellarsenen med en pude, der er integreret i stroppen. Puden skal placeres lige under knæskallen, over senen. Sæt stroppen rundt om knæet, og luk velcrolukningen. Det kan være nødvendigt at justere trykket.

For mere information, besøg www.mabscare.dk

FI Yleistä tietoa

Tämä Mabs-tuote on suunniteltu tukemaan polveasi. Noudata alla olevia ohjeita. Ota aina yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen jos vaivasi ei ole parantunut viikon kuluessa. Jos kärsit huonosta verenkierrasta, heikentyneestä tuntoherkkyydestä tai diabeteksestä, tarkkaile painejälkiä tai paikallista turvotusta tuotetta käyttäessäsi. Jos vaivasi pahenee tai koet epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. Noudata tuotteen etiketissä olevia pesuohjeita. Jos olet allerginen tuotteen materiaaleille, ole varovainen ensimmäisellä käyttökerralla ja tarkkaile iho-oireita. Materiaalikoostumus löytyy tuotteen etiketistä.

Ohjeet

Tuote on suunniteltu tukemaan polvilumpiota ja siihen kohdistuvaa räsitusta. Hihnan pehmuste tulee sijoittaa juuri polvilumpion alapuolelle, jänteen päälle. Kiinnitä hihna polven ympärille ja sulje tarrakiinnitys. Säädä kompressiota tarvittaessa.

Lisätietoja on osoitteessa www.mabs.se

Mabs Supportive Braces Knee Strap - Universal size (29–42 cm)



APPROVED by haresh.ladha on 06-Mar-2025 09:35.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
tove.nylén	tove nylén	Approved	25-Feb-2025 13:53
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	26-Feb-2025 15:11
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	26-Feb-2025 15:12
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	26-Feb-2025 15:13
jenny.jokinen	jenny jokinen	Approved	28-Feb-2025 09:55
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	05-Mar-2025 14:37
louise.wiklund	louise wiklund	Approved	05-Mar-2025 14:37