

105mm

Front

60~70 gms

145mm

47.HAL.000.010 |

Dimensions:e: 105*145mm

105mm

145mm

Varningar och försiktighetsåtgärder

Prata med en läkare eller apotekare innan du använder denna produkt om du är osäker på om du bör använda den.

Detta plåster innehåller järn. Vid förtäring, sök omedelbart medicinsk hjälp. Om pulvret i plåstret kommer i kontakt med ögon eller hud, skölj med rikligt med vatten och sök medicinsk vård. Plåster kan orsaka hudirritation, brännskador eller blåsor. Kontrollera din hud ofta. Avbryt användningen och rådfråga en läkare eller apotekare om du upplever obehag, brännande känsla, svullnad, utslag eller andra förändringar i huden där plåstret appliceras. Alla allvarliga händelser som inträffat i samband med värmeplåstret bör rapporteras till Taizhou Branch av Shanghai Yingdu Industry Co., Ltd. och Läkemedelsverket.

Förvaras på en sval och torr plats och undvik direkt solljus. Förvaras utom räckhåll och synhåll för barn.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle



VoltHeat

Kivunlievitys
Lämpölaastari

- Rentouttaa jäykkä ja jännittyneitä lihaksia. Lievittää lihaskipua ja -arkuutta.
- Nopeuttaa paranemista ja palautumista.



Tehokas kivunlievitys lämpöterapialla. Lämmittää lihaksia siellä missä kipu tuntuu. Lisää verenkiertoa, auttaa rentouttamaan kipeitä lihaksia ja vähentämään lihaskramppeja. Jatkuva lämpö jopa 8 tunnin ajan. Pitkäkestoinen kivunlievitys jopa 16 tuntia. Ei sisällä lääkaineita.

Käyttöohjeet

Revi muovipakkaus auki juuri ennen kuin olet valmis käyttämään lämpölaastaria, poista suojakalvo laastarista ja aseta laastari kipeälle alueelle, liimapinta ihoa vasten tai vaatteiden päälle, jos se on liian kuuma. Poista laastari hitaasti irrottamalla se ja hävitä tavallisen talousjätteen mukana.

Älä jätä laastaria samalle ihoalueelle yli 8 tunniksi 24 tunnin aikana. Älä käytä useampaa kuin yhtä lämpölaastaria päivässä samalla ihoalueella.

Älä leikkaa, lävistä tai anna laastarin kastua.

Laastari on tarkoitettu vain ulkoiseen kertakäyttöön, älä niele.

Lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos kipusi pahenee tai pysyy ennallaan.

Älä yritä lämmittää uudelleen.

Vasta-aiheet - älä käytä:

- alle 12-vuotiaille lapsille tai henkilöille, jotka eivät pysty itse poistamaan laastaria.

- jos sinulla on jokin seuraavista tiloista: hermovaurio (esim. diabeteksen vuoksi), huono verenkierto, sydänsairaus, raskaus, ihosairaudet (kuten ekseema, psoriasis) tai erittäin arka ja herkkä iho.
- jos laastarin sisältö vuotaa ja/tai laastari on vaurioitunut tai repeytynyt.
- muiden iholääkkeiden (nestemäiset kosteusemulsiot, emulsiovoiteet tai voiteet) tai muiden lämmönlähteiden kanssa.
- jos olet aiemmin saanut allergisen reaktion laastarista.
- ihoalueilla, joilla lämpöä ei voida tuntea, tai kasvoilla tai limakalvilla.
- vaurioituneelle iholle, mustelmille tai turvotuksille 48 tunnin sisällä vammasta.
- nukkuessasi. Älä makaa laastarin päällä tai kohdista siihen painetta käytön aikana (esim. käytä laastaria vyön tai siteen alla).
- jos sinulla on taipumusta ihon haavaumille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän valmisteen käyttöä, jos olet epävarma, pitäisikö sinun käyttää tätä valmistetta. Tämä laastari sisältää rautaa. Jos nielet sen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Jos laastarin jauhe joutuu kosketuksiin silmien tai ihon kanssa, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Laastarit voivat aiheuttaa ihoärsytystä, palovammoja tai rakkuloita. Tarkista ihosi usein. Lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin, jos laastarin kiinnityskohdassa ilmenee epämukavuutta, polttelua, turvotusta, ihottumaa tai muita ihomuutoksia, jotka jatkuvat.

Kaikista Heat Packiin liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava Taizhou Branch av Shanghai Yingdu Industry Co., Ltd.:lle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa ja vältä suoraa auringonvaloa. Säilytä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Taizhou Branch Of Shanghai Yingdu Industry Co., Ltd.
Second Fumin Road, Weixing Village, Dalun Industrial District, Jiangyan District, Taizhou City, 225504 Jiangsu, P. R. China

EU REP Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239, Düsseldorf, Germany

Haleon Medical Devices, Clocherane,
Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford,
X35 Y983, Ireland



mystory.nd@haleon.com

Trade marks owned or licensed by Haleon. ©2025 Haleon or licensors.

Indlægsseddel: Information til brugeren

HALEON



VoltHeat
Smertelindring
Varmeplaster

- Virker afslappende på stive og spændte muskler. Lindrer muskelsmerter og -ømhed.
- Fremskynder heling og restitution.



Effektiv smertelindring med varmeterapi. Varmer musklerne op der, hvor det gør ondt. Øger blodgennemstrømningen, hjælper med at afslappe ømme muskler og reducere muskelkrampe. Kontinuerlig varme i op til 8 timer. Langvarig smertelindring i op til 16 timer. Indeholder ikke lægemidler.

Brugsanvisning

- Åbn først plastikemballage lige før du er klar til at bruge varmeplasteret, fjern beskyttelsesfilmen og påfør plasteret på det berørte område med den klæbende side mod huden, eller på tøjet, hvis det er for varmt. Plasteret fjernes ved langsomt at trække det af, og skal bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.
- Lad ikke plasteret sidde på det samme hudområde i mere end 8 timer inden for en 24-timers periode. Brug ikke mere end ét varmeplaster om dagen på det samme hudområde.
- Undgå at skære i, stikke hul på eller at lade plasteret blive vådt.
- Plasteret er kun til udvortes engangsbrug, og må ikke indtages.
- Stop brugen og kontakt din læge, hvis din smerte bliver værre, eller ikke bliver bedre.
- Forsøg ikke at genopvarme varmeplasteret.

Kontraindikationer - må ikke anvendes:

- til børn under 12 år eller personer, der ikke selv kan fjerne varmeplasteret.
- hvis du har nogen af følgende tilstande: nerveskade (f.eks. på grund af diabetes), dårlig blodcirkulation, hjertesygdom, graviditet, hudproblemer (som fx eksem, psoriasis) eller meget sart og følsom hud.
- hvis plasterets indhold lækker og/eller plasteret er beskadiget eller gået i stykker.
- samtidig med andre lægemidler, der påføres huden (lotioner, cremer eller salver) eller andre varmekilder.
- hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion fra et plaster.
- på områder af huden, hvor varme ikke kan mærkes, eller i ansigtet eller slimhinder.
- på beskadiget hud, blå mærker eller hævelser inden for 48 timer efter en skade.
- mens du sover. Du må ikke ligge på plasteret, eller anvende det under tryk (f.eks. bruge plasteret under et bælte eller bandage).
- hvis du er tilbøjelig til at få hudsår.

V3

18 - Dec - 2025

Artwork Information Panel

HALEON

Non Production Artwork	☐	Production Artwork	☒	Component No:	AWP No:
Total Number of Colours including Varnish & Foils:	1			47.HAL.000.010	TR3797057/C
				Manufacturing Site:	Shanghai Yingdu Industry Co Ltd (Warmyou)
				Approving Market:	Denmark
				Technical Drawing No:	G01 1 ct leaflet 20251022
				Material Spec No:	N/A
				Body Text Size:	9.0pt
				Smallest Text Size:	9.0pt
				Electronic Verification Code:	N/A
Total Special Finishes:	0			Printer and User notes:	N/A
Studio Location:	Europe				