

SUNSTAR



Fittydent International GmbH,
Carlberggasse 38/3/1,
1230 Vienna
AUSTRIA
www.fittydent.com
3070101225
Made in India
Revision date: 2026-01-28

Sunstar France S.A.S.,
105 rue Jules Guesde,
92300 Levallois-Perret
FRANCE
SunstarGUM.com

BZGUM0126

CE

MD

®



Comprimés de nettoyage en profondeur GUM ORTHO ALIGNER

Les comprimés nettoyants GUM ORTHO ALIGNER sont formulés pour offrir une action nettoyante profonde et sans effort, éliminant les zones qui le brossage ne peut pas atteindre ou les appareils orthodontiques amovibles tels que les aligneurs, les gouttières de contention transparentes et métalliques. Convient également aux protège-dents et aux prothèses dentaires.

Avec une utilisation régulière, ils aident à maintenir l'appareil frais et confortable, en éliminant les taches et les mauvaises odeurs. La formule contribue à limiter la formation de plaque dentaire à la surface.

Chaque comprimé est emballé individuellement afin de préserver la forme et d'offrir une utilisation pratique, à la maison ou en déplacement. Le processus simple en 3 étapes s'intègre facilement au rituel quotidien de soin.

Comprimés de limpeza profunda GUM ORTHO ALIGNER

Los comprimidos Impadores GUM ORTHO ALIGNER están formulados para proporcionar una limpieza profunda y sin esfuerzo, alcanzando zonas a las que el cepillado no llega en aparatos de ortodoncia removibles como alineadores y retenedores transparentes y metálicos.

Con un uso regular, ayudan a mantener el aparato fresco y cómodo, eliminando manchas y malos olores. La fórmula contribuye a limitar la acumulación de placa en la superficie.

Cada comprimido está envasado individualmente para preservar la fórmula y ofrecer un uso práctico, en casa o fuera de casa. El sencillo proceso en 3 pasos se integra fácilmente en la rutina diaria de cuidado.

GUM ORTHO ALIGNER Compress detergent per una pulizia profonda

La compressa detergente GUM ORTHO sono formulate per garantire un'azione pulente profonda ed efficace, raggiungendo anche le aree dove lo spazzolino non arriva, agli apparecchi ortodontici rimovibili come gli allineatori, apparecchi di contenimento trasparenti e metallici.

Con un uso regolare, aiutano a mantenere l'apparecchio fresco e confortevole, rimuovendo macchie e cattivi odori. La formula contribuisce a limitare la formazione della placca sulla superficie.

Ogni compressa è confezionata singolarmente per preservare la formula e offrire un utilizzo pratico, a casa o fuori casa. Il semplice processo in 3 fasi si integra facilmente nella routine quotidiana d'igiene.

Fabricant	Distributeur	Dispositif médical	Recyclage	Marquage CE	Code d'identification du matériel	Consultez le mode d'emploi	Avvertimento
Fabrizicite	Distribuidor	Producto sanitario	Recicla	Marcado CE	Código de identificación del material	Consulte las instrucciones de uso	Advertencia
Produttore	Distributore	Dispositivo medico	Riciclaggio	Marcaturo CE	Codice di identificazione dello material	Consulte le istruzioni per l'uso	Avvertenza
Hersteller	Distributor	Medizinprodukt	Recycling	CE-Kennzeichnung	Materialidentifikationscode	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung beachten	Warnhinweis
Fabrikant	Distribuidor	Medico dispositivo	Reciclar	CE-Markierung	Materialidentifikationscode	Read de gebruiksaanwijzing	Waarschuwing
Tilvalerur	Dýðubútur	Medicískilfræðileg þolukit	Recycling	CE-ákallning	Materialidentifikationscode	Se brúksanvísinguna	Varnargangirangir
Produsent	Distributor	Wyrob medyczny	Recykling	Oznaczenie CE	Kod identyfikacyjny materiału	Przeczytaj uważnie załączoną się instrukcję	Ostrzeżenie
Produsent	Jakelija	Medicinski udobj	Recikliranje	CE-markering	Materialidentifikationscode	Les brugsanvisningen inden anvendelse	Advarsel/anvisninger
Vaiatizija	Medicinska udobj	Medicinska udobj	Keravljung	CE-merkning	Materialidentifikationscode	Les brugsanvisningen før bruk	Advarsel/anvisninger
	Läkarmittelen lene	Läkarmittelen lene	Keravljung	CE-merkning	Materialidentifikationscode	Tutustu käyttöohjeisiin	Varoitusohjeet

UDI	LOT
Identifiant unique du dispositif	Numero de lot
Identificación única de producto	Código de lote
Identificazione Unica de Dispositivo	N. lotto
Endgültige Produktidentifikation	Chargennummer
Unieke Identificatiedentificatie	Batchcode
Unit identifier	Batchnummer
Unika identifikační určení	Part number
Unit identifier	Partnummer
Unit identifier	Erikoode
Yksilöllinen tunnus	Vimeroon käyttöä

Mode d'emploi :

- 1) Placer un comprimé dans un verre d'eau tiède (non chaude) et y ajouter l'appareil.
 - 2) Laisser tremper pendant 10 minutes.
 - 3) Rincer soigneusement à l'eau. Aucun rinçage n'est nécessaire.
- Formule douce, pour un usage quotidien et conçu pour protéger les appareils.
- ⚠ **Attention :** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.
- En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale.

Modo de empleo :

- 1) Colocar un comprimé en un vaso de agua templada (no caliente) y añadir el aparato.
 - 2) Dejar en remojo durante 10 minutos.
 - 3) Actuar bien con agua. No es necesario aclarar.
- Fórmula suave para uso diario y diseñada para proteger los aparatos. Actuar también para protección bucal y dentaduras postizas.
- ⚠ **Advertencia :** Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Lavarse bien las manos después de su manipulación. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Actuar cuidadosamente con agua dulce varias veces. Retirar las lentes de contacto si es posible. Continuar aclarando. En caso de irritación ocular, consultar a un médico. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Eliminar el contenido conforme a la normativa local.

Modality d'use :

- 1) Insérer une compressa in un bicchiere di acqua tiepida (non calda) e immergere l'apparecchio.
 - 2) Lasciare in immersione per 10 minuti.
 - 3) Sciacquare accuratamente con acqua. Non è necessario sciacquare.
- Formula delicata per uso quotidiano e per proteggere gli apparecchi. Aiutare anche per parodontiti e protesi dentarie.
- ⚠ **AVVERTENZA :** Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste, consultare un medico. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico. Smaltire il contenuto in conformità alle normative locali.

Le nettoyage à l'eau chaude peut déformer le plastique

thermoformé des gouttières, pensez même à utiliser la température appropriée. Ne pas mettre le comprimé ou la solution nettoyante dans la bouche. Ne pas boire la solution nettoyante et ne pas l'utiliser comme bain de bouche. Ne pas utiliser en cas d'intolérance ou d'hypersensibilité à l'un des ingrédients. Tenir hors de portée des enfants. Conserver au sec, à température ambiante. En cas improbable de problème grave après utilisation, consulter un médecin. Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Ingredients: Carbonate de sodium, acide sulfureux, phosphate trisodique, acide citrique, EDTA, laurylsulfate de sodium, benzate de sodium, arôme menthe, PVP, TAED, colorant CI 42090.

La limpieza con agua caliente puede deformar las férulas

termoplásticas. Utilice siempre agua a temperatura adecuada. No introducir el comprimido ni la solución Impadora en la boca. No beber la solución ni utilizarla como enjuague bucal. No utilizar en caso de intolerancia o hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. Mantener fuera del alcance de los niños. Conserver en lugar seco a temperatura ambiente. En el improbable caso de un problema grave tras su uso, consultar al médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarle al fabricante y a la autoridad competente.

Ingredients: Carbonato de sodio, ácido sulfúrico, fosfato trisódico, ácido cítrico, EDTA, lauril sulfato de sodio, benzato de sodio, aroma de menta, PVP, TAED, colorante CI 42090.

La pulizia con acqua calda può deformare i bite

termoplastici; prestare attenzione alla temperatura appropriata. Non mettere la compressa o la soluzione detergente in bocca. Non bere la soluzione detergente né utilizzarla come collutorio. Non utilizzare in caso di intolleranza o sensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Nel raro caso di problemi gravi dopo l'uso, contattare il medico. Qualsiasi incidente grave relativo al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Ingredienti: Carbonato di sodio, acido solforico, fosfato trisodico, acido citrico, EDTA, sodio lauril solfato, benzato di sodio, aroma di menta, PVP, TAED, colorante CI 42090.

Die Impasta con acqua caliente puede deformar las férulas

termoplásticas. Utilice siempre agua a temperatura adecuada. No introducir el comprimido ni la solución Impadora en la boca. No beber la solución ni utilizarla como enjuague bucal. No utilizar en caso de intolerancia o hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. Mantener fuera del alcance de los niños. Conserver en lugar seco a temperatura ambiente. En el improbable caso de un problema grave tras su uso, consultar al médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarle al fabricante y a la autoridad competente.

Ingredients: Carbonato de sodio, ácido sulfúrico, fosfato trisódico, ácido cítrico, EDTA, lauril sulfato de sodio, benzato de sodio, aroma de menta, PVP, TAED, colorante CI 42090.

Die Impasta con acqua calda può deformare i bite

termoplastici; prestare attenzione alla temperatura appropriata. Non mettere la compressa o la soluzione detergente in bocca. Non bere la soluzione detergente né utilizzarla come collutorio. Non utilizzare in caso di intolleranza o sensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Nel raro caso di problemi gravi dopo l'uso, contattare il medico. Qualsiasi incidente grave relativo al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Ingredienti: Carbonato di sodio, acido solforico, fosfato trisodico, acido citrico, EDTA, sodio lauril solfato, benzato di sodio, aroma di menta, PVP, TAED, colorante CI 42090.

GUM ORTHO ALIGNER Tabletten für Tiefereinigung

Die GUM ORTHO Reinigungstabletten wurden entwickelt für eine gründliche und gründliche Reinigung und erreichen auch Bereiche, die mit der Zahnbürste nicht zugänglich sind, bei haushaltsnahen kieferorthodontischen Apparaturen wie Alignern sowie transparenten und metallischen Retainern.

Bei regelmäßiger Anwendung helfen sie, die Apparaturen frisch und angenehm zu halten, indem sie Verfärbungen und unangenehme Gerüche entfernen. Die Formel trägt dazu bei, die Belagbildung auf der Oberfläche zu reduzieren.

Jede Tablette ist einzeln verpackt, um die Formel zu schützen und eine praktische Anwendung zu erleichtern oder unterwegs zu ermöglichen. Der einfache 3-Schritt-Prozess lässt sich problemlos in die tägliche PflegeRoutine integrieren.

GUM ORTHO ALIGNER Deep Reinigende Tabletten

GUM ORTHO reingigende Tabletten zijn ontwikkeld voor een diepe en meetbare reinging, waarbij het plekken bereikt die met poorten niet bereikbaar zijn op universele orthodontische behouders zoals aligners, doorzichtige en universele beugel.

Bij regelmatig gebruik helpen ze u uw beugel fris en aangenaam te houden door vlekken en rare geurtjes te verwijderen. De formule helpt de opbouw van tandplak op het apparaat te beperken. Het tablett is individueel verpakt om de formule te behouden en gemakkelijk te gebruiken, zowel thuis als onderweg. Het eenvoudige 3-stapsproces past naadloos in uw dagelijkse verzorgingsroutine.

Tabletti di głębokiego czyszczenia GUM ORTHO ALIGNER

Tabletti czyszczące GUM ORTHO zostały opracowane z myślą o skutecznym i łagodnym czyszczeniu, docierając do miejsc niedostępnych dla szczoteczki na ruchomych aparatach ortodontycznych, takich jak alignery oraz przezroczyste i metalowe retenery.

Regularne stosowanie pomaga utrzymać czystość aparatu, usuwając zabrudzenia i nieprzyjemne zapachy. Formuła pomaga ograniczyć odkładanie się płytki nazębnej na powierzchni aparatu. Każda tableta jest pakowana indywidualnie, aby zachować właściwości formuły i zapewnić wygodne stosowanie w domu i podczas podróży. Prosty 3-etapowy proces łatwo wkomponuje się w codzienną rutynę.

GUM ORTHO ALIGNER tabletten til dybrens

GUM ORTHO rensabletter er udviklet til at give en effektiv og god rengøring og nå ind i steder som børsting ikke kan nå, på afslørede ortodontiske apparater såsom aligners samt gennemsigtige skinner og metalretainer.

Ved regelmæssig brug hjælper de med at holde apparatet friskt og behageligt ved at fjerne misfarvninger og dårlig lugt. Formlen hjælper med at begrænse plakopsamling på overfladen. Hver tablett er separat pakket for at bevare formelen og sikre praktisk brug både hjemme og på farten. Den enkle 3-trinproces passer ind i din daglige plejerutine.

GUM ORTHO ALIGNER deprensante tabletten

GUM ORTHO rensabletter er udviklet for at give en effektiv og enkel dybrensning og nå ind i steder som børsting ikke kan nå, på afslørede ortodontiske apparater såsom aligners samt gennemsigtige skinner og metalretainer.

Ved regelmæssig brug hjælper de med at holde apparatet friskt og behageligt ved at fjerne misfarvninger og dårlig lugt. Formlen hjælper med at begrænse plakopsamling på overfladen. Hver tablett er separat pakket for at bevare formelen og sikre praktisk brug både hjemme og på farten. Den enkle 3-trinproces passer ind i din daglige rutine.

GUM ORTHO ALIGNER ryputähdästä tabletti

GUM ORTHO ryputähdästä tabletti on kehitetty syväpuhdistukseen tehokas ja vaivaton syväpuhdistus, joka ulottuu alueille, joihin harvoin ei yllä, irrottamalla oksiditoidut alueetalignerissa sekä läpinäkyvissä ja metallisissa retainerissa.

Säännöllisellä käytöllä ne auttavat pitämään laitteen raikkaana ja miellyttävänä pitämään väriä ja hajua. Kaikilla tableteilla on yksilöllinen pakkaus, joka säilyttää kaikkien komponenttien alkuperäisen voiman ja tekee käytöstä helppoa missä tahansa.

Jokainen tabletti on pakattu yksilölliseen koteloon, joka sallii sen käytön missä tahansa. Helppo kolmen vaiheen prosessi on helppo sisällyttää päivittäiseen hoitorutiiniin.

Anwendung:

- 1) Eine Reinigungstablette in ein Glas mit warmem (nicht heißem) Wasser geben und die Apparatur einlegen.
 - 2) 10 Minuten einwirken lassen.
 - 3) Sanft formuliert für die tägliche Anwendung und zum Schutz der Apparaturen.
- Gründlich mit Wasser abspülen. Bürsten ist nicht erforderlich.
- Auch geeignet für Zahnschutzschienen und Zahnsprossen.
- ⚠ **Warnhinweis:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Hände nach der Anwendung gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Inhalt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) Doe één tablet in een glas warm (niet heet) water en leg uw beugel erin.
 - 2) Laat 10 minuten weken.
 - 3) Spoel grondig af met water, borstelen is niet nodig.
- Zachte formule voor dagelijks gebruik en bescherm de beugel.
- ⚠ **Waarschuwing:** Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Was uw handen grondig na gebruik. BIJ KONTAKT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Bij huidirritatie: Raadpleeg een arts. Bij aanhoudende oogirritatie: Raadpleeg een arts. Goet de inhoud weg volgens de lokale voorschriften.

Spesob' yzhto:

- 1) Umetstit jednu tabletu v sklenice cepkej (nie gorjacej) vody i vložtej aparat.
 - 2) Pozostavit 10 minut.
 - 3) Dokladne splaknut vodou. Sčistovanie nie je vyžadované.
- Delikátna formula do každodenného strosovania, chráni aparaty.
- ⚠ **Ostrôženie:** Dôrazne upozorňujeme na to, že používajte povrchové podčišťovanie sklen. Používajte povrchové podčišťovanie sklen. Po použití dôkladne umyte rúky.
- Odpovedné riadenie do ochrany na záložný prístroj.
- ⚠ **Ostrôženie:** W PRZYSTOSOWANIE. Skłonić do ostrożności. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Umyć dokładnie ręce po użyciu. W przypadku podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. W przypadku podrażnienia oczu skonsultować się z lekarzem. Zwrócić uwagę na lokalne przepisy dotyczące usuwania odpadów.

Brugsanvisning:

- 1) Læg én tablet i et glas lunkent (ikke varmt) vand og læg skellet i.
 - 2) Lad ligge i ca. 10 minutter.
 - 3) Skyl grundigt med vand. Børstning er ikke nødvendig.
- Skånsomt formulert til daglig brug og for at beskytte apparaturene.
- ⚠ **Advarsel:** Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask hænderne grundigt efter håndtering. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Forsæt skylningen. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Hvis øjenirritation fortsætter: søg lægehjælp. Bortskaff indholdet i overensstemmelse med lokale regler.

Brugsanvisning:

- 1) Legg én tablett i ett glas lunkent (ikke varmt) vann og sett apparatet.
 - 2) La ligge i ca. 10 minutter.
 - 3) Skyl grundig med vann. Børsting er ikke nødvendig.
- Skånsomt formulert for daglig bruk og beskyttelse av apparaturene.
- ⚠ **Advarsel:** Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øynerirritasjon. Vask hendene grundig etter håndtering. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett skylningen. Ved hudirritasjon: søk legehjelp. Ved øynerirritasjon: søk lege. Kast innholdet i henhold til lokale forskrifter.

Käyttöohje:

- 1) Laita yksi tabletti lasiseen lämpimään (ei kuumaa) veteen ja laita laite sinne.
 - 2) Anna liota 10 minuuttia.
 - 3) Huuhtele huolellisesti vedellä. Harjoista ei tarvita.
- Helvettäinen kostumus päivittäiseen käyttöön ja laiteiden suojaamiseen.
- ⚠ **Varoitus:** Ärsyttää ihoa. Ärsyttää vakavasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsien jälkeen. JOS AJANETTA, JOUTU SIILÄ. Huuhtele huolellisesti vedellä käsien jälkeen. Vainoien silmiin, etsi lääkärin apua. Jos ihoärsytystä ilmenee, etsi lääkärin apua. Jos silmiä ärsyttää jatkuvasti, etsi lääkärin apua. Hävittä sisällön paikallisten määräysten mukaisesti.

Die Reinigung mit heißem Wasser kann thermoplastische

Schienen verformen, bitte daher auf eine angemessene Temperatur achten. Tabletten oder Reinigungsproben nicht in den Mund nehmen. Reinigungsbürste nicht trinken und nicht als Mundwasser verwenden. Nicht anwenden bei Überfälligkeit oder Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken bei Raumtemperatur lagern. Bei schwerwiegenden Problemen nach der Anwendung ist ein Arzt zu kontaktieren. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Inhaltsstoffe: Natriumcarbonat, Sulfaminoxid, Triammoniumphosphat, Zitronensäure, EDTA, Natriumlaurylsulfat, Natriumbenzoat, Minzöl, PVP, TAED, Farbstoff CI 42090.

Reinigung mit heet water kan thermoplastische spaken

vervormen, let op de juiste temperatuur. Stop het tablett of de reinigingsoplossing niet in uw mond. Drink de reinigingsoplossing niet en gebruik deze niet als mondwater. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Droog bewaren bij kamertemperatuur. Neem in het onwettenselijke geval dat er zich na gebruik een ernstig probleem voordoet, contact op met uw arts. Elk ernstig incident dat zich in verband met de beugel heeft voorgedien, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.

Ingridiënten: natriumcarbonaat, sulfaminoxid, triammoniumfosfaat, citroenzuur, EDTA, natriumlaurylsulfaat, natriumbenzoaat, mintsmaak, PVP, TAED, kleurstof CI 42090.

Reinigung mit heet water kan deformere termoplastiske

skener - var oppmærksom på den korrekte temperatur. Stoppe inte tabletten eller rengøringsopløsningen i munden. Ikke drikke opløsningen og brug den ikke som mundskyl. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nogen af ingredienserne. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares tørt ved rumtemperatur. Ved alvorlige problemer efter brug, kontakt læge. Alvorlige hændelser medfører til produktet skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed.

Ingredienser: Natriumcarbonat, sulfaminoxid, triammoniumfosfat, citronsyre, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoat, mintaroma, PVP, TAED, farvestoff CI 42090.

Rengöring med varmt vand kan deformere termoplastiske

skinner - vær opmærksom på den korrekte temperatur. Stoppe inte tabletten eller rengøringsopløsningen i munden. Ikke drikke opløsningen og brug den ikke som mundskyl. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nogen af ingredienserne. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares tørt ved rumtemperatur. Ved alvorlige problemer efter brug, kontakt læge. Alvorlige hændelser medfører til produktet skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed.

Ingredienser: Natriumcarbonat, sulfaminoxid, triammoniumfosfat, citronsyre, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoat, mintaroma, PVP, TAED, farvestoff CI 42090.

Rengöring med varmt vand kan deformere termoplastiske

skinner - vær opmærksom på den korrekte temperatur. Stoppe inte tabletten eller rengøringsopløsningen i munden. Ikke drikke opløsningen og brug den ikke som mundskyl. Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for nogen af ingredienserne. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares tørt ved rumtemperatur. Ved alvorlige problemer efter brug, kontakt læge. Alvorlige hændelser medfører til produktet skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed.

Ingredienser: Natriumcarbonat, sulfaminoxid, triammoniumfosfat, citronsyre, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoat, mintaroma, PVP, TAED, farvestoff CI 42090.

Puhdistus kuumalla vedellä voi muuttaa elonkormojen

muotoa - huolehdi oikeasta lämpötilästä. Älä laita tablettia tai puhdistusliuosta suuhun. Älä juo liuosta äläkä käytä sitä suuvedenä. Vainoien silmiin, etsi lääkärin apua. Jos ihoärsytystä ilmenee, etsi lääkärin apua. Hävittä sisällön paikallisten määräysten mukaisesti.

⚠ **Varoitus:** Natriumkarbonaatti, sulfaminoxid, triammoniumfosfaatti, sitruunahappo, EDTA, natriumlauryylisulfaatti, natriumbenzoaatti, minttuaroma, PVP, TAED, väriaine CI 42090.