

DK Brugsanvisning:

Step 1

Åben indpakningen forsigtigt og tag kondomet ud. Pas på kondomet ikke beskadiges af en negl, smykker eller lign. Kondomet skal på, inden samlejet begynder, og det skal være på under hele samlejet for, at forhindre seksuelt overførte sygdomme eller uønsket graviditet.

Step 2

Se først på kondomet, så I er sikre på, at det vender korrekt. Sæt det sammenrullede kondom på toppen af penis og sørg så for, at klemme luften ud af kondomets top, ved at trykke sammen med pege- og tommelfinger.


Step 3

Imens du stadig holder ved kondomspidsen, rulles kondomet ned over penis. Tjek derefter om kondomet sidder som det skal.

Step 4

Kort efter sædudløsning, skal kondomet holdes godt på plads ved penisroden, før den trækkes tilbage. Tag derefter det brugte kondom af og skaf det af vejen på en hygiejnisk måde. Skyl det aldrig ud i toiletet.

Version: 2019 rev. 4



EN Instructions for use:

Step 1

Open package carefully and remove the condom. Make sure you avoid damaging the condom with your nails, jewellery or anything else. The condom must be on before intercourse begins, and it must remain on throughout intercourse in order to prevent sexually transmitted diseases or unwanted pregnancy.

Step 2

First look at the condom, so you are certain it is facing the right way. Place the rolled condom on the tip of the penis and make sure to pinch the air out of the tip of the condom by squeezing it between the thumb and first finger.


Step 3

While still holding the tip of the condom, roll the condom down over the penis. Then check that the condom is seated correctly.

Step 4

Shortly after ejaculation, the condom must be held firmly in place at the base of the penis before it is withdrawn. Then remove the used condom and dispose of it hygienically. Never flush condoms down the toilet.

Version: 2019 rev. 4



Læs venligst før brug:

CE CE mærkning. CE 2460.

Læs indlægssedlen med brugsanvisning.

Kondomet kan kun bruges én gang, ellers er der risiko for infektioner samt graviditet.

Kondomet er lavet af naturgummilatex. Kondomer lavet af naturgummilatex kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock, på personer der er overfølsom over for latex.

Opbevar altid kondomet tørt og uden direkte sollys og varme.

Brug aldrig kondomet hvis kassen er beskadiget.

Tjek altid udløbsdato. Se bagsiden af emballage.

Producent. Se bagsiden af emballage.

Lot nummer. Se bagsiden af emballage.

Ønskes brug af creme, brug da en som er specielt beregnet til kondomer. Brug aldrig oliebaseerede cremer, smør, margarine eller massageolie, da disse kan beskadige kondomet. Ved tvivl - spørg på apoteket.

Ved brug af en form for medikament i skeden eller på penis, spørg da først lægen til råds.

Hvis kondomet brister eller falder af under samleje, træk dig da øjeblikkelig tilbage og undgå udløsning. Har udløsning allerede fundet sted, konsulter da lægen hurtigst muligt og indenfor 72 timer.

Alle vores kondomer lever op til den internationale kvalitetsstandard ISO 4074:2015.

Please read before use:

CE CE marking. CE 2460.

Read the package leaflet with instructions for use.

The condom can only be used once, otherwise there is a risk of infection and pregnancy.

The condom is made from natural rubber latex. Condoms made from natural rubber latex may cause allergic reactions, including anaphylactic shock, in individuals hypersensitive to latex.

Always store condoms in a dry place away from direct sunlight and heat.

Never use the condom if the box is damaged.

Always check the expiry date. See back of packaging.

Manufacturer. See back of packaging.

Lot number. See back of packaging.

If you wish to use a lubricant, use one specifically designed for condoms. Never use oil-based creams, butter, margarine or massage oil, as these may damage the condom.

If unsure, ask at the pharmacy. If any form of medication is being used in the vagina or on the penis, first ask your doctor for advice.

If the condom breaks or falls off during intercourse, withdraw immediately and avoid ejaculation.

If ejaculation has already taken place, consult a doctor as soon as possible and within 72 hours.

All of our condoms meet international quality standard ISO 4074:2015.

CE
2460

WORLD'S-BEST

DE Gebrauchsanleitung:

Schritt 1

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig. Nehmen Sie das Kondom heraus. Achten Sie darauf, das Kondom nicht mit Ihren Fingernägeln oder durch Schmuck o. Ä. zu beschädigen. Das Kondom muss vor Beginn des Geschlechtsverkehrs übergestreift werden. Es muss während des gesamten Geschlechtsverkehrs übergestreift bleiben. Nur so lassen sich sexuell übertragbare Krankheiten bzw. ungewollte Schwangerschaften vermeiden.

Schritt 2

Überprüfen Sie zuerst, ob sich das Kondom korrekt abrollen lässt. Setzen Sie das zusammengerollte Kondom auf die Peniswurzel fest, bevor Sie den Penis herausziehen. Streifen Sie anschließend das benutzte Kondom ab. Entsorgen Sie es auf hygienische Weise. Spülen Sie es niemals in der Toilette herunter.


Schritt 3

Halten Sie die Spitze des Kondoms weiterhin fest. Rollen Sie nun das Kondom über den Penis ab. Überprüfen Sie anschließend den korrekten Sitz des Kondoms.

Schritt 4

Der Penis muss mitsamt Kondom nach der Ejakulation zügig herausgezogen werden. Halten Sie das Kondom an der Peniswurzel fest, bevor Sie den Penis herausziehen. Streifen Sie anschließend das benutzte Kondom ab. Entsorgen Sie es auf hygienische Weise. Spülen Sie es niemals in der Toilette herunter.

Version: 2019 rev. 4



GL Atornissaanut iiltsersuut:

Step 1

Poortuutaa qajassuurtumik ammaruk usuullu puua tigullugu. Usuup puuata kukimmit, pinnersaammit aalamilluunnit ajoqusermissaa paaralugu. Usuup puua atoqatiginiheq tamaat atorqessaaq, taamaasilluni kinguassiititigut nappaatiniq tunilatsinnissamat imit. kissaatiginiqsamik naarlulemeq pingitsoortisnaammagu.

Step 2

Usuup puua qimerlooqaaruk, taava ajunngitsumik saminnissaa qulamaviissagasiuk. Usuup puua imusaq usuup isuanut inissiguk, pussunneratigullu isumagalugu usuup puuata silanaamissa, tassa tikinnit kullunnillu pussullugu.


Step 3

Suli usuup puuata nuuata tigummiamerani taava usuup puua isivissavat. Usuup puuata pississamisat ivertissimanagera misissoruk.

Step 4

Inerluni anisooreernerup kingunitsiannuga usuup puua usuk amutinnagu usuup mannguanut inississimateqqaartariaqarpoq. Taava usuup puua atorigaq eqqiluisaamissaq eqqarsaatigalugu iginneqassaaq. Anartarfikku kkuuttingisaannaruk.

Version: 2019 rev. 4



Bitte vor Gebrauch lesen:

CE CE-Kennzeichnung CE 2460.



Lesen Sie die Packungsbeilage mit der Gebrauchsanleitung.



Kondome sind nur zur Einmalverwendung vorgesehen. Nur so lassen sich Krankheiten bzw. Schwangerschaften vermeiden.



Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuk. Kondome aus Naturkautschuk können bei Personen, die überempfindlich auf Latex reagieren, zu allergischen Reaktionen bis hin zu anaphylaktischen Schocks führen.



Bewahren Sie Kondome stets trocken und ohne direkte Sonnen- und Hitzeinwirkung auf.



Kondome, deren Verpackung beschädigt ist, dürfen nicht verwendet werden.



Überprüfen Sie stets das Haltbarkeitsdatum. Siehe Verpackungsrückseite.



Hersteller. Siehe Verpackungsrückseite.



Lot-Nummer. Siehe Verpackungsrückseite.

Benutzen Sie bei gleichzeitiger Verwendung eines Kondoms nur speziell dafür entwickelte Cremes. Benutzen Sie niemals Cremes auf Olbasis, Butter, Margarine oder Massageöle. Diese können das Kondom beschädigen.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Apotheke.

Holen Sie vorher ärztlichen Rat ein, falls Sie bei gleichzeitiger Verwendung eines Kondoms Medikamente in der Vagina bzw. auf dem Penis anwenden wollen.

Falls das Kondom während des Geschlechtsverkehrs reißt oder abgestreift wird, ziehen Sie den Penis sofort heraus und vermeiden Sie eine Ejakulation.

Falls bereits eine Ejakulation stattgefunden hat, holen Sie baldmöglichst ärztlichen Rat ein, spätestens nach 72 Stunden.

Alle unsere Kondome entsprechen dem internationalen Qualitätsstandard ISO 4074: 2015.

Atulersinnagu atuaqqaaruk:

CE CE nalunaaqutsersuineq. CE 2460.



Nalunaaqsuut ilanngussaq atornissaanullu iiltsersuutitalk atuaruk.



Usuup puua ataasiaannarluni atorqeqarsinnaavoq taamaangippat aatsortinnermik aamma naartulernermik kinguneqarsinnaamat.



Usuup puua pingortitameersumit gummitateximit sanaajuvoq, taamaattumik malussaripallaarneq pissutigalugu qisuariatoqarsinnaalluni, soorlu anafylaktisk shock, tassa inunnt lateximik sapigalinnut.



Tamatigut usuup puui reqernerup inguaani, kissannigsumi panernertumiitsinneqarta ssapput.



Puuat aserorsimppat taava usuup puui atussanngilatit.



Ulloq kinguleq atorqeqarfissaat nakkutigisaruk. Puuata tunua takuuk.



Nioqqutissiorqoq. Puuata tunua takuuk.



Lot normu. Puuata tunua takuuk.

Crememik atornissat kissaatigissagaluarukku, taava usuup puuinut immikkuut itumik naatsorsuussaqq atussavat. Cremet oliemik tungavillit, punneq, makkariina imit. Massageolie atunngisaannakkat, takku usuup puua innarlersinnaammassuk. Nalorsalissagaluaruit –apotekimut aperiaritorit.

Naalungarsuup aqquataatigut imit.usukku nakorsaammik atugaqaruut, taava tamatigut nakorsaqq isumasioqqaassavat.

Atoqatiginnerup ingerlanerani ussup puua aserussagaluarpat imit.katakkaluarpat, taava piaarnerpaamik usuk amussavat inermisallu pingitsornaveersaarlugu. Inereersimaguilli tuaviomerpaamik aamma nal.ak.72-it qaangiutinnagit nakorsiaritariaqarputit.

Ussup puujutigut tamarmik nunat assiginnigsumit akornnganni pitaassussumit maligassanut aalajangersakkanut mallinnippit ISO 4074:2015.

CE
2460

WORLD'S-BEST