9 pt
Ulrich Boel Sørensen
Digitalt signeret af Ulrich Boel Sørensen
Dato: 2025.03.12 08:38:27 +01'00'

GENEHMIGT
Von Werle , 16:27, 11.03.2025

URSATEC
WHEN PRESERVATIVE FREE MATTERS®
Approved
by Christian Weyler
Development & Regulatory Affairs
11/3/25

A.Vogel

Sinuforce Næsespray

med havsalt og eukalyptus



Naturlig lindring af tilstoppet næse

Brugsanvisning

Læs venligst denne information omhyggeligt, før du begynder at bruge Sinuforce Næsespray, da den indeholder vigtig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du bruger dette medicinske udstyr. Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål.

Hvad er Sinuforce Næsespray, og hvad bruges det til?

Sinuforce Næsespray er en hypertonisk opløsning, der indeholder naturligt havsalt, povidon, cineol, mentholsmag og renset vand.
Det indeholder ingen konserveringsmidler.
Sinuforce Næsespray er et medicinsk udstyr, der er beregnet til at lindre tilstoppet næse og opnå en bedre vejrtrækning gennem næsen.
Symptomer som kløende og løbende næse og nysen lindres.
Sinuforce Næsespray renser næsehulen effektivt og kan fjerne slim, urenheder og evt. skorpe.
Sinuforce Næsespray bidrager til at mindske allergiske symptomer ved at fjerne allergener (typisk støv eller pollen).
Det aromatiske stof, eukalyptus, giver en øjeblikkelig følelse af lindring og friskhed. Sinuforce Næsespray kan anvendes af børn over 6 år og voksne.

Sådan bruger du Sinuforce Næsespray

Afhængigt af dit behov kan voksne og børn over 6 år anvende 1–2 sprays med Sinuforce Næsespray i hvert næsebor flere gange om dagen.
Børn og personer, der ikke er i stand til at bruge Sinuforce Næsespray alene, skal hjælpes, når de skal anvende produktet.
Før du bruger Sinuforce Næsespray for første gang, skal du tage hætten af og pumpe 2–3 gange for at frigive luften fra pumpen. Skær ikke i spidsen.





1. Fjern låget fra flasken.
2. Hold flasken med din pege- og langfinger på hver side af fingerstøtten og din tommelfinger under flasken. Bøj hovedet let fremad og luk det ene næsebor ved forsigtigt at trykke mod siden af din næse med fingeren på den anden hånd.
3. Sæt sprayspidsen ind i dit næsebor og begynd at trække vejret roligt ind.
4. Tryk pumpen hurtigt og fast for at sprøjte ind i dit næsebor. Fortsæt med at trække vejret roligt gennem næseboret.
5. Indsæt sprayspidsen i dit andet næsebor og gentag trinene beskrevet ovenfor.
6. Tør spidsen af flasken af med en ren fnugfri klud.
7. Sæt låget på flasken igen.

Advarsler og forholdsregler

Ved korrekt brug er der ingen særlige advarsler eller forholdsregler for brugen af Sinuforce Næsespray. For at sikre god hygiejne bør næsesprayflasken kun bruges af den samme person.

Sinuforce Næsespray skal bruges ved stuetemperatur.

Sådan opbevarer du Sinuforce Næsespray

Udløbsdatoen for Sinuforce Næsespray er trykt på æsken og på flaskens etiket.

Sinuforce Næsespray må ikke bruges efter udløbsdatoen er overskredet.
Sinuforce Næsespray skal opbevares under 25 °C og opbevares utilgængeligt for børn.

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger.
Der er dog beskrevet overfølsomhedsreaktioner overfor aromatiske ingredienser, som anvendes til smagsstoffer. Hvis der opstår bivirkninger, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet.

Kontraindikationer

Sinuforce Næsespray må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for nogen af ingredienserne.
Sinuforce Næsespray bør ikke bruges i tilfælde af kighoste og falsk strubehoste.

93001726/AV20250310_52175/72082/TD-00081/005

pharma code

210x148/

Interaktion med andre lægemidler
Der er ingen kendte interaktioner.

Graviditet og amning
Der er ingen tilgængelige data vedrørende brugen af Sinuforce Næsespray under graviditet og under amning.
Kontakt din læge eller et apotek, før du bruger dette medicinske udstyr, hvis du:
- Er gravid eller ammende.
- Ikke er sikker på, om du er gravid eller ej.

Indhold af Sinuforce Næsespray og andre oplysninger
20 ml opløsning.
Et spray indeholder 0,14 ml opløsning.
Sinuforce Næsespray kan bruges i 12 måneder efter første anvendelse.

Ingredienser
Naturligt havsalt, renset vand, povidon, cineol og mentholsmag.

Udstedelsesdato
April 2021

CE

URSATEC GmbH
Marpinger Weg 4
D-66636 Tholey
Tyskland

Distributør:
A.Vogel Danmark A/S
Håndværkervej 17b
8643 Ans By

Fremstiller
Sidste anvendelsesdato
Batchnummer
Se brugsanvisning
Opbevares mellem 2 °C og 25 °C
Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget
EU-direktiv om medicotekniske produkter

93001726/AV20250310

pharma code

210x148/