



Vejledning til stor manchet til HL-858DK Seagull Afib blodtryksapparat

Manchetten passer til overarme på 33-43 cm og den vil give forkerte målinger, hvis overarmen er større eller mindre.

For at tilslutte manchetten til apparatet, skal stikket fra den normale manchet flyttes over på denne manchet.

Det er vigtigt, at manchetten ikke anvendes til andre apparater, da der vil være risiko for forkerte målinger.

Varenr 223584

Manchetten kan bortskaffes som dagrenovation

Seagull Aps
Industrivej 1
4200 Slagelse