



BRUGERMANUAL - VISIR

USER MANUAL – FACE SHIELD

CE – NO. 20 0344 T/NB

DK: Genanvendelig visir beskytter mod stv og spyt. Den gennemsigtige PET-skerm indeholder antifog, som hjlper med at holde det klare syn. Det dkker ansigtet 180 grader og har en lngde som dkker ansigt fra pande til hage. Visiret er pakket i en PE-pose med en krone, silikone rem og beskyttelsesskerm.

Brugervejledning: Frst skal man klikke beskyttelsesskermen p den bl rem hvorefter man stter silikone remmen p i hver side alt efter hovedstrrelse.

Mrkning: Produktet udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rdets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personligt beskyttelsesudstyr og om ophvelse af Rdets direktiv 89/686 / EF for personligt beskyttelsesudstyr i kategori II (optisk klasse 1). Produktet er designet og testet i henhold til standard EN166:2001.

<https://www.abena.com/docs>

Rengring: Skermen skal rengres med rengringsmiddel eller desinficeringsmiddel. Visiret skal tages af under rengring for at beskytte jnene.

Opbevaring: Produktet skal opbevares p et trt sted. Den kan bruges 2 r i tilflde af passende forhold.

EN: Reusable Face Shield provides a protection against any dust and saliva. The transparent PET part contains antifog which helps to keep the clear vision. It covers the face 180 degrees and long enough to cover face from forehead to chin. The face shield is packed in a PE bag with a crown, silicon strap and visors.

User Manual: First, click on the visor on the crown. Second place the silicon strap on each side according to the size of the head.

Marking: The product is issued in the compliance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC, for personal protective equipment of category II (optical class 1). The product is designed and tested according to standard EN 166:2001. <https://www.abena.com/docs>

Cleaning: The face shield should be cleaned by any detergent or sanitizer. In order to protect eyes, do not wear the face shield while cleaning it.

Storage: The product should be stored in a dry place. It can be used 2 year in case of appropriate conditions.

Manufacturer:

DOGA SEFFAF KUTU PLASTIK AMB. VE MAKINE SANAYI TIC. LTD. STI
Yzyil Mah. Matbaacilar Sitesi
3.Cad. No:224 34204 Baĝcilar/İSTANBUL