

PRINTING COLORS: THE COLORS ARE FOR REFERENCE ONLY. THEY ARE NOT ACCURATE. DO NOT USE FOR MATCHING PURPOSES.	CLIENT: <b>RFSU</b>	CREATIVE DIRECTOR: <b>Yashar Niknam</b>	PLEASE NOTE: COLOR SEPARATORS, PRE-PRESS BUREAUS AND/OR PRINTERS WILL BE RESPONSIBLE FOR CHECKING WORKING DRAWINGS BEFORE PLATES ARE MADE FOR ACCURACY IN MEASUREMENTS, PLATE TOLERANCE REQUIREMENTS, REGISTRATION AND CONSTRUCTION DETAILING. ANY CHANGES MADE TO SUIT PRODUCTION REQUIREMENTS (TRAPPING, KNOCK-OUT, OVERPRINT ETC.) SHOULD BE MADE BY PRINTER OR PRE-PRESS BUREAU AND MUST BE APPROVED BY BOTH THE CLIENT AND DESIGN FIRM. ALL FINAL ART AND COPY SHOULD BE PROOFREAD BY THE CLIENT.
	PROJECT: <b>Kondom Bipacksedel, 130x231mm</b>	DESIGNER: <b>Ida Parkä</b>	
	DATE: <b>2024-06-19</b>	PRODUCTION MANAGER: <b>Maja Wetterberg</b>	
	ARTWORK VERSION NO: <b>2</b>	FINAL ART: <b>Produktionsdesign AB/SS</b>	
	SOFTWARE: <b>Adobe Illustrator CC</b>		SUPER TUESDAY KUNGSGATAN 28, 111 35 STOCKHOLM SUPERTUESDAY.SE

57.75 mm
57.75 mm
231 mm
57.75 mm
57.75 mm

130 mm

**1. Användningsinformation**

1. Hantera kondomen försiktigt. Öppna förpackningen som teckningen visar. Undvik skarpt föremål i en vässa naglar, smycken mm, vid hantering och öppning. Kolla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på.

2. Kontrollera utgångspunkten på kondomomslaget innan du använder kondomen.

3. Kläm behållaren mellan tummen och pekfingret för att få bort luft. Innan intem kontakt sker mellan penis och din partner, rulla på kondomen på den erigerade penisen för att förhindra graviditet eller spridning av sexuellt överförbara infektioner.

3. Stanna upp och kontrollera att kondomen sitter på plats.

4. Dränk efter utlösningen dräs penis ut och kondomen hålls noga på plats vid penisens utsläpp.

5. Konsultera läkare om du tar något läkemedel (t.ex. salvor) som vid eventuell kontakt med kondomen kan innebära någon risk för nedslutt funktion.

6. Om kondomen spricker vid användning, kontakta sjukvården inom 72h.

**Säkerhetsinformation**

Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Kondom används av sexuellt aktiva personer som ett preventivmedel och/eller vid förebyggande av sexuellt överförbara infektioner (STI) som HIV och andra vanliga sexuella sjukdomar.

Om du önskar använda extra glidmedel rekommenderas vatten- eller silikonbaserade glidmedel. Oljebaserade produkter (t.ex. barnolja, vaselin och vissa pesar) kan skada kondomen. Förvara osködligt för barn.

**Kontraindikationer**

Kondomen ska inte användas om graviditet önskas eller om allergi förekommer mot latex, silikonolja eller någon av ingredienserna. Tillverkares och din behöriga myndigheters skal informeras om alla allvariga tillbud som inträffat vid produkten. Inget preventivmedel är 100% säkert.

När du köper RFSU produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen.

**Brugersinformation**

1. Var försiktig när du öppnar emballagen. Emballagen öppnas som visat på teckningen. Undvik skarpa penslar, skarpa knivar, smycken osv., när du öppnar och öppnar kondomen. Rull kondomet en smula ut, så man tydligt ser, hvilken väg det skal rullas på. Tjukt utsläppspunkt på kondomomslaget.

2. Kläm luften ut av kondomet med tummen och pekfingret. Innan du har intem kontakt mellan deg och din partner, rulla på kondomet på den erigerade penisen för att förhindra graviditet eller spridning av sexuellt överförbara infektioner.

3. Dubbelbjek på kondomet sitter som det skal.

4. Utvändigt efter utlösning trækker penis ut, och kondomet holdes forsigtigt på plads ved roten af penis, så sården ikke løber ud.

5. Kontakt din lege, hvis du bruger lægemidler (f.eks. salvor), som ved eventuel kontakt med kondomet kan indebære risiko for nedslutt funktion.

6. Hvis kondomet brister under brug, skal du kontakte din lege inden for 72 timer.

**Sikkerhedsinformation**

Kondom er den eneste præventionsmetode, der beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Kondom bruges af seksuelt aktive mennesker som præventionsmiddel og/eller til forebyggelse af seksuelt overførte infektioner (STI) som HIV og andre almindelige seksuelle sygdomme.

Hvis du ønsker at bruge ekstra glidcreme, anbefales vand- eller silikonbaserede glidcreme. Oljebaserede produkter (f.eks. babyolie, vaselin og nogle pesar) kan beskadige kondomet. Opbevares utilgængeligt for børn.

**Kontraindikationer**

Kondomet skal ikke bruges, hvis der ønskes graviditet, eller hvis der er allergi over for latex, silikonolie eller nogen af de anvendte råvarer. Producenten og den kompetente myndighed skal informeres om enhver alvorlig hændelse, der involverer produktet.

Ingen præventionsmiddel er 100% sikkert.

Når du køber RFSU produkter, bidrager du til arbejdet med seksualoplysning og menneskerettigheder i Norden og store dele af verden.

**1. Käyttöohjeet**

1. Käsittele kondomia varovaisesti. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti. Vältä kondomin käsittelyä ja käsittelemistä avoimien aivojen, kuten terävillä kynsillä, koruilla jne. Rullaa kondomia hieman auki varmistaksesi oikea suuntaus. Tarkista tarkasti kondomin käänteessä oleva viimeinen käyttötavara ennen kondomin käyttöä.

2. Purista ilma pois kondomin kätystä peukalolla ja etusormella. Ennen peniksen ja kumppanin välissä intimitä kosketusta, rulla kondomi erikoisesta ohueen penikseen estääksesi raskaus tai seksitauti levittämisen. Vältä raspaamista kondomia kynsillä.

3. Tarkista, että kondomi on asennettu hyvin paikalleen.

4. Vältä kontaktia siemennyksille jälkeen penis vedetään ulos ja kondomia pidetään varovasti paikallaan peniksen juuresta, jotta siemenneste ei valu ulos.

5. Konsultoi lääkärin, jos käytät lääkkeitä (esim. voidetta), jotka voivat heikentää kondomin kumissa heikentää sen toimintakykyä.

6. Jos kondomi hajoaa käytössä, ota yhteyttä terveydenhuoltoon 72 tunnin kuluessa.

**Turvallisuustietoja**

Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa sekä raskaudelta että seksitauteilta. Seksuvaikuttavien aineiden käyttöä kondomia ehkäisymieheksi ja/tai sukupuolihoitoon on tarkoitettu, kuten HIV:in muuten yleisesti seksitauti, ehkäisyä. Jos haluat käyttää ylimääräistä liukuvoiteita, suositellaan vettä- tai silikonipohjaisia liukuvoiteita. Öljypohjaiset tuotteet (esim. vauvoöljy, vaseliini ja jotkut voiteet) voivat vahingoittaa kondomia. Säilytä lasten ulottamattomissa.

**Vasta-aiheet**

Kondomia ei saa käyttää, jos halutaan raskautta tai jos on allerginen latexille, silikonöljylle tai jollekin käyttöaine aineille. Varmista, että ja toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikista tuotteiden liittävistä vakavista vaarantilanteista. Mikään ehkäisymiehe ei ole 100% suojainen turvallinen.

RFSU:n tuotteista on saatavilla tarkat seksuaalivalvontaa ja ihmisoikeustyötä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

**1. Bruksinformasjon**

1. Var forsiktig når du åpner forpakningen. Pakningen åpnes som vist på teckningen. Undvik skarpe gjenstander, f.eks. kniver, smykker osv., når du skal åpne forpakningen. Rull først ut kondomet et stykke, slik det blir tydelig hvilken vei det skal rulles på. Sjekk utslåppspunkt på kondomomslaget før du bruker kondomet.

2. Kläm luften ut av kondomet med tummen og pekefinger. Før du har intem kontakt mellom deg og din partner, rull på kondomet på den erigerede penisen for å forhindre graviditet eller spredning av seksuelt overførbare infeksjoner.

3. Dobbelbjek på kondomet sitter som det skal.

4. Rett etter utløsning dräs penis ut, mens kondomet holdes forsiktig på plads ved penisens utsläpp.

5. Kontakt legen din hvis du bruker legemidler (f.eks. salvor) som ved eventuel kontakt med kondomet kan innebære en risiko for nedslutt funksjon.

6. Hvis kondomet sprikker under bruk, kontakt helsevessten innen 72 timer.

**Sikkerhetsinformasjon**

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Kondom brukes av seksuelt aktive personer som prevensjonsmiddel og/eller for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner (STI) som HIV og andre vanligvis kjennetegnede sykdommer.

Hvis du ønsker å bruke ekstra glidemiddel, anbefales vann- eller silikonbaserede glidemidler. Oljebaserede produkter (f.eks. babyolje, vaselin og enkelte pesar) kan skade kondomet. Opbevares utilgængelig for barn.

**Kontraindikasjoner**

Kondomet skal ikke brukes hvis graviditet er ønsket, eller hvis det foreligger allergi mot latex, silikonolie eller noen av smaltsetningene som brukes. Producenten og den kompetente myndigheten skal informeres om enhver alvorlig hendelse som involverer produktet.

Ingen prevensjonsmiddel er 100% sikre.

Når du kjøper RFSU produkter, bidrar du til arbeidet med seksualoplysning og menneskerettigheter i Norden og i store deler av verden.

**1. S: Lis bipacksedeln före användning. N/DK: Les pakningsvedlegget før bruk/ Læs indlægsedlen før brug. FI: Lue käyttöohjeet.**

**2. S: Förvaras på en torr plats. N/DK: Oppbevares oppbevares på et tørt sted. FI: Säilytä kuivassa paikassa.**

**3. S: Förvara ej i direkt solljus. N/DK: Må ikke oppbevares/ oppbevares i direkte solljus. FI: Pidä pois suoraista auringonvalosta.**

**4. S: Endast för engångsbruk. Återanvändning kan öka risken för fel eller infektion. N/DK: Kun til engangsbruk/ engangsbruk. Gjenbruk/ genbrug kan øke/øge risikoen for feil/fel eller infeksjon/ infektion. FI: Kertakäyttöinen. Uudelleen käytettyä voi lisätä vikoja tai infektion riskiä.**

**5: Tillverkare. N/DK: Producent/ Fabrikant. FI: Valmistaja.**

**MD**

S: Medicinteknisk produkt. N/DK: Medicinsk/Medicinsk produkt. FI: Lääkinnällinen laite.

**UTB**

S: Innehåller latex (naturgummi). Kan orsaka allergiska reaktioner, i värsta fall analytiskt chock. N/DK: Inneholder/indeholder latex (naturgummi). Kan forårsake/forårsage allergiske reaktioner/reaktioner, og i værste fald/verste fald analytisk sjokk/chock. FI: Sisältää lateksia (luonnonkumi). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita, pahimmassa tapauksessa anafylaktisen sokin.

FOR THE FREEDOM OF EVERY BODY

BY CHOOSING RFSU PRODUCTS YOU SUPPORT OUR ONGOING WORK FOR SEXUAL AND HUMAN RIGHTS.

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige, www.rfsu.com.

Kasta ej i toaletten. Ikke kast i midt i toaletter/toiletter. Älä huuhto viemäriin.

We believe something better is ahead. A world where you are free to express your sexuality, love who you want, and decide over your body. That's a struggle worthwhile. Since 1933, we have been working to make it real. And we won't stop. Not until we get there. By choosing RFSU products you support our ongoing work for sexual and human rights. For a world of greater freedom, for every body. www.rfsu.com

Ok, Susanne Vesterinen

FRONT

BACK

Signature: Susanne Vesterinen  
 Susanne Vesterinen (Aug 26, 2024 08:51 GMT+2)  
 Email: susanne.vesterinen@rfsu.com

**PROFIL/MAGIC**

S: Profil är kondomer med insvävad topp för bäst passform och ökad känsla. N/DK: Profil er kondomer med insvinget/indsnævret topp/ sprids for bedre passform og økt/øget følelse/følelse. FI: Magic-kondomi puristaa parhaasta paikasta ja lisää tuntoherkkyttä.

**THIN**

S: Thin är tunn kondomer för en närmare känsla, nästan som utan. N/DK: Thin er tynne/tynde kondomer for en nærmere/fættære følelse, nesten som uten/uden. FI: Thin-kondomi on hyvin ohut - lähemmäksi ei pääse.

**SENSUAL**

S: Sensual är kondomer med knottor på för ökad njutning som gör det skönare för båda. N/DK: Sensual er kondomer med knuder/knopper som gir økt/øget nytelse for begge. FI: Sensual-kondomin pinta lisää nautintoa ja on molempien mieleen.

**GRANDE**

S: Grande är extra rymliga och säkra kondomer med generös form som ger bättre passform och känsla. N/DK: Grande er ekstra romslige/ruumlige og sikre kondomer med avrundet form som gir bedre passform og følelse/følelse. FI: Grande on tavallista kondomia tilavampi, mikä takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

**GRANDE XL**

S: Grande XL är extremt rymliga kondomer med extra generös form som ger bättre passform och känsla. N/DK: Grande XL er ekstra romslig/ruumlige kondomer med en extra generøs form som gir bedre passform og følelse. FI: Grande XL on hyvin tilava kondomi, jonka pidempi ja leveämpi muotoilu takaa paremman istuvuuden ja tunteen.

**TIGHT**

S: Tight är kondomer med en tätt passform. N/DK: Tight er kondomer med en tettstende/tattsiddende passform. FI: Tight-kondomi on suunniteltu mukavan tiukaksi.

**BEYOND THIN**

S: Beyond Thin är sensationellt tunn kondomer som ger en optimal hudnära naturlig och skön känsla - nästan som utan. N/DK: Beyond Thin er sensasjonell/sensationelt tynne/tynde kondomer som gir/giver en optimal naturlig og deilig/skan nær huden opplevelse - nesten som uten/uden. FI: Beyond Thin on settionohut kondomi, joka takaa aivanlaatuisen läheisyyden ja luonnollisen kosketuksen - melkein kuin ilman.

**ENJOY**

S: Enjoy är en mix av olika kondomer för dig som vill prova och känna dig för. N/DK: Enjoy är en mix av ulike/forskjellige kondomer for deg/dig som vil prøve og føle deg/dig frem. FI: Enjoy on sekoitus kondomeja niille, jotka haluavat kokeilla ja tuntea tiensä.

**TASTY**

S: Mix av de populære kondomene med arom for doft og smak - for dig som vill stimulere fler sinnen enn ett: 1 st Profil Juicy Grape, 1 st Profil Banana Split, 2 st Sensual Honey Melon, 2 st Sensual Cola, 2 st Regular Strawberry og 2 st Regular Vanilla. N/DK: Mix av/af de mest populære kondomene med aroma for lukt/doft og smak/smag. For deg/dig som vil/ønsker at stimulere flere sanser enn: 1 st Profil Juicy Grape, 1 st Profil Banana Split, 2 st Sensual Honey Melon, 2 st Sensual Cola, 2 st Regular Strawberry og 2 st Regular Vanilla. FI: Lajitella suosittuja kondomeja erilaisilla tuoksu- ja maku- aromilla sinulle, joka haluaa stimuloida useampia aisteja: 1 kpl Profil Juicy Grape, 1 kpl Profil Banana Split, 2 kpl Sensual Honey Melon, 2 kpl Sensual Cola, 2 kpl Regular Strawberry ja 2 kpl Regular Vanilla.

**17006**

S: Transparent, rak och slit kondom utan behållare och glidmedel med arom. N/DK: Transparent, rett/lige og glatt kondom uten/uden beholder/reservoir og glidemiddel/glidcreme. FI: Läpinäkyvä, suora kondomi ilman säiliötä ja liukuasetta.

**SENSITIVE**

S: Sensitive är extra tunna och luktfria plastkondomer som leder kroppsvärme og ger en naturlig känsla. Kan användas av latexallergiker. N/DK: Sensitive er ekstra tynne/tynde og luktfrie/lugtfrie plastkondomer som leder kroppsvärme. FI: Sensitive-kondomi on erittäin ohut ja hajuton. Kondomi välittää kehon lämpöä luonnollisella tavalla ja sopii myös kumi- ja lateksiallergoille.

Art nr: 1807015  
V2404-1

CE

RFSU AB, Box 1279, Färögatan 33, 164 51 Kista, Sverige, www.rfsu.com

2862