

OK FUNGEX NEGLESVAMP PASTER

- Effektiv behandling af neglesvamp infektioner.
- Hurtige og synlige resultater.
- Nem og præcis anvendelse.
- Anvendes kun en gang dagligt.
- 8 timers konstant behandling af neglen.
- Det er ikke nødvendigt at file neglen.

Inhold i denne brugsanvisning

1. Hvad er FungeX Neglesvamp Plaster?
2. Sådan bruges FungeX Neglesvamp Plaster
3. Mulige bivirkninger
4. Graviditet og amning
5. Opbevaring
6. Advarsler
7. Indeholder
8. Ingredienser

1. HVAD ER FUNGEX NEGLESVAMP PASTER?


FungeX Neglesvamp Plaster er et revolutionerende medicinsk udstyr, der giver en effektiv og intensiv behandling af neglesvamp og misfarvede, deforme (tå) negle. FungeX Neglesvamp Plaster giver naturlig pleje ved kontinuerlig frigivelse af aktive ingredienser i maksimalt 8 timer. På grund af sin unikke formulering har den også en fugtgivende effekt. Den specielt designede form på plasteret giver en bekvem, enkel og effektiv spot-on applikation på neglen.

FungeX Neglesvamp Plaster behandler neglesvamp, forbedrer udseendet på neglen og reducerer misfarvning.

2. SÅDAN BRUGES FUNGEX NEGLESVAMP PASTER

Start med at rense neglen og fjern evt. neglelak, støv eller olie inden hver påføring. Det er ikke nødvendigt at file neglen før brug.

1. Efter du har fjernet det gennemsigtige klistermærke (1) skal du fjerne det tynde klistermærke, der er placeret på det negleformede plaster (2).
2. Placer det negleformede plaster på midten af neglen for at sikre spot-on-behandling. Fjern den hvide strimmel i bund af plasteret (3).
3. Pæk siderne af (tå) neglen tæt sammen med vingerne på plasteret, derefter pækkes resten af tå eller fingerspidsen ind med den resterende øverste del af plasteret.
4. Lad FungeX Neglesvamp Plaster sidde på (tå) neglen i 8 timer for at sikre en effektiv og intensiv behandling, helst om natten. Påfør plasteret en gang dagligt på de berørte negle.



De bedste resultater er synlige ved daglig behandling, så længe neglen er påvirket. Behandlingsvarigheden varierer afhængigt af sværhedsgraden af tilstanden og bør fortsættes, indtil en sund negl er vokset ud. I de fleste tilfælde vil en ny negl vokse ud indenfor 3-6 måneder.

3. MULIGE BIVIRKNINGER

Der er ingen kendte bivirkninger, når FungeX Neglesvamp Plaster bruges i henhold til brugsanvisningen.

4. GRAVIDITET OG AMNING

Formlen er kun aktiv lokalt og kan derfor bruges under graviditet og amning. Ved brug til børn, skal du kontakte din læge inden behandling.

5. OPBEVARING

- Opbevares tørt ved stuetemperatur.
- Anbring pakken hvor børn eller småbørn ikke kan nå den.
- Luk lynlåsen til opbevaring af de resterende plastre i folieposen for at forhindre udtørring.

⚠ 6. ADVARSLER

- Kun til udvortes brug.
- Undgå brug på irriteret eller solbrændt hud og i direkte kontakt med øjnene.
- Stop med at bruge produktet, hvis din hud bliver rødlig, hævet eller kløende, mens du bruger det eller efter brug.
- Brug ikke dette plaster, hvis du har oplevet en bivirkning på nogen typer af plaster.

7. INDEHOLDER: 14 FungeX Neglesvamp Plastre

8. INGREDIENSER: Urea, 1,3-butylenglycol, Fumarsyre.

Alle henvendelser om produktet skal sendes til distributøren. For mere information om FungeX Neglesvamp Plaster, besøg www.fungeX.com

FungeX er et registreret varemærke tilhørende TheOTCLab .

Sidst revideret : januar 2025

Distributør:

Bräuner FMCG
Birkmosevej 20D, 1. th.
6950 Ringkøbing
Danmark

Producent:

Wooshin Labottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109, 914,
915, 1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon, Korea

EC REP Autoriseret repræsentant:

Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenien



SE FUNGEX NAGELSVAMPSPLÅSTER

- Effektiv behandling av nagelsvampsinfektioner.
- Snabba och synliga resultat.
- Enkel och exakt applikation.
- Applicera endast en gång om dagen.
- 8 timmar kontinuerlig nagelbehandling.
- Nageln behöver inte filas.

BRUKSANVISNINGEN INNEHÅLL

1. Vad är FungeX Nagelsvampsplåster?
2. Hur man använder FungeX Nagelsvampsplåster
3. Möjliga biverkningar
4. Graviditet och amning
5. Hållbarhet och förvaring
6. Varningar
7. Innehåller
8. Ingredienser

1. VAD ÄR FUNGEX NAGELSVAMPSPLÅSTER?

FungeX Nagelsvampsplåster är en unik medicinteknisk produkt som ger en intensiv och effektiv behandling av nagelsvamp och missfärgade deformerade naglar. FungeX Nagelsvampsplåster är naturligt vårdande genom att kontinuerligt frisätta den aktiva ingrediensen under maximalt 8 timmar. På grund av sin unika formulering har den också en fuktgivande effekt. Plåstrets speciellt designade form ger en bekväm, enkel och effektiv applicering på rätt plats.

FungeX Nagelsvampsplåster behandlar nagelsvampen, förbättrar nagelns utseende och minskar missfärgningen.

2. HUR MAN ANVÄNDER FUNGEX NAGELSVAMPSPLÅSTER


Rengör nageln och ta bort eventuellt nagellack, damm eller olja före varje applicering. Nageln behöver inte filas före användning.

1. Ta först bort den genomskinliga skyddsplasten (1), därefter det tunna klistermärket som täcker det nagelformade plåstret (2).

2. Placera det nagelformade plåstret på mitten av nageln för att säkerställa korrekt behandling. Ta bort den vita remsan i botten av plåstret (3).

3-4. Omslut nageln genom att vika plåstrets vingar runt nagelns sidor, därefter viks den återstående övre delen av plåstret över tån eller fingertoppen.

5. Behåll FungeX Nagelsvampsplåster på nageln i 8 timmar för att säkerställa en effektiv och intensiv behandling, helst under natten. Applicera plåstret en gång dagligen på de drabbade naglarna.



Bäst resultat ses genom daglig behandling så länge nageln är påverkad. Behandlingstiden varierar beroende på infektionens svårighetsgrad och bör fortsätta tills en ny nagel har vuxit ut. I de flesta fall kommer en ny nagel att växa ut inom 3-6 månader.

3. MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Det finns inga kända biverkningar när FungeX Nagelsvampsplåster används enligt bruksanvisningen.

4. GRAVIDITET OCH AMNING

Produkten verkar endast lokalt och kan därför användas under graviditet och amning. För användning till barn, kontakta din läkare innan behandlingen.

5. HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

- Förvara på en torr plats vid rumstemperatur.
- Placera inte förpackningen där den kan nås av barn eller småbarn.
- Återförslut foliepåsen ordentligt för att förhindra att oanvända plåster torkar ut.

⚠ 6. VARNINGAR

- Endast för utvärtes bruk.
- Undvik användning på irriterad eller solbränd hud och i direkt kontakt med ögonen.
- Sluta använda om din hud blir rödaktig, svullen eller kliar vid användning eller efter användning.
- Använd inte detta plåster om du har fått biverkningar vid användning av andra typer av plåster.

7. INNEHÅLLER: 14 FungeX Nagelsvampsplåster

8. INGREDIENSER: Urea, 1,3-butylenglykol, Fumarsyra.

Alla förfrågningar om produkten ska skickas till distributören. För mer information om FungeX Nagelsvampsplåster, besök www.fungex.com

FungeX är ett registrerat varumärke som ägs av TheOTCLab.

Senaste revision: januari 2025

DISTRIBUTÖR:

Bräuner FMCG
Birkmosevej 20D, 1. th.
6950 Ringkøbing
Danmark

PRODUCENT:

Wooshin Labottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109, 914,
915, 1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon, Korea

EC REP Autoriserad representant:

Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenien

