

General Artwork Information	Formula Information	Colors / Decoration / Finishing	Printing Technology	Internal Data
Project ID: 206563 Project Name: 11HC_NO PLASTER PLASTER	Formular Color (if visible): XXX Filling Good NART: NOT NEEDED	PANTONE 2747 C PANTONE 3546 C Black Legende Dieline Info	Offset Offset Offset Non Printing Non Printing Non Printing	Master: BRV.10345221.000.02 Internal No.: L-P-049306 Set-up: 2025-02-13 (VS) 1. Correction: 2025-02-27 (VS) 2. Correction: 2025-03-06 (SJ) 3. Correction: 2025-03-11 (NA) Final Artwork date: 2025-03-26 (VS)
Brand Group: HP Product: LIQUID PLASTER 10ML SPGR: 48845 Artwork Type: Leaflet Template Type: Multi3	Packaging Information Packaging Type: Leaflet Packaging Color: white Printed Material: XXX Material Color: white			
Local Artwork Information: XXX/XX/XX/XX/XX	Important Information -			
Country: ISL, SE/DK/NO, FI Artwork No.: DRV.DRV26423.000.01 Finished Good NART: 48845-01060-46 Packaging NART: 34591-90134-00 GTIN: NOT NEEDED				
Each Expert Function is responsible to check on their respective field: Brand Manager: Artwork Information, Design, Claims, overall correctness, PackDev: Packaging Information, R&D: Functional claims, Formula/INCI, Storage Conditions (incl. applicable symbols) Legal: Claims according to appr. Mastertext, RA: Safety Instructions, Compulsory information (incl. applicable symbols), MedClin: Intended purpose, Medical/clinical Claims, Directions, Safety Instructions, Colors and Printing technology are checked between Artwork Agency and Print Supplier The following needs to be checked locally: Local Brand Manager: Local Artwork Information, correct Design, Claims, overall correctness; Legally Qualified Person (LQP): Claim support, Risk assessment According to your regional specifications please invite the respective expert functions as additional approvers: PackDev: Packaging Information RAO: Formula, INCI, Safety Instructions				

Frontside

150 mm

Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE

FI Hyv  kuluttaja, tue t m  pakkaukselloste huolellisesti ennen kuin k yt t  Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE koska se sis lt   sinulle t rkeit  tietoj . Jos sinulla on lis kysymyksi , ota yhteytt  l  k riin tai apteekkiin. S ilyt  pakkaukselloste niin kauan kuin k yt t  tuotetta.

Hansaplast Nestem inen Laastari-tiiviste pienten, pinnallisten, kuivien arkip iv n haavojen, kuten naarmujen, viiltojen ja hankaumien peitt miseen ja suojaamiseen. Tuotteen levitt miseen j lkeen se kuivuu muodostan joustavan, l pin kyv n ja vedenpit v n kalvon, joka peitt   ja suojaa haavan.

K ytt ohjeet:

Puhdista ja kuivaa vaurioitunut alue. Levit  riitt v  m  r  tuotetta ja levit  applikaattorilla niin, ett  haava on tasaisesti peitetty ohuella kerroksella. Anna kuivua. Tarvittaessa poista tuotej  m t putkilon applikaattorista steriilill  kompressilla k yt n j lkeen. Sulje putki hyvin k yt n j lkeen. Toista tarvittaessa. Laastari h vi   v hitellen ajan my l .

Varoitukset ja varotoimet:

- Hygieniasista applikaattoria saa k ytt   vain yksi henkil .
- V lt  kosketusta silmiin ja limakalvoihin.
- Levityksen j lkeen voi ilmet  hetkellist  kirvely .
- Jos haava osoittaa infektion merkkej , kuten punoitusta, kuumotusta, kipua, kutinaa tai polttelua, lopeta k ytt  ja ota yhteytt  l  k riin.
- Vain ulkoiseen k ytt  n.
- Tuotetta saavat k ytt   vain aikuiset.
- S ilyt  lasten ulottumattomissa.

Vasta-aiheet:

-    k yt  huulilla tai silmien alueella.
- Ei saa k ytt   tulehtuneisiin, syv in, vuotaviin tai eritt viin haavoihin tai palovammoihin.
-    k yt  alle 3-vuotiaille lapsille.

Beiersdorf

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast / Hansaplast Logo
= reg. tm. of Beiersdorf AG,
Germany
Made in Germany



Beiersdorf Oy, Puutarhakatu 53,
20100 Turku

www.Hansaplast.com

NART 34591-90134-00
DRV26423.01
REF148845



Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE

SE B ste konsument, v nligen l s denna bipacksedel noggrant innan du anv nder Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE eftersom den inneh ller viktig information f r dig. Om du har ytterligare fr gor, kontakta din l kare eller apotekspersonal. Beh ll bipacksedeln s  l nge du anv nder produkten.

Hansaplast Flytande Pl sterkoncentrat t cker och skyddar mindre, ytliga, torra vardagss r som skrap-, sk r- och skrubbs r. Vid applicering torkar produkten snabbt f r att bilda en osynlig, flexibel, tunn och v tten lig film som t cker och skyddar s ret.

Bruksanvisning:

Stoppa bl dningen. Reng r och torka det drabbade omr det. Applicera en tillr ckligt m ngd av produkten och sprid med hj lp av tubapplikatorn s  att s ret t cks j mnt med ett tunt lager. L t torka. Om n dv ndigt, ta bort rester av produkten fr n tubapplikatorn med en steril kompress efter anv ndning. St ng tuben ordentligt efter anv ndning. Upprepa vid behov. Pl stret f rs vinner gradvis  ver tid.

Varningar och f rsiktighets tg rder:

- Av hygieniska sk l f r tuben endast anv ndas av en person.
- Undvik kontakt med  gon och slemhinnor.
- En stickande k nsla kan uppst  kortvarigt vid applicering.
- Om s ret visar tecken p  infektion som rodnad, v rme, sm rta, kl da eller brinnande k nsla, avbryt anv ndningen och s k medicinsk r dgivning.
- Endast f r utv rtes bruk.
- Produkten f r endast appliceras av vuxna.
- F rvaras  tkomligt f r barn.

Kontraindikationer:

- Anv nd inte p  l pparna eller i omr det runt  gonen.
- Anv nd inte p  infekterade, djupa, bl dande eller v tskanda s r eller p  br nnskador.

Beiersdorf

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast / Hansaplast Logo
= reg. tm. of Beiersdorf AG,
Germany
Made in Germany



Beiersdorf AB, Box 275, 401 24
G teborg

www.Hansaplast.com

NART 34591-90134-00
DRV26423.01
REF148845



Backside

150 mm

Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE

DK K re forbruger, venligst l s dette informationsblad omhyggeligt, f r du Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE da det indeholder vigtig information for dig. Hvis du har yderligere sp rgsm l, bedes du kontakte din l ge eller apotek. Gem indl gsseddelen, s  l nge du bruger produktet.

Hansaplast Flydende Plasterkoncentrat til d kning og beskyttelse af mindre, overfladiske, t rre hverdags r som skrammer, snit og skrubber. Ved p f ring t rrer produktet hurtigt og danner en usynlig, fleksibel, tynd og vandafvisende film, der d kker og beskytter s ret.

Bruksanvisning:

Stop bl dningen. Reng r og t r det ber rte omr de. P f r en tilstr kkelig m ngde af produktet og fordel det med tubens applikator, s  at s ret er j vnt d kket med et tyndt lag. Lad det t rre. Hvis n dv ndigt, fj rn rester af produktet fra tubens applikator med en steril kompres efter brug. Luk tuben godt efter brug. Gentag om n dv ndigt. Plasteret forsvinder gradvist  ver tid.

Advarsler og forsigtighedsregler:

-  f hygiejniske  rsager m  tuben kun bruges af  n person.
- Undg  kontakt med  jne og slimhinder.
- En stickende fornemmelse kan opst  kortvarigt ved p f ring.
- Hvis s ret viser tegn p  infektion som r dme, varme, smerte, kl e eller br dende fornemmelse, skal du stoppe brugen og s ge l gehj lp.
- Kun til brug.
- Produktet m  udvortes kun p f res af voksne.
- Opbevars utilg ngeligt f r b rn.

Kontraindikationer:

- Brug ikke p  l berne og n eomr det.
- Brug ikke p  inficerede, dybe, bl dende eller v skende s r eller forbr ndinger.
- Brug ikke p  b rn under 3  r.
- M  ikke sluges.
- Brug ikke i tilf lde af kendte allergier over for nogen af ingredienserne.
- P  grund af mangel p  studier anbefales brug ikke under graviditet eller amning.

Beiersdorf

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast / Hansaplast Logo
= reg. tm. of Beiersdorf AG,
Germany
Made in Germany



Beiersdorf A/S, Vesterbrogade
149, 1620 København V

www.Hansaplast.com

NART 34591-90134-00
DRV26423.01
REF148845



Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE

IS K ri neytandi, vinsamlega lestu þennan fylgise il vandlega  ður en þ  notar Hansaplast LIQUID PLASTER CONCENTRATE, þar sem hann inniheldur mikilv gar uppl singar fyrir þig. Ef þ  hefur frekari spurningar, haf u samband vi  l kni e a lyfjafr  ing. Geymdu fylgise ilinn   meðan þ  notar v runa.

Hansaplast fl jtandi pl stur er hanna ur til    þekja n kv mlega og verndar minni h ttar, yfirbor sleg, þurr hversdagsleg s r, eins og rispur, skurb  og skr mur. Vi  notkun þornar varan fl tt og myndar  sni lega, sveigjanlega, þunna og vatnsp lna himnu sem þekur og verndar s ri .

Lei beiningar um notkun:

St  va u bl  dinguna. Hreins u og þurrka u sv  i i sem      meðh ndla. Ber u n gilegt magn af v runni   og dreif u með t punni þannig    s ri  s  þak i j fnu þunnu lagi. L ttu þorna. Ef þ rf er  , fjarl  gu lei ar v runnar af t punni með s ttreinsva u grisu eftir notkun. Loka u t punni vel eftir notkun. Endurtaktu ef nau synlegt er. Pl sturinn hverfur sm m saman með t manum.

Vi varanir og var  arr  stafanir:

-  f hreinl tisst   um m  t pan   eins vera notu  af einum einstaklingi.
- F r stu snertingu vi  augu og sl mh  .
- Vi  notkun getur komi  fram v g svi atilfinning i stuttan t ma.
- Ef s ri  s ynir merki s kingar, eins og r  a, hita, verki, kl  a e a svi a, h ttu notkun og lei a u l knisr   a.
-   eins til  tvortis notkunar.
- Varan skal eing ngu notu  af fullor num.
- Geymi  þar sem b rn n  ekki til.

Fr b ndingar:

- EKKI nota   varir e a i kringum augu.
- EKKI nota   s kt, dj p, bl  andi e a vessandi s r n  brunas r.

Beiersdorf

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast / Hansaplast Logo
= reg. tm. of Beiersdorf AG,
Germany
Made in Germany



Beiersdorf hf, Su rlandsbraut
30, 108 Reykjav k

www.Hansaplast.com

NART 34591-90134-00
DRV26423.01
REF148845



Bivirkningar:

Hvis der opst r lokal hudirritation eller overf lsomhed over for en af ingredienserne, skal du stoppe brugen. Hvis symptomerne forts tter, skal du s ge l gehj lp. Hvis du observerer uventede eller potentielt alvorlige symptomer efter brug af dette produkt, bedes du informere din l ge eller apotek, producenten og din nationale sundhedsmyndighed.

Fare:

- Meget brandfarlig v ske og damp.
- Holdes v k fra varme, varme overflader, gnister,  ben ild og eller andre ant ndelseskilder.
- Rygning forbudt.

Ingredienser:

Denatureret ethanol, Ricinusolie, Etylcellulose, Solsikkeolie, Glycerin

Opbevaring:

- Opbevares p  et k ligt og t rt sted mellem 5  C og 25  C i den originale emballage.
- Beskyt mod sollys.
- Brug kun uskad  tuber.
- Brug kun indtil udl bsdato. Udl bsdato og batchnummer kan findes p  tubens fold og folde sken.
- Brug inden for 6 m neder efter  bning.

Seneste revision af instruktionerne: v01-01/2025