

Læs denne indlægsseddel nøje igennem inden du bruger ReplensMD første gang.

REPLENSTMMD

Vaginalgel

Hormonfri langtidsvirkende vaginal fugtighedsgel

Giver omgående lindring af

- vaginal atrofi og tørhed
- kløe
- irritation
- ubehag

INDHOLDSTOFFER:

DESTILLERET VAND, POLYCARBOPHIL, MINERALOLIE, GLYCEROL, HYDROGENERET PALMEOLIEGLYCERID, CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B, SORBINSYRE OG NATRIUMHYDROXID.

ReplensMD er en blød, hvid vaginalgel til brug indvendigt i skeden.

Hvordan virker ReplensMD?

ReplensMD lægger sig som et lag på indersiden af skeden og giver således fugt, smøring og velbehag. Gelen bliver siddende på skedevæggene i flere dage, mens det indeholdte destillerede vand absorberes. ReplensMD har en pH-værdi, som er forenelig med et sundt vaginalt miljø.

Hvad gør ReplensMD?

ReplensMD giver lindring ift. symptomer på vaginal atrofi, vaginal tørhed, kløe, irritation og ubehag under samleje hos postmenopausale kvinder.

Hvordan bruges ReplensMD?

ReplensMD er ikke kun et middel til forbedring af seksuallivet, men anvendes også mhp. at opretholde vaginal helse og give velbehag. Det anbefales at påføre gelen om morgenen eller kveld én gang hver tredje dag og ikke kun inden samleje. ReplensMD kan anvendes hyppigere efter behov, op til én gang dagligt. ReplensMD påføres direkte fra den specialudviklede applikator ind i skeden, hvilket gør, at du får påført den rette mængde præcis det sted, hvor du har brug for det.

Hvornår bør ReplensMD ikke anvendes?

Konsultér din læge inden brug, hvis du er gravid eller ammer. Må ikke anvendes til børn. Anvend ikke gelen, hvis du er overfølsom over for ét eller flere af indholdsstofferne. ReplensMD indeholder ikke sæddræbende midler og beskytter derfor ikke mod graviditet.

Hvornår bør ReplensMD anvendes?

Voksne: Anvendes hver tredje dag, om kvelden eller morgenen. ReplensMD er vandbaseret og påvirker ikke effektiviteten af kondomer. ReplensMD har ingen effekt på sædens bevægelighed eller levedygtighed og påvirker ikke evnen til at blive gravid. ReplensMD indeholder ikke hormoner og kan anvendes sammen med hormonerstøttende medicin.

Nogle få dage efter du har brugt ReplensMD første gang, kan du få lidt gråligvidt udflåd (som kan være tørt og grynet). Dette er normalt og sker, fordi ReplensMD renser skedegangen. Skeden renser normalt sig selv, men når du har oplevet tørhed i nogen tid, vil afstødte celler have tendens til at ophobe sig. ReplensMD klæber sig til disse celler og skyller dem bort. Hvis du fortsætter med at bruge ReplensMD, vil udflådmængden gradvist reduceres, efterhånden som miljøet i skeden vender tilbage til normal tilstand. Stands brugen, hvis der opstår irritation i skeden. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. Konsultér lægen eller apoteket, hvis du oplever eventuelle andre ubehagelige bivirkninger efter brug af ReplensMD.



Lagres i rumtemperatur og ikke over 30 C. Må ikke køles eller udsættes for frost. Konsultér lægen inden brug, hvis du er gravid eller ammer. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes til børn. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen (se æsken eller applikatorindpakningen).

VAGINAL TØRHED - SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL: Lider mange kvinder af vaginal tørhed, kløe og ubehag?

SVAR: Vaginal tørhed er et meget almindeligt problem. Problemet opstår ofte under og efter menopausen, men det kan også påvirke ammende mødre, kvinder, som er i medicinsk behandling og kvinder, som har fået foretaget hysterektomi. Kløe, irritation og ubehag er også meget almindeligt især blandt ældre kvinder. Problemet opstår som regel som resultat af langvarig tørhed.

SPØRGSMÅL: Hvad forårsager vaginal tørhed, kløe og ubehag?

SVAR: Disse almindelige problemer forårsages af en mangel på naturlig fugt inden i skeden. Mængden af fugt, der produceres, styres af hormonet østrogen. Når østrogenniveauerne forbliver lave (hvilket er normalt efter menopausen), er der tendens til at hele skedeområdet bliver tørt, både indvendigt og udvendigt, og dette kan føre til kløe, irritation og ubehag.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om ReplensMD, er du velkommen til at besøge vores websted www.medlite.no eller kontakte den lokale distributør.

Distributør: Medlite AS

Pb 288, 3081 Holmestrand, Norge
Tel: +47 33 09 62 12 Faks: +47 33 09 62 13
e-mail: post@medlite.no



Church & Dwight Co., Inc. Canada
5485 Rue Ferrier, Montreal, QC, Canada, H4P 1M6

Sofibel- Laboratoires Fumouze
110-114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex France

©2020 Fremstillet i Norge.

ReplensMD er et registreret varemærke tilhørende Church & Dwight Co. Inc.,


INSTRUKTIONER TIL REPLENSMD FYLDTE ENGANGSAPPLIKATORER

ReplensMD påføres direkte fra den specialudviklede forseglede applikator ind i skeden. Bemærk: Applikatoren er udformet til at dosere den anbefalede mængde fugtighedsgel. Når den anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, vil der være en lille mængde fugtighedsgel tilbage i applikatoren efter brug. Kassér overskydende gel sammen med applikatoren. ReplensMD applikatoren er udviklet til engangs brug. Undlad venligst at forsøge at genbruge applikatoren, da sikkerheden forbundet med dette ikke er testet.

1. Tag fat om den tykke del af applikatoren og ryst den, således at gelen løber ned i den smalle ende.
2. Knæk spidsen af.
3. Det er nemmest at få applikatoren op i skeden, hvis du sidder på hug eller ligger på ryggen med bøjede ben.
4. Tryk på den tykke del, således at gelen kommer op i skeden, fjern applikatoren og smid den væk. OBS! Den må ikke skylles ud i toilettet.

SIKRET MOD MANIPULATION:

Applikatorerne er indpakket enkeltvist af hensyn til din beskyttelse. ANVEND IKKE produktet, hvis en applikatorindpakning mærket "Replens" er ødelagt eller mangler. Returnér alt indhold med kvittering til købsstedet.



40505180004

CE 634006